



**Produktkatalog
2020/2021**

TePe[®]

Förderung der Mundgesundheit seit 1965

Die Vision eines gesunden Lächelns für das Leben zieht sich durch unsere Geschichte. Bereits 1965 fand der Holzschnitzer Henning Eklund in Zusammenarbeit mit zwei Professoren der School of Dentistry in Malmö, Schweden, eine innovative Lösung für die Mundgesundheit durch Entwicklung des dreieckigen Zahnstochers. Die Geschäftsidee von Henning Eklund, eine gute Mundgesundheit in Zusammenarbeit mit Experten der Zahnmedizin voranzubringen, wurde zu einem erfolgreichen Konzept.

Heute werden TePe Produkte und Lösungen in über 60 Ländern von Zahnärzten empfohlen und von Verbrauchern genutzt. Wir entwickeln unser umfassendes Sortiment entsprechend der aktuellen Forschung und den Kundenbedürfnissen weiter. Und wir engagieren uns dafür, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern, indem wir die ökologische Verantwortung in alle Bereiche unserer Arbeit einfließen lassen.



Inhaltsverzeichnis

- 05 TePe Share
- 06 Interdentale Reinigung
- 15 TePe GOOD™
- 16 Zahnbürsten
- 24 Spezialprodukte
- 28 Demonstrationsmaterial
- 30 Anwendungsbereiche
- 32 Pharmazentralnummern

Bei einigen Produkten beschreiben Symbole, für welche Anwendungsbereiche das Produkt geeignet ist und welche Verpackungen erhältlich sind.

Hier finden Sie eine Legende für alle Symbole:

Anwendungsbereiche:



Grundlegende Mundpflege, geeignet für gesunde Patienten



Geeignet für Kleinkinder und/oder Kinder



Geeignet für die Mundpflege von kieferorthopädischen Apparaturen (z.B. Zahnsparren)



Geeignet für Patienten mit Implantaten



Geeignet für Patienten mit Zahnfleischentzündung/Parodontitis

Packaging:



Blister



Beutel



Schachtel



TePe Share

Aufgrund der führenden Position, die wir heute einnehmen, möchten wir unser Wissen teilen und dadurch einen Wert schaffen. TePe Share ist unser internationaler Beitrag – derzeit noch in englischer Sprache – zum zukünftigen Fortschritt.



We share a passion for knowledge

Seit unserer Gründung im Jahr 1965 arbeiten wir sehr eng mit zahnmedizinischen Experten und Expertinnen zusammen. Wir folgen stets unserer Mission, für ein gesundes Lächeln zu sorgen und für die gute Mundgesundheit zu arbeiten.

Durch TePe Share möchten wir mit unseren Partnern, Kunden und Anwendern unser Wissen teilen – Schritt für Schritt. TePe Share präsentiert Ihnen Tutorials, Newsletter, zahnärztliche Forschungsergebnisse, Webinare und vieles mehr.

Vorerst in Englisch – bald auch in Deutsch.



Artikel



Vorträge



Tutorials



Events



Informationsmaterial



Newsletter

Interdentale Reinigung

TePe hat eine lange Tradition in der Entwicklung von Produkten für die Zahnprophylaxe mit besonderem Fokus auf die interdentale Reinigung. Unser TePe Produktsortiment vereinfacht die interdentale Reinigung.



TePe Interdentärbürsten

Die Verwendung von Interdentärbürsten hat sich als die effektivste Methode bei der Entfernung von Plaque zwischen den Zähnen gezeigt. TePe Interdentärbürsten werden in Zusammenarbeit mit Zahnärzten entwickelt und garantieren höchste Effizienz, Komfort und Qualität.

Die breite TePe Produktpalette an Interdentärbürsten hat für jeden etwas zu bieten – verschiedene Größen, zwei unterschiedliche Borstenstärken und zwei Griffängen


mit geradem oder abgewinkeltem Bürstenkopf. Die Bürsten entsprechen allen Vorgaben des internationalen Standards für manuelle Interdentärbürsten (ISO 16409), der neun Größen vorschreibt, 0-8. Das TePe Interdentärbürsten-Sortiment umfasst alle neun Größen, um für jede Zahnzwischenraumgröße das passende Produkt anbieten zu können.




Original									
Extra Soft									
Angle									
Farben	Pink	Orange	Rot	Blau	Gelb	Grün	Lila	Grau	Schwarz
ISO-Bürstengröße (0-8)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Drahtdurchmesser (mm)	0.4	0.45	0.5	0.6	0.7	0.8	1.1	1.3	1.5
PHD (mm)	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.6	2.0	2.6	3.4

Die Bürstengröße richtet sich nach dem Durchmesser der kleinsten Öffnung, durch die die Bürste passt (PHD=passage hole diameter)

Eine Interdentärbürste reinigt effizient die Zahnzwischenräume.





Kunststoffummantelter Draht mit abgerundetem Drahtende für Sicherheit und Komfort



Flexibler Bürstenhals bei kleineren Bürstengrößen für einen optimalen Zugang und eine längere Haltbarkeit



98%

98%, eine maximale Borstenabdeckung für ein sicheres und effizientes Reinigen



Ergonomischer Griff für einen stabilen Halt

TePe® Interdentalbürsten Original



- Die effektivste Methode zur Entfernung von Plaque zwischen den Zähnen.
- Der benutzerfreundliche Griff bietet einen stabilen Halt, was die Reinigung mit kontrollierten Bewegungen ermöglicht.
- Die kleineren Bürstengrößen (0-3) haben einen flexiblen Bürstenhals für einen optimalen Zugang und eine längere Haltbarkeit. Die größeren Bürstengrößen (4-8) haben einen dickeren Draht, der sich für eine bessere Zugänglichkeit im Molarenbereich biegen lässt.



Interdentale Reinigung



ISO-Größen 0-3: flexibler Bürstenhals für einen optimalen Zugang der hinteren Zähne



Zahnlücken



ISO-Größen 4-8: dickerer, biegsamer Draht für eine bessere Zugänglichkeit im Molarenbereich



TePe® Interdentalbürsten Original sind auch als Mix Pack erhältlich

112 299




Die luftdurchlässige Schutzkappe kann als hygienischer Schutz und zur Griffverlängerung verwendet werden.

Schutzkappe IDB
962060

TePe® Interdental- bürsten Original

Farbe: Pink
ISO-Bürstengröße: 0
Drahtdurchmesser: 0,4 mm




135 210 132 410



TePe® Interdental- bürsten Original

Farbe: Orange
ISO-Bürstengröße: 1
Drahtdurchmesser: 0,45 mm




135 220 132 420



TePe® Interdental- bürsten Original

Farbe: Rot
ISO-Bürstengröße: 2
Drahtdurchmesser: 0,5 mm




135 230 132 430



TePe® Interdental- bürsten Original

Farbe: Blau
ISO-Bürstengröße: 3
Drahtdurchmesser: 0,6 mm




135 240 132 440



TePe® Interdental- bürsten Original

Farbe: Gelb
ISO-Bürstengröße: 4
Drahtdurchmesser: 0,7 mm




115 250 112 450



TePe® Interdental- bürsten Original

Farbe: Grün
ISO-Bürstengröße: 5
Drahtdurchmesser: 0,8 mm




115 260 112 460



TePe® Interdental- bürsten Original

Farbe: Lila
ISO-Bürstengröße: 6
Drahtdurchmesser: 1,1 mm




115 270 112 470



TePe® Interdental- bürsten Original

Farbe: Grau
ISO-Bürstengröße: 7
Drahtdurchmesser: 1,3 mm




118 280 112 480



TePe® Interdental- bürsten Original

Farbe: Schwarz
ISO-Bürstengröße: 8
Drahtdurchmesser: 1,5 mm



118 290 112 490





TePe® Interdentalbürsten Extra Soft


- Extra weiche Borsten für eine besonders schonende Reinigung.
- Alle 6 Größen haben einen kunststoffummantelten Draht.
- Für Patienten mit empfindlichen Zähnen, entzündetem Zahnfleisch, Mundtrockenheit oder nach chirurgischen Eingriffen.*


 TePe® Interdentalbürsten Extra Soft sind auch als Mix Pack erhältlich
 122 299



TePe® Interdentalbürsten Extra Soft

Farbe: Orange
ISO-Bürstengröße: 1
Drahtdurchmesser: 0,45 mm




122 225 122 425



TePe® Interdentalbürsten Extra Soft

Farbe: Rot
ISO-Bürstengröße: 2
Drahtdurchmesser: 0,5 mm




122 235 122 435



TePe® Interdentalbürsten Extra Soft

Farbe: Blau
ISO-Bürstengröße: 3
Drahtdurchmesser: 0,6 mm




122 245 122 445



TePe® Interdentalbürsten Extra Soft

Farbe: Gelb
ISO-Bürstengröße: 4
Drahtdurchmesser: 0,7 mm




122 255 122 455



TePe® Interdentalbürsten Extra Soft

Farbe: Grün
ISO-Bürstengröße: 5
Drahtdurchmesser: 0,8 mm




122 265 122 465



TePe® Interdentalbürsten Extra Soft

Farbe: Lila
ISO-Bürstengröße: 6
Drahtdurchmesser: 1,1 mm



122 275 122 475



*Das zahnärztliche Fachpersonal entscheidet nach chirurgischen Eingriffen über den Startzeitpunkt der Benutzung von Interdentalbürsten.



TePe Angle™

- Abgewinkelter Bürstenkopf für eine optimale Erreichbarkeit der hinteren Zähne.
- Kunststoffummantelter Draht zur sicheren Anwendung.
- Langer, flacher Griff für einen festen Halt.



Reinigung der Molaren, bukkal




TePe Interdentalbürsten Angle™ sind auch als Mix Pack erhältlich

154 699



TePe Angle™

Farbe: Pink
ISO-Bürstengröße: 0
Drahtdurchmesser: 0,4 mm




154 610 154 410



TePe Angle™

Farbe: Orange
ISO-Bürstengröße: 1
Drahtdurchmesser: 0,45 mm



154 620 154 420



TePe Angle™

Farbe: Rot
ISO-Bürstengröße: 2
Drahtdurchmesser: 0,5 mm



154 630 154 430



TePe Angle™

Farbe: Blau
ISO-Bürstengröße: 3
Drahtdurchmesser: 0,6 mm



154 640 154 440



TePe Angle™

Farbe: Gelb
ISO-Bürstengröße: 4
Drahtdurchmesser: 0,7 mm




154 650 154 450



TePe Angle™

Farbe: Grün
ISO-Bürstengröße: 5
Drahtdurchmesser: 0,8 mm



154 660 154 460



TePe EasyPick™

- Für eine einfache und wirksame Interdentalreinigung, auch für Zahnspangen geeignet.
- In zwei konischen Formen und somit für alle Zahnzwischenräume passend.
- Die einzigartigen Lamellen ermöglichen eine breite Kontaktfläche im Approximalbereich.



Biegsam und stabil
mit rutschfestem
Griff



Silikonlamellen



Lange Arbeitsfläche



TePe EasyPick™

Farbe: Orange

Größe: XS/S



243 310



243 293



TePe EasyPick™

Farbe: Blau

Größe: M/L



243 350



243 294



Ideal für unterwegs


Ein praktisches Taschenetui für die TePe EasyPicks™ ist inklusive, um die Zahnzwischenraumreinigung unterwegs zu erleichtern. Ideal zum Mitnehmen.



TePe GOOD Mini Flosser™

Größe: Für enge Zahnzwischenräume

- Vorgespannter Zahnseidenhalter für eine einfache und bequeme Anwendung.
- Reißfeste, dünne und teflonfreie Zahnseide mit einem Griff aus Zuckerrohr und Holzfasern.
- Aufbissfläche für einfache und sichere Anwendung.



623 153 622 554



Führen Sie die Zahnseide sanft in die Zahnzwischenräume ein, indem Sie leichten Druck auf die Beißfläche ausüben.




TePe® Bridge & Implant Floss

Inhalt: 30 Stück

- Die Flauschzahnseide wurde speziell für die Reinigung von Implantaten, Brücken und Zahnpangenen entwickelt.
- Der feste Faden an den Enden ermöglicht das einfache Einfädeln.
- Die tägliche Anwendung trägt zu einem gesunden Zahnfleisch bei.



672 250



Implantat-gestützte Brücke.



TePe® Dental Tape

Größe: Für enge Zahnzwischenräume

Länge: 5 m, 40 m

- Widerstandsfähige und reißfeste Zahnseide.
- Breite, flache und gewachste Zahnseide mit einem frischen Minzgeschmack.
- Gleitet leicht zwischen den Zähnen, ohne dabei zu fasn.



612 095 612 330
5m, lose 40m



Vorsichtig in jedem Interdentalraum nutzen.



Für eine nachhaltige Zukunft

Eine einzigartige Produktlinie in gewohnter TePe-Qualität, die sich anfühlt und aussieht wie immer, aber aus biobasiertem Kunststoff hergestellt wird. Indem wir gute, nachwachsende Rohstoffe verwenden, können wir 95% der im Produktlebenszyklus entstehenden CO₂-Emissionen wieder in den Kreislauf zurückführen. Natürlich werden die Produkte mit grüner Energie hergestellt, teilweise sogar aus unserer eigenen Solaranlage auf dem Dach unserer Produktionsstätte.

Praxisbox

- Praktische Aufbewahrung der TePe Interdentalbürsten für die Zahnarztpraxis.
- 8 herausnehmbare Behälter für Interdentalbürsten Original und Extra Soft und 4 Behälter für TePe Angle™. In jeden Behälter passen 15 Bürsten inklusive Schutzkappen.
- Nützliche Anwendungsinformationen zu den Bürstengrößen sind enthalten.

IDB Original/
Extra Soft TePe
Angle™



x1
922 045



x1
922 041

Interdentalbürsten
sind im Lieferumfang
nicht enthalten.



TePe® Gingival Gel

Inhalt: 2 ml (Muster), 20 ml

- Bietet zusätzlichen Kariesschutz durch Chlorhexidin und Fluorid.
- Leicht aufzutragen, ist nicht abrasiv und schützt empfindliche Wurzeloberflächen.
- Minzgeschmack und milde Zusammensetzung für eine angenehme Anwendung.



x150
982 571
(2 ml)



x1
982 373
(20 ml)



Verwenden Sie die
Kappe als Hilfs-
mittel zum Auftra-
gen des Gels.



TePe® Taschenetui

- Praktisches Reiseetui für TePe® Interdentalbürsten, TePe GOOD Mini Flosser™ oder TePe EasyPicks™.
- Luftlöcher zum Trocknen der Borsten.
- Zur hygienischen Aufbewahrung auf Reisen und unterwegs.



x1
922 028

Taschenetuis werden,
unbestückt geliefert.




TePe GOOD™

Gemäß unserer Vision „To bring healthy smiles for life, by inspiring good oral health“ sehen wir es als unsere Verantwortung, zu einer langfristig nachhaltigen Entwicklung beizutragen. TePe GOOD™ ist eine einzigartige Produktlinie, hergestellt aus biobasierten Rohstoffen – ein Schritt in Richtung einer gesünderen und nachhaltigeren Zukunft.



Nachwachsende Rohstoffe

Biobasierte Rohstoffe wie Zuckerrohr, Rizinusöl und Holzfasern.



Grüne Energie

Alle unsere Produkte werden mit grüner Energie aus erneuerbaren Ressourcen hergestellt, teilweise sogar aus unserer eigenen Solaranlage auf dem Dach der Produktionsstätte in Malmö, Schweden.



Nachhaltigkeitsanspruch

Wir setzen uns für die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen ein und übernehmen Verantwortung für die Umwelt in allen Bereichen unserer Arbeit.



Zahnbürsten

Die benutzerfreundlichen Zahnbürsten von TePe wurden für eine effektive und sanfte Plaqueentfernung entwickelt. Die große Auswahl an unterschiedlichen Modellen und Größen erleichtert die tägliche Mundpflege für Erwachsene und Kinder.





TePe GOOD™ Regular

Größe: Regular
Härtegrad: Soft

- Aus nachwachsenden Rohstoffen.
- Schmal zulaufender Bürstenkopf für leichten Zugang.
- Abgerundete Borsten für eine schonende und effiziente Reinigung.



301 184



TePe GOOD™ Compact

Größe: Compact
Härtegrad: Soft

- Aus nachwachsenden Rohstoffen.
- Schmal zulaufender, kleiner Bürstenkopf für leichten Zugang.
- Abgerundete Borsten für eine schonende und effiziente Reinigung.



301 185



TePe GOOD™ Mini

Größe: Mini
Härtegrad: Extra Soft

- Aus nachwachsenden Rohstoffen.
- Eignet sich ab dem ersten Zahn bis zum Alter von 3 Jahren.
- Abgerundete Borsten für eine schonende und effiziente Reinigung.



301 186



Eine neue Select Zahnbürste in gewohnter TePe-Qualität, die sich anfühlt und aussieht wie immer, aber aus biobasiertem Kunststoff hergestellt wird. Dank der Verwendung nachwachsender Rohstoffe wie Zuckerrohr und Rizinusöl können 95% der CO₂ Emissionen während des Produktlebenszyklusses recycelt werden. Jetzt in vier attraktiven Farben erhältlich: Grün, Rosa, Gelb und Blau.

TePe Select™ Regular

Größe: Regular

Härtegrad: Extra Soft, Soft & Medium

- Schmal zulaufender Bürstenkopf für leichten Zugang.
- Abgerundete Borsten für eine schonende und effiziente Reinigung.
- In unterschiedlichen Härtegraden erhältlich.



325 110 Extra Soft
325 120 Soft
325 130 Medium




TePe Select™ Compact

Größe: Compact

Härtegrad: Extra Soft, Soft & Medium

- Schmal zulaufender, kleiner Bürstenkopf für leichten Zugang.
- Abgerundete Borsten für eine schonende und effiziente Reinigung.
- In unterschiedlichen Härtegraden erhältlich.



335 110 Extra Soft
335 120 Soft
335 130 Medium



TePe Kids™

Größe: Compact

Härtegrad: Extra Soft & Soft

- Zahnbürste mit bunten Illustrationen für Kinder ab 3 Jahren.
- Schmal zulaufender, kleiner Bürstenkopf für leichten Zugang.
- Abgerundete Borsten für eine schonende und effiziente Reinigung.



339 691 Extra Soft (bedruckt)



TePe Mini™

Größe: Mini

Härtegrad: Extra Soft & Soft

- Empfohlen ab dem ersten Zahn.
- Schmal zulaufender, kleiner Bürstenkopf und abgerundete Borsten für eine effiziente Reinigung.
- Erhältlich mit tollen Motiven von Isa Form aus Schweden.



382 687 Extra Soft (bedruckt)



TePe Werbeartikel

Gestalten Sie Ihre eigene Zahnbürste mit dem TePe Imprinting Service – eine exzellente Möglichkeit zur Eigenwerbung für Zahnarztpraxen.

Logos, Illustrationen und Botschaften als Druck auf die Select, Select Compact, Colour Compact Zahnbürsten und Taschenetuis ermöglichen Ihre individuelle Werbebotschaft. Sie haben die Wahl aus einer breiten Palette verschiedener Zahnbürstenfarben und einer Bedruckung mit bis zu fünf Farben.



TePe Supreme™

Größe: Regular
Härtegrad: Soft

- Effiziente Reinigung ohne überhöhten Druck.
- Einzigartiges zweistufiges Borstenfeld.
- Ergonomischer Griff mit Daumenpolster für zusätzlichen Komfort.



352 100



TePe Supreme™ Compact

Größe: Compact
Härtegrad: Soft

- Einzigartiges zweistufiges Borstenfeld.
- Ergonomischer Griff mit Daumenpolster für zusätzlichen Komfort.
- Geeignet für Kinder und Erwachsene, die einen kleineren Bürstenkopf bevorzugen.



392 120



TePe Nova™

Größe: Regular
Härtegrad: Extra Soft (Pink), Soft (Gelb) & Medium (Blau)

- Besondere Borsten an der Spitze der Bürste erreichen auch schwer zugängliche Flächen.
- Abgerundete Borsten für eine schonende Reinigung.
- Ergonomischer Griff mit Daumenpolster für zusätzlichen Komfort.



312 110
Extra Soft



312 120
Soft



312 130
Medium



Längere Borsten an der Spitze der Bürste für einen besseren Zugang der hinteren Zähne.



Für jede Vorliebe und jeden Bedarf

Um individuellen Vorlieben und Bedürfnissen gerecht zu werden, bieten wir verschiedene Härtegrade der Borsten und Größen der Bürstenköpfe an. Ein konisch zulaufender Bürstenkopf macht es leichter, die Zähne im Molarenbereich zu erreichen.



Alle Zahnbürstenhälse können für eine bessere Zugänglichkeit gebogen werden.




TePe Classic™

Größe: Regular

Härtegrad: Extra Soft & Soft

- Benutzerfreundlicher Griff.
- Abgerundete Borsten.
- Für diejenigen, die einen größeren Bürstenkopf bevorzugen.




342 110 342 120
Extra Soft Soft



TePe PlaqSearch™

Inhalt: 10 & 250 Tabletten/Packung

- Ein Produkt zur schnellen und einfachen Selbstkontrolle von Plaque.
- Zwei verschiedene Farbindikatoren (neue und alte Plaque).
- Pädagogisches Hilfsmittel für eine bessere Mundgesundheit.



992 676 992 680
10 Stück 250 Stück



Unterscheidet zwischen neuerer (rot) und älterer (blau) Plaque.



Extra Grip

- Bietet einen komfortablen, stabilen Griff, der Patienten mit eingeschränkter Handfertigkeit hilft.
- Wiegt nur 30 Gramm.
- Passend für TePe Select™, TePe GOOD™ Zahnbürsten und die meisten unserer Spezialbürsten.



912 210



Zum Einsetzen/Entfernen der Zahnbürste den Bürstengriff auf eine stabile Fläche wie z.B. einen Tisch klopfen.



Schutzkappen

Größe: passend für alle Zahnbürsten und Spezialbürsten

- Kleine, praktische Reisekappe.
- Luftlöcher sorgen für eine schnelle Trocknung der Borsten (außer Prothesenbürste).



922 024



Spezialprodukte

TePe bietet eine breite Produktpalette für Patienten mit besonderen Anforderungen an ihre Mundhygiene. Die enge Zusammenarbeit mit Spezialisten aus den jeweiligen zahnmedizinischen Fachgebieten gewährleistet eine hervorragende Anwendung und eine hohe Qualität. Alle Produkte sind eingehend getestet und klinisch erprobt.





TePe Universal Care™

Größe: Regular

- Ein einzigartig gewinkelter Bürstenkopf ermöglicht den einfachen Zugang zu den lingualen und palatinalen Oberflächen von Implantaten.
- Abgerundete Borsten für eine schonende und effiziente Reinigung.
- Erleichtert die Reinigung in engen und schwer zugänglichen Bereichen.



472 368



Der gewinkelte Bürstenkopf erleichtert die Reinigung der Zahninnenflächen.




TePe® Implantat-/ Orthodontiebürste

Größe: Regular

- Extra schlanker, zweireihiger Bürstenkopf für besseren Zugang.
- Optimal für die bukkale Reinigung von Implantaten und Zahnspangen.
- Langer und dünner Hals für besseren Zugang.



442 354



Effiziente Reinigung um die Brackets und den Draht von Zahnspangen herum.



TePe Compact Tuft™

Größe: Regular

- Optimal zur Präzisionsreinigung.
- Rundes Borstenbüschel mit kurzen und extra weichen Borsten.
- Ideal für die gezielte Reinigung entlang des Zahnfleisches und schwer erreichbarer Zahnflächen oder der Weisheitszähne.



432 100



Reinigung entlang des Zahnfleischrandes.



TePe Interspace™

Größe: Regular

Härtegrad: Soft (Gelb) & Medium (Blau)

- Reinigung von Furkationen, Implantaten, festen Zahnsparren oder der Distalfläche des letzten Zahns.
- Bürstenspitzen können an beiden Seiten des Griffs für verschiedene Winkel angebracht werden.
- Vier Bürstenspitzen sind im Lieferumfang enthalten.




412 365
Soft



412 367
Medium



Ideal für die Reinigung hinter dem letzten Zahn.



TePe Special Care™

Größe: Regular & Compact

Härtegrad: Ultra Soft

- 12.000 (Regular) und 9.000 (Compact) ultraweiche Borsten für eine schonende Reinigung.
- Erste Bürste nach einer oralen Operation.
- Für Patienten mit extrem wunder Mundschleimhaut, nach Traumata und Strahlentherapie.*

* Das zahnärztliche Fachpersonal entscheidet immer über den Startzeitpunkt des Bürstens nach einer Operation.



452 357
Regular
(Rot)



452 151
Compact
(Blau)



TePe Gentle Care™

Größe: Regular

Härtegrad: Ultra Soft

- 5.400 superweiche Borsten für eine schonende Reinigung.
- Zweite Bürste nach einer oralen Operation.
- Für Patienten mit Mundtrockenheit, empfindlicher Mundschleimhaut und empfindlichen Zahnhälsen.



462 368



TePe® Prothesenbürste

Größe: Regular

- Effiziente Reinigung von herausnehmbarem Zahnersatz.
- Der Bürstenkopf kann unter warmen Wasser nach hinten gebogen werden, um den Griff und die Zugänglichkeit zu verbessern.
- Das diskrete Design ähnelt einer normalen Zahnbürste.



422 368



Lange, starke Borsten zur effizienten Reinigung von Prothesen.



TePe Zahnmodell

- Zur Demonstration und Einweisung der Patienten.
- Das Dentalmodell zeigt engstehende Zähne, verschiedene Interdentalräume, Furkation, einen ausbrechenden Weisheitszahn und Zahnverlust.

Die Compact Tuft auf dem Bild ist nicht im Lieferumfang enthalten.



952 051



TePe GOOD™ Zungenreiniger

- Drei Reinigungslamellen für einen dreifachen Reinigungseffekt.
- Beugt schlechtem Atem vor (Halitosis).
- Entfernt Zungenbelag mit nur einem Zug.
- Spülmaschinenfest.



942 385



Mit den erhöhten Reinigungslamellen in Richtung Zunge weit hinten platzieren und nach vorn fahren. 1-2 Züge werden empfohlen.




TePe
GOOD™

Eine einzigartige Produktlinie bestehend aus biobasierendem Kunststoff. Durch die Verwendung guter erneuerbarer Rohstoffe können wir die CO₂-Emissionen während ihres Lebenszyklusses wieder in den Kreislauf zurückführen. Natürlich werden die Produkte mit grüner Energie hergestellt, teilweise mittels unserer eigenen Solaranlage auf dem Dach in Malmö, Schweden.

Demonstrationsmaterial

TePe bietet eine breite Palette von Demonstrations- und Informationsmaterial, um die Beratungsqualität bei der Arbeit am Patienten zu erleichtern. Die Produktaufsteller sind ideal für die Darstellung und Aufbewahrung der TePe Produkte.



1 Empfehlungsblock

803

2 Terminvereinbarungsblock

805

3 Patientenbroschüren

Einfache Tipps für ein gesundes Lächeln: 186DE
Spezielle Pflege für die Implantate: 172DE
Kinderzahnpflege: 178DE
Richtige Pflege für Zahnspangen: 173DE
Zahnfleischentzündung/Parodontitis 184DE
Schwangerschaft: 843
GOOD: 848

4 Produktkatalog

132DE

5 Preisbuch

802

6 Pappaufsteller

842

7 Schaubild Interdentalreinigung

804



Boden-Display, Metall

931 054
Sortiments-Display auf Rädern mit 21 herausnehmbaren Haken, Regalschiene und 2 Flyer-Fächer Höhe: 164,5 cm. Breite: 50 cm. Tiefe: 37,5 cm



Wand-Display, Metall

931 053
Wand-Display mit 12 Haken und einer Ablagefläche. Höhe: 80 cm. Breite: 50 cm. Tiefe: 24,5 cm. Acrylbehälter für Zahnbürsten sind nicht enthalten.



Tisch-Display, Metall

931 055K
Tisch-Display mit Drehfunktion, 8 Haken. Entwickelt für alle TePe Produktverpackungen mit Lochung. Höhe: 53 cm. Breite: 20 cm. Tiefe: 34 cm



Mini-Display

931 031
Entwickelt für sechs Zahnbürsten und neun Interdentalbürsten. Material: klares Acryl.



Präsentationskoffer

952 054
Enthält den größten Teil der TePe Produkte und eignet sich hervorragend zur Produktdemonstration. Zahnmodell ist nicht inklusive.




Interdentalbürsten-Display

931 035
Geeignet für 15 Interdentalbürsten. Material: klares Acryl.



Gesundes Zahnfleisch

Gründliche Mundhygiene ist essenziell, um das Zahnfleisch gesund zu halten. Das Motivieren der Patienten und das Empfehlen von passenden Zahnreinigungsprodukten sind der Schlüssel zu effizienter Zahnpflege zu Hause.



TePe® Interdental Bürsten
Effiziente Reinigung der Zahnzwischenräume.




TePe Angle™
Reinigung der Zahnzwischenräume von innen.



TePe EasyPick™
Reinigung für unterwegs.



TePe GOOD Mini Flosser™
Zur Reinigung enger Zahnzwischenräume.



TePe® Dental Tape
Flach, breit und gewachst für die effiziente Plaqueentfernung.



TePe® Gingival Gel
Das antibakterielle Gel zur zeitlich begrenzten Anwendung.




TePe PlaqSearch™
Das Zweifarben-System macht Plaque sichtbar.




Orthodontiepflege

Multibandapparaturen machen die Reinigung komplizierter. Um die Entstehung von Gingivitis und Karies zu vermeiden, ist eine gründliche Reinigung rund um die Brackets, Bänder und Drähte erforderlich.




TePe® Interdental Bürsten
Zur Reinigung unter dem Draht.



TePe EasyPick™
Für das einfache Reinigen unter Bögen und Retainern.



TePe Supreme™ Compact
Erleichterter Zugang rund um die Multibandapparat.



TePe® Implantat-/Orthodontiebürste
Effiziente Reinigung mit extra schmalen Bürstenkopf.



TePe Compact Tuft™
Das abgerundete Borstenbündel erreicht leicht die Brackets.



TePe Universal Care™
Der abgewinkelte Hals ist ideal zur Reinigung der Zahninnenflächen.




TePe Interspace™
Konisches Borstenbündel zur Reinigung rund um die Brackets.




Implantatpflege

Für den langfristigen Erhalt ist eine gute Implantatpflege essenziell. Durch professionelle Anleitung und eine umfängliche Mundhygiene können periimplantäre Mukositis und Periimplantitis verhindert werden.



TePe® Interdental Bürsten

Reinigung zwischen den Implantaten.



TePe EasyPick™

Stabil und biegsam für effizientes und sanftes Reinigen.



TePe Compact Tuft™

Zur gründlichen Reinigung der Implantat-Suprastrukturen.



TePe Universal Care™

Der abgewinkelte Bürstenhals erleichtert die linguale und palatinale Reinigung.




TePe® Implantat-/Orthodontiebürste

Zur Reinigung von implantatgestütztem Zahnersatz.



TePe Prothesenbürste

Lange, starke Borsten zur effizienten Reinigung von Prothesen.



TePe® Bridge & Implant Floss

Flauschzahnseide, besonders zur Reinigung unter Brücken und Implantaten.



Kinderzahnpflege

Die Festlegung guter Mundhygiene-Routinen von Beginn an ist der erste Schritt für gesunde Zähne ein Leben lang. Sobald sich der erste Zahn abzeichnet, ist es Zeit, mit der Zahnpflege zu beginnen.



TePe Mini™

Extra kleiner Bürstenkopf, empfohlen von 0-3 Jahren.



TePe Select™ Compact

Eignet sich für Kinder ab 3 Jahren.



TePe Supreme™ Compact

Zwei unterschiedlich hohe Borstenfelder. Geeignet für Kinder ab 6 Jahren.



TePe Special Care Compact™ Tuft™

Ultraweiche Borsten, nach einem Trauma empfohlen.



TePe Compact Tuft™

Erleichtert die Reinigung von ausbrechenden Molaren.



TePe GOOD Mini Flosser™

Bei Kindern mit einem erhöhten Risiko für Karies wird Interdentalreinigung empfohlen.



TePe PlaqSearch™

Optimal, um Kinder spielerisch an gründliches Zähneputzen heranzuführen.

Pharmazentralnummern

Zur Kaufempfehlung in die Apotheke



TePe® Interdentalbürsten (6 Bürsten/Blister)

	PZN	PHZ
Pink 0,4 mm	07641185	369 85 09
Orange 0,45 mm	07641191	369 84 90
Rot 0,5 mm	07641305	369 84 49
Blau 0,6 mm	07641311	369 82 25
Gelb 0,7 mm	07641328	369 83 66
Grün 0,8 mm	07641386	369 84 61
Lila 1,1 mm	07641392	369 84 84
Grau 1,3 mm	07641423	369 84 55
Schwarz 1,5 mm	07641446	369 84 78
Original Gemischt	07784594	381 47 89
Extra Soft Hellorange 0,45 mm	09724768	399 57 56
Extra Soft Hellrot 0,5 mm	09724805	399 57 62
Extra Soft Hellblau 0,6 mm	09724834	399 57 79
Extra Soft Hellgelb 0,7 mm	09724840	399 57 85
Extra Soft Hellgrün 0,8 mm	09724863	399 57 91
Extra Soft Helllila 1,1 mm	09724892	399 58 16
Extra Soft Gemischt	09724923	399 58 39

TePe Interdentalbürsten Zubehör

	PZN	PHZ
Taschenetui	01095161	3243329



TePe Angle™

	PZN	PHZ
Pink 0,4 mm	07708682	3793260
Orange 0,45	07708713	3793277
Rot 0,5 mm	07708848	3793283
Blau 0,6 mm	07708860	3793308
Gelb 0,7 mm	07708877	3793314
Grün 0,8 mm	07709032	3793320
Angle Gemischt	07709049	3793337



TePe Interdentalreinigung

	PZN	PHZ
TePe EasyPick™, orange XS/S	10731992	4261051
TePe EasyPick™, türkis M/L	10732017	4261068
TePe® Gingival Gel	09432095	3894512
TePe® Dental Tape, 40 m	11535170	4383736
TePe® Dental Tape 5m	12438598	4545570
NEU TePe GOOD Mini Flosser™	15400455	5070376



TePe Zahnbürsten

	PZN	PHZ
TePe Supreme™	01972372	3118653
TePe Supreme™ Compact	12652067	4605272
TePe Nova™, Extra Soft	03727027	3118541
TePe Nova™, Soft	02289335	3118535
TePe Nova™, Medium	02289329	3118529
TePe GOOD™ Regular Soft	14273486	4861673
TePe GOOD™ Compact Soft	14273492	4861696
TePe GOOD™ Mini Extra Soft	14273500	4861704
TePe Select™, Extra Soft	08863663	2013076
TePe Select™, Soft	02289275	2013082
TePe Select™, Medium	02289157	2013099
TePe Select™ Compact, Extra Soft	02289312	2013053
TePe Select™ Compact, Soft	02289298	2013047
TePe Select™ Compact, Medium	02289281	3118506



TePe Zahnbürsten mit Illustrationen

	PZN	PHZ
TePe Mini™, Extra Soft	06497639	3443086
TePe Kids™, Extra Soft	10852075	3118570
Schutzkappe	02397183	3118334

TePe PlaqSearch™



	PZN	PHZ
TePe PlaqSearch™, 10 Tabl.	04807544	4098013



TePe Spezialprodukte

	PZN	PHZ
TePe Universal Care™	12593092	3335161
TePe® Implantat-/Orthodontiebürste	14441771	4907441
TePe® Bridge & Implant Floss.Box	04809342	4098065
TePe Compact Tuft™	13568713	4738464
TePe Interspace™, Soft, 4 Bürsten	12387834	4496305
TePe Interspace™, Medium, 4 Bürsten	12387866	4496311



TePe Spezialprodukte

	PZN	PHZ
TePe Special Care™	08863717	3035163
TePe Special Care™ Compact	00279611	3035186
TePe Gentle Care™	04443527	3118363
TePe® GOOD Zungenreiniger	15322643	5053395
TePe Prothesenbürste™	08863700	0956514
TePe Extra Grip (nicht verpackt)	02419507	3118357



To bring healthy smiles for life, by inspiring good oral health



TePe ist ein schwedisches Unternehmen, das 1965 gegründet wurde. Im Einklang mit unserer Vision einer langfristigen Mundgesundheit wollen wir das Bewusstsein für die Prophylaxe und den Zusammenhang zwischen Mund- und Allgemeingesundheit stärken. Unsere hochwertigen und funktionellen Produkte werden in Zusammenarbeit mit zahnärztlichen Experten entwickelt. Design, Entwicklung und Produktion erfolgen in Malmö, Schweden. Die Produkte werden in acht Ländern von Tochterunternehmen und in über 60 Ländern von Distributoren vermarktet und sind in Zahnarztpraxen, Apotheken und im Einzelhandel wie z.B. Drogerien erhältlich.



TePe D-A-CH GmbH

Langenhorner Chaussee 44 a | 22335 Hamburg | Germany
Tel +49 (0)40 570 123 0 | Fax +49 (0)40 570 123 190
kontakt@tepe.com | www.tepe.com

Copyright TePe Munhygienprodukter AB.



TePe ist zertifiziert nach dem internationalen Qualitätsstandard ISO 9001:2008 und Umweltstandard ISO 1400:2004

FSC-Symbol
LÄGG IN