

MZ

Primer Plus

Starke Bindung ohne Retentionen



SHOFU MZ Primer Plus

Einfach, effizient und universell

Der neue MZ Primer Plus Haftvermittler ermöglicht einen absolut zuverlässigen Verbund zwischen Kunststoffmaterialien und allen metallischen Legierungen, Zirkon- und Aluminiumoxid.

Ohne Retentionsperlen sorgt der einzigartige Primer in Verbindung mit den lichthärtenden SHOFU Universal Opakern für eine beständige Haftung, auch im feuchten Mileu.

Anwendungsbereiche

- Auftrag von lichtpolymerisierenden Opakern auf Gerüste
- Anfertigung und Reparatur von kunststoffverblendeten Restaurationen
- Intra- und extraorale Reparatur von metallkeramischen Restaurationen
- Haftvermittlung zwischen Metallbasis und Prothesenkunststoff
- Haftvermittlung zwischen Kunststoff und kieferorthopädischen Geräten



SHOFU MZ Primer Plus




SHOFU Universal Pre-Opaker

Vorteile

- Schnelle und einfache Verarbeitung ohne zusätzliches Equipment
- Farblos, keine Grauzonen im Verbundbereich
- Verlässlicher Haftverbund, auch ohne Retentionsperlen
- Für alle Dentallegierungen und zirkonbasierte Gerüste
- Intra- und extraorale Anwendung

Das breit gefächerte Anwendungsspektrum vom Haftverbund zu allen Edelmetallen, zu Nichtelegierungen und zu Zirkon in Verbindung mit der schnellen und einfachen Verarbeitung ohne weiteres Zubehör oder Hitzebehandlungen machen den Nachfolger des bewährten M.L. Primers zur universellen Lösung im Bereich Befestigung für CAD/CAM gefertigte Metall- und Zirkongerüste.



SHOFU Universal Opaque

SHOFU Universal Opaque bildet mit MZ Primer Plus ein abgestimmtes Verbundsystem. Diese Vernetzungen sind äußerst resistent gegen Hydrolyse-Einwirkungen und thermische Belastungen.

Bestellinformationen

Zugehörige Produkte



SHOFU MZ Primer Plus

Inhalt: 5 ml, Best.-Nr. Y0006



SHOFU Universal Opaque

Lichthärtende Pastenopaker



Ceramage

Lichthärtendes Mikro-Hybrid-Komposit



Ceramage UP

Fließfähiges, lichthärtendes Mikro-Hybrid-Komposit für die freie Schichttechnik



SHOFU INC. 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan (www.shofu.co.jp)
SHOFU DENTAL ASIA-PACIFIC PTE. LTD. 10 Science Park Road, #03-12 The Alpha, Science Park II, Singapore 117684 (www.shofu.com.sg)
SHOFU DENTAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD. No. 645 Jiye Road, Sheshan Industrial Park, Songjiang, Shanghai 201602, China (www.shofu.com.cn)
SHOFU DENTAL CORPORATION 1225 Stone Drive, San Marcos, CA 92078-4059, USA (www.shofu.com)
SHOFU UK Riverside House, River Lawn Road, Tonbridge, Kent, TN9 1EP, UK (www.shofu.co.uk)
SHOFU DENTAL GmbH [EC REP] Am Brühl 17, 40878 Ratingen, Germany (www.shofu.de)

SHOFU is a registered trademark of SHOFU INC. All other trademarks and registered trademarks are the property of their respective holders. SHOFU INC. reserves the right to change specifications without notice.