

HIGHLIGHTS

Praxis

2022

01.04.22-31.03.23



Jubiläums-Spezial

40 Jahre Top-Produkte von VOCO –
verlässlich und innovativ

VisCalor VisCalor bulk

Weltweit erstes Composite mit Thermo-Viscous-Technology



... erwärmen



... fließen



... modellieren

VisCalor® / VisCalor® bulk

- Innovatives Material**

Durch Erwärmung ist das Material bei der Applikation fließfähig und wird anschließend sofort modellierbar (Thermo-Viscous-Technology)

- Zeit sparen**

Effiziente Füllungen mit nur einem Material

- Exzellentes Handling**

Luftblasenfreie Applikation mit einer schlanken Kanüle



VisCalor®

Thermoviskoses Universal Composite

REF 6106 Set VisCalor Dispenser, Caps 80 x 0,25 g (16 x A1, 16 x A2, 32 x A3, 16 x A3.5), Farbskala, VisCalor Dispenser

40%
gespart*

REF 6107 Set Caps Warmer, Caps 80 x 0,25 g (16 x A1, 16 x A2, 32 x A3, 16 x A3.5), Farbskala, Caps Warmer

36%
gespart*

VisCalor® bulk

Thermoviskoses Bulk-Fill Composite

REF 6062 Set Dispenser, Caps 80 x 0,25 g (16 x universal, 16 x A1, 16 x A2, 32 x A3), VisCalor Dispenser

40%
gespart*

REF 6108 Set + Bond, Caps 80 x 0,25 g (16 x A2, 16 x A3, 16 x A3.5, 16 x OA2, 16 x Inzisal), Farbskala, Futurabond U SingleDose 20 Stk.

20%
gespart*

REF 6063 Set Caps Warmer Caps 80 x 0,25 g (16 x universal, 16 x A1, 16 x A2, 32 x A3), Caps Warmer

36%
gespart*



Weitere Handelsformen und Einzelfarben finden Sie unter www.voco.dental oder im Hauptkatalog

Meine Füllung: Natürlich verträglich!



Admira® Fusion

- Das weltweit erste rein keramisch basierte Füllungsmaterial
- Mit Abstand niedrigste Polymerisations-schrumpfung (1,25 Vol.-%) und besonders niedriger Schrumpfstress im Vergleich zu allen herkömmlichen Füllungscomposites
- Inert, somit exzellent biokompatibel und extrem farbstabil

Admira® Fusion

Stopfbar

REF 2750 Set + Bond
Spritze 5 × 3 g
(A2, A3, GA3.25, A3.5,
Admira Fusion x-tra),
Farbskala + Futurabond U
SingleDose 20 Stk.

REF 2780 Set + Bond
Caps 75 × 0,2 g
(je 15 × A2, A3, GA3.25,
A3.5, Admira Fusion x-tra),
Farbskala + Futurabond U
SingleDose 20 Stk.

30%
gespart

REF 2751 Spritze 5 × 3 g A3
REF 2781 Caps 75 × 0,2 g A3

20%
gespart*

Admira® Fusion Flow

Fließfähig

REF 2816 Set Spritze 5 × 2 g
(A1, A2, A3, A3.5, WO)
Farbskala, Zubehör

30%
gespart

REF 2817 Spritze 5 × 2 g A3

20%
gespart*

Admira® Fusion x-tra

Stopfbares Bulk-Material

REF 2808 Spritze 5 × 3 g universal
REF 2815 Caps 75 × 0,2 g universal

20%
gespart*

Admira® Fusion x-base

Fließfähiges Base-Material

REF 2836 Spritze 5 × 2 g universal

20%
gespart*



Weitere Handelsformen und Einzelfarben finden Sie unter www.voco.dental oder im Hauptkatalog

Unser Composite für gehobene Ansprüche. Das Füllungsmaterial punktet mit **zahnähnlichen Eigenschaften** bei gleichzeitig hoher Anwenderfreundlichkeit und natürlicher Ästhetik.

- Universelles Nano-Hybrid Füllungsmaterial
- **Exzellente physikalische Eigenschaften**
Sehr hoher Füllstoffgehalt von 89 Gew.-%
- **Universell**
Für höchste Ansprüche im Front- und Seitenzahnbereich



REF 2600 Set Spritze 5 × 4 g (A2, A3, A3.5, GA3.25, GA5), Farbskala

**30%
gespart***

REF 2640 Set Caps 80 × 0,25 g (je 16 × A2, A3, A3.5, GA3.25, GA5), Farbskala

Spritze 4 g / Caps 16 × 0,25 g¹

GrandioSO Flowables

Immer im richtigen Flow!

Light Flow Flow Heavy Flow



Grandio®SO Light Flow

- Fließfähiges Nano-Hybrid-Füllungsmaterial – niedrigviskos
- Präzise Applikation dank extrafeiner Kanüle und damit optimal für schwer zugängliche Bereiche und kleine Kavitäten geeignet



REF 2585 Set Spritze 5 × 2 g (A1, A2, A3, A3.5, WO), Farbskala, Zubehör

**32%
gespart***

Spritze 2 × 2 g¹

Grandio®SO Flow

- Fließfähiges universelles Nano-Hybrid-Füllungsmaterial – mittelviskos
- Hervorragendes Anfließverhalten, universell einsetzbar und punktgenau zu applizieren



REF 2720 Set Spritze 5 × 2 g (A1, A2, A3, A3.5, WO), Farbskala, Zubehör

**32%
gespart***

Spritze 2 × 2 g / Caps 16 × 0,25 g¹

Grandio®SO Heavy Flow

- Fließfähiges universelles Nano-Hybrid-Füllungsmaterial – hochviskos
- Erhöhte Standfestigkeit, d. h. kein unerwünschtes Wegfließen und universell einsetzbar



REF 2680 Set Spritze 5 × 2 g (A2, A3, A3.5, WO, GA5), Farbskala, Zubehör

**32%
gespart***

Spritze 2 × 2 g / Caps 16 × 0,25 g¹

¹Weitere Handelsformen und Einzelfarben finden Sie unter www.voco.dental oder im Hauptkatalog

Universalbond – Sie haben die Wahl!

Ein Bond für alle Fälle! Mit Futurabond U, dem einzigen dualhärtenden Universal-Adhäsiv in Einmalapplikationsform, verfolgen wir eine klare Mission: Ihnen ein Bonding anzubieten, das ausschließlich Vorteile sowie Verlässlichkeit bietet und jedes weitere Adhäsivsystem in Ihrer Praxis überflüssig macht.

Futurabond® U

- Dualhärtendes Universal-Adhäsiv
- Ein Bond für alle Fälle – Sie benötigen kein weiteres Adhäsiv
- Self-Etch, Selective-Etch oder Total-Etch – Sie als Anwender haben die freie Wahl
- Herausragende Anwendungsvielfalt



REF 1571 SingleDose 50 Stk., Zubehör

REF 1572 SingleDose 200 Stk., Zubehör

12%
gespart*

Self-Etch



Selective-Etch



Total-Etch



Jeder Tropfen ein Gewinn! Ein Universal-Bonding, das in jeder Situation das richtige ist.

Futurabond® M+

- Universal-Adhäsiv
- Mit und ohne Phosphorsäure-Ätzschritt einsetzbar
- Hervorragend geeignet für direkte und indirekte Restaurationen
- Haftet sicher an diversen Materialien wie Metallen, Zirkoniumdioxid und Aluminiumoxid sowie Silikatkeramik ohne zusätzlichen Primer



REF 1515 Flasche 5 ml, Zubehör

REF 1516 Flasche 3 x 5 ml

15%
gespart*

Futurabond DC ist das bewährte und beliebte selbstätzende Bonding zur Anwendung unter allen licht-, selbst- oder dualhärtenden Füllungsmaterialien – für einen starken und dauerhaften Verbund!

Futurabond® DC

- Dualhärtendes Self-Etch-Bond mit Nano-Füllern verstärkt
- Chemische Härtung für lichtunzugängliche Bereiche
- Futurabond DC erreicht ohne separates Ätzen der Zahnschubstanz die gleichen Hafteigenschaften wie Total-Etch-Präparate
- Feuchtigkeitstolerant



REF 1164 SingleDose 50 Stk., Zubehör

REF 1165 SingleDose 200 Stk., Zubehör

11%
gespart*

Grandio – Der Nano-Hybrid-Klassiker

Mit Grandio hat VOCO 2003 als weltweit erster Anbieter einer neuen Generation von Nano-Hybrid-Composites Maßstäbe gesetzt. Auf allen Kontinenten millionenfach bewährt gilt Grandio auch heute als das Nano-Composite der Wahl! Die innovative Nano-Technologie macht Grandio zu einem Hochleistungs-Composite, das sowohl mit seinen physikalischen Qualitäten als auch seinen optimalen Handlingeigenschaften immer wieder überzeugt – überall.

Grandio®

- Optimale Konsistenz und einfachstes Handling
- E-Modul wie die natürliche Zahnschmelze
- Ausgeprägte Abrasionsresistenz und Kaustabilität
- Hohe Biokompatibilität dank geringen Harzanteils



REF 1800 Set Spritze 5 × 4 g (A1, A2, A3, A3.5, B2), Farbskala

17%
gespart*

REF 1830 Set Caps 50 × 0,25 g (je 10 × A1, A2, A3, A3.5, B2), Farbskala

14%
gespart*

Weitere Handelsformen und Einzelfarben finden Sie unter www.voco.dental oder im Hauptkatalog



Ausgangssituation

Quelle: Dr. Marcelo Balsamo



Präparation und Grandio Flow Unterfüllung



Fertiggestellte Restauration mit Grandio

Grandio Flow – auch als Flowable unerreichbar

Von der Versorgung minimalinvasiver Kavitäten über die erweiterte Fissurenversiegelung bis zu Reparaturen von Verblendungen – mit Grandio Flow lassen sich alle Vorteile von Grandio auch in der fließfähigen Variante nutzen. Dank des deutlichen Technologie-Vorsprungs lässt Grandio Flow herkömmliche Flowables weit hinter sich: So liegt der Harzanteil um bis zu 50 % unter dem üblicher Flow-Materialien, was zum Beispiel zu Top-Ergebnissen im Bereich Oberflächenhärte und Abrasionsbeständigkeit führt.


Grandio® Flow

- Optimale Fließfähigkeit
- Füllstoffgehalt 80 Gew.-%
- Exakte Farbübereinstimmung mit Grandio
- Hervorragende physikalische Eigenschaften




REF 1860 Set Spritze 8 × 2 g (A1, 2 × A2, 2 × A3, A3.5, B2, OA2), Farbskala, Zubehör

25%
gespart*



Herkömmliche Flowable, ungefüllte Bereiche



Grandio Flow, gefüllt mit Nano-Füllern

Weitere Handelsformen und Einzelfarben finden Sie unter www.voco.dental oder im Hauptkatalog

Amaris – für brillante Ergebnisse

Natürlich einfach, einfach schön! Wenn es um höchste Ästhetik gehen soll, empfehlen wir Amaris. Das Besondere bei diesem Composite der Extraklasse: Das System ermöglicht Ihnen bei der Farbgebung eine hohe Flexibilität, denn durch die zwei abgestimmten Arbeitsschritte kann die Farbe laufend verändert werden – noch während der Schichtung! Somit hängt ein hoch ästhetisches Endergebnis nicht nur von der anfänglichen Farbauswahl ab.

Amaris®

- Optimale Polierfähigkeit, abrasionsfest und glanzbeständig
- Zwei einfache Schritte, geringer Materialaufwand
- Naturidentische Schichtung
- Abdeckung des gesamten Farbraumes durch Kombination von nur acht Komponenten

REF 1949 Einstiegsset Caps 32 × 0,25 g (je 4 × O1, O2, O3, O4, O5, TL, TN, TD), Amaris Flow Spritze 2 × 1,8 g (HT, HO), Farbskala, Zubehör

20%
gespart*

REF 1930 Set Spritze 8 × 4 g (O1, O2, O3, O4, O5, TL, TN, TD), Amaris Flow Spritze 2 × 1,8 g (HT, HO), Farbskala, Zubehör

27%
gespart*



Weitere Handelsformen und Einzelfarben finden Sie unter www.voco.dental oder im Hauptkatalog



Aufbringen von Amaris TL zum Rekonstruieren des palatinalen Schmelzanteils

Quelle: Dr. Sânzio Marques – Passos, Brasilien



Modellieren mit Amaris O1, naturähnliche Gestaltung der Mamelons mit Amaris Flow HO



Fertige Frontzahnrestauration

x-tra fil: Amalgam – nein Danke!

Sie alle kennen den Patientenwunsch nach einer amalgamfreien Restauration, allerdings zu Amalgam-Preisen. x-tra fil wurde speziell für die Basisversorgung im Seitenzahnbereich (Klasse I und II) sowie für Stumpfaufbauten konzipiert. Dank der Möglichkeit, Inkrementstärken bis 4 mm in nur einem Arbeitsschritt zu legen sowie der kurzen Belichtungszeit von nur 10 Sekunden profitieren Sie und Patientinnen von einer sehr kurzen Behandlungszeit.

x-tra fil®

- Durchhärtetiefe 4 mm
- Nur 10 Sek. Aushärtezeit pro Schicht
- Universalfarbe
- Reduzierte Arbeitszeit, speziell in Kombination mit jedem Futurabond-Adhäsiv in *SingleDose*

Mehr als
13 Mio.
Füllungen
weltweit!²

REF 1739 Spritze 10 × 5 g

14%
gespart*

REF 1740 Spritze 5 g

REF 1741 Caps 20 × 0,25 g



²basierend auf Verkaufszahlen



Leicht in
den Sulkus
applizierbar

Der Faden aus der Kompule

VOCO Retraction Paste

- Adstringierende Paste zur effektiven temporären Eröffnung und Trockenlegung des Sulkus
- Dünne Kanüle mit biegbarer Spitze – leichte und gezielte Applikation in den Sulkus
- Viscosity Change – Pastenkonsistenz variiert bei Applikation und Sulkusaufweitung
- Gute Sichtbarkeit – kontrastreich zur Gingiva



REF 1012 Caps 25 × 0,3 g

REF 1013 Caps 100 × 0,3 g

25%
gespart*

Beeindruckend präzise!

Passgenauer Zahnersatz erfordert ein Material, welches eine optimale Abformnahme – von Beginn bis zum Ausgießen – mit seinen Eigenschaften unterstützt. Dieser Servicegedanke wurde in V-Posil konsequent umgesetzt.

V-Posil®

- Präzisionsabformmaterial, VPS
- Sehr hydrophiles A-Silikon für höchste Präzision
- Lange Verarbeitungszeit bei gleichzeitig kurzer Mundverweildauer
- Hohe Reißfähigkeit und hohes Rückstellvermögen bieten Sicherheit bei bzw. nach der Entnahme
- Gute Hydrophilie selbst im abgebundenen Zustand macht das Ausgießen und damit die prothetische Versorgung perfekt



Starter-Set Putty Fast / Light Fast
REF 2991
Putty Fast Kartusche 2 × 380 ml
Light Fast Kartusche 2 × 50 ml

Starter-Set Heavy Soft Fast / Light Fast
REF 2985
Heavy Soft Fast Kartusche 2 × 380 ml
Light Fast Kartusche 2 × 50 ml

Starter-Set Mono Fast / Light Fast
REF 2987
Mono Fast Kartusche 2 × 380 ml
Light Fast Kartusche 2 × 50 ml

15%
gespart*

Starter-Set Putty Fast / Light Fast
REF 2984
Putty Fast Dose 2 × 450 ml
Light Fast Kartusche 2 × 50 ml

Starter-Set Putty Soft Fast / Light Fast
REF 2904
Putty Soft Fast Dose 2 × 450 ml
Light Fast Kartusche 2 × 50 ml

15%
gespart*

Unterfüllungen für jeden Tag

Eine gute Unterfüllung ist die Basis für jede erfolgreiche Füllungslegung. Ob zur direkten oder indirekten Überkappung der Pulpa oder lichthärtend. Mit unseren Unterfüllungen haben Sie die Wahl je nach Einsatzbereich.

Ionoseal®

- Lichthärtender Glasionomer Composite Zement für Unterfüllungen
- Gebrauchsfertiges Einkomponentenmaterial
- Zeitsparend durch Lichthärtung in Sekunden
- Schnelle und hygienische Applikation



REF 1326 Spritze 3 × 2,5 g, Zubehör



Präparierte Kavität

Quelle: Dr. Marcelo Balsamo



Direkte Applikation Ionoseal



Fertige Unterfüllung



Definitive Restauration

Calcicur®

- Gebrauchsfertige Calciumhydroxidpaste
- Geeignet unter allen Unterfüllungs- und Füllungsmaterialien
- Sofort gebrauchsfertig
- Mit hohem pH-Wert (12,5), der für eine antimikrobielle Wirkung bekannt ist



REF 1096 Spritze 3 × 2,5 g, Zubehör

11%
gespart*

Calcimol LC

- Lichthärtende, röntgensichtbare Calciumhydroxidpaste
- Effektiver Pulpenschutz
- Gebrauchsfertiges Einkomponentenmaterial
- Zeitsparend durch Lichthärtung und direkte Applikation aus der nachlauffreien NDT®-Spritze



REF 1307 Spritze 2 × 2,5 g, Zubehör

REF 1047 Tube 2 × 5 g, Zubehör

Starke Provisorien

Kaufunktion, Phonetik und Ästhetik müssen auch bei einer temporären Versorgung stimmen. Mit Structur, unserem selbsthärtenden Composite-Material zur schnellen Herstellung von qualitativ hochwertigen provisorischen Kronen und Brücken, lassen sich selbst haltbare Langzeitprovisorien in wenigen Schritten herstellen. Basis des Materials ist die bewährte Nano-Hybrid-Technologie von VOCO.

Structur 2

- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Aushärtung im Mund unter einer Minute
- Einfach zu finieren und polieren



REF 1492 Kartusche 5 x 75 g A2, Mischkanülen Typ 6
REF 1491 Kartusche 5 x 75 g A3, Mischkanülen Typ 6

9%
gespart*

Kartusche 75 g, Zubehör¹

Structur 3

- Verarbeitung
 - schnell, einfach und sicher durch 1:1 Kartuschensystem
 - kurze Aushärtezeit
 - einfaches Entfernen vom präparierten Zahn durch elastische Phase
 - G(l)anz ohne Polieren – nur Entfernen der Inhibitionsschicht notwendig
- Haltbarkeit
 - hohe Druckfestigkeit
 - ausgezeichnete Bruchresistenz



G(l)anz
ohne Polieren!

REF 2512 Kartusche 5 x 50 ml A2, Mischkanülen Typ 6
REF 2513 Kartusche 5 x 50 ml A3, Mischkanülen Typ 6

8%
gespart*

Kartusche 50 ml, Zubehör¹

¹Weitere Handelsformen und Einzelfarben finden Sie unter www.voco.dental oder im Hauptkatalog



Nach dem Entfernen in der elastischen Phase, extraorale Aushärtung

Quelle: Prof. Jürgen Manhart, Universität München



Ausgearbeitete provisorische Brücke



Eingesetzte Structur 3-Brücke

Clip


- Lichthärtendes Füllungsmaterial für temporäre Versorgungen
- Leicht zu platzieren – leicht in einem Stück zu entfernen
- Präparationsgrenzen bleiben erhalten
- Zeitsparend durch Lichthärtung



REF 1285 Spritze 3 x 4 g

11%
gespart*

REF 1287 Caps 25 x 0,25 g



Stumpfaufbau leicht gemacht

Wenn der natürliche Zahn noch ausreichend Substanz hat, sollte in der Regel der Erhalt das Ziel sein. Mit unserem Stumpfaufbau-Klassiker **Rebilda DC** und den darauf abgestimmten Composite-Wurzelstiften **Rebilda Post** bieten wir ein Stiftaufbausystem, das sich auch bei Belastung wie der natürliche Zahn verhält.

Rebilda® Post

- Glasfaserverstärkter Composite Wurzelstift
- Dentinähnliches Elastizitätsverhalten, hohe Biegefestigkeit
- Hohe Röntgenopazität (350 %Al)
- Anatomische Form



REF 1782 Set II je 5 Stifte (ø 1,0 mm, ø 1,2 mm, ø 1,5 mm, ø 2,0 mm), je 1 Bohrer (ø 1,0 mm, ø 1,2 mm, ø 1,5 mm, ø 2,0 mm), Ceramic Bond Flasche 5 ml, Futurabond U SingleDose 20 Stk., Rebilda DC QuickMix Spritze 10 g dentin, Zubehör

15%
gespart*

Rebilda® DC

- Fließfähiges, dualhärtendes Stumpfaufbau- und Wurzelstiftbefestigungssystem
- Schnelle Verarbeitung durch Lichthärtung
- Sichere Verarbeitung durch zusätzliche chemische Härtung
- Lieferbar als 10 g QuickMix Spritze und als 50 g Kartusche



REF 1396 Kartusche 50 g dentin, Zubehör

REF 1397 Kartusche 50 g blau, Zubehör

REF 1398 Kartusche 50 g weiß, Zubehör

REF 1403 QuickMix Spritze 10 g dentin, Zubehör

REF 1404 QuickMix Spritze 10 g blau, Zubehör

REF 1405 QuickMix Spritze 10 g weiß, Zubehör



DAS globale Erfolgsprodukt

Profluorid Varnish ist zur Zahndesensibilisierung nicht mehr wegzudenken. Der Lack ist einfach aufzutragen und trocknet in Sekundenschnelle. Dabei fühlt er sich nicht nur gut an, sondern schmeckt auch gut – denn bei sieben attraktiven Geschmacksrichtungen ist bestimmt für jeden Patienten etwas dabei. Erhältlich auch in Tuben und Zylinderampullen.

VOCO Profluorid® Varnish

- Schnelle Desensibilisierung und Fluoridabgabe (5 % NaF \triangleq 22.600 ppm Fluorid)
- Einfaches Auftragen – feuchtigkeits-tolerant
- In sieben angenehmen Geschmacksrichtungen erhältlich



Weitere Handelsformen und Einzelfarben finden Sie unter www.voco.dental oder im Hauptkatalog

<i>SingleDose</i> 200 x 0,40 ml		
Melone REF 1271	Karamell REF 2229	Kirsche REF 2230
Minze REF 2231	Bubble Gum REF 2239	Cola Lime REF 2241
Pina Colada REF 2243	Auch als <i>SingleDose</i> 50 x 0,40 ml erhältlich	

25%
gespart*

REF 2971	Tube mixed 4 x 10 ml
----------	----------------------

24%
gespart*



Der Goldstandard der Fluoridierung

Bifluorid 10 ist der tägliche Helfer, wenn es um die Behandlung von Hypersensibilitäten geht. Vielseitig und unkompliziert lässt sich der Lack sehr gut auftragen – ideal auch bei kieferorthopädischen Therapien und Bleachingbehandlungen.

Bifluorid 10®

- Fluoridlack zur Behandlung von Hypersensibilitäten
- Sofort desensibilisierend
- Bildung einer Schutzschicht gegen thermische und mechanische Einflüsse
- Spezielle Lackgrundlage verstärkt den Langzeiteffekt und die Tiefenfluoridierung



REF 1616 Flasche 10 g

REF 1617 Flasche 3 × 10 g, Lösungsmittel Flasche 10 ml, Pele Tim Nr. 1

12%
gespart*

REF 1618 SingleDose 50 Stk., Zubehör

REF 1619 SingleDose 200 Stk., Zubehör

24%
gespart*



Einfach, stabil, lichthärtend

Ionolux®

- Lichthärtendes Glasionomer Füllungsmaterial
- Hervorragende Verarbeitungszeit – Abbindezeit individuell steuerbar durch Lichthärtung
- Keine Konditionierung der Zahnhartsubstanz erforderlich
- Klebt nicht am Instrument und lässt sich gut modellieren



REF 2115 Set Applikationskapsel 50 Stk. (10 × A1, 10 × A2, 30 × A3)

5%
gespart*

REF 2122 Applikationskapsel 150 Stk. A2

REF 2123 Applikationskapsel 150 Stk. A3

16%
gespart*

Bunt für Kinder – seit Jahren bewährt

Twinky Star®

- Farbiges, lichthärtendes Compomer Füllungsmaterial mit Glitzereffekt
- Acht attraktive, glitzernde Effektfarben
- Schnelle und einfache Anwendung aus Caps
- Hervorragende Polierbarkeit



REF 1680 Set Caps 40 × 0,25 g (5 × je Farbe), Farbskala

9%
gespart*



Tägliche Helfer für Ihre Praxis

Fissurit® F

- Lichthärtender Fissurenversiegeler mit Fluorid, weiß
- Schnelle und einfache Applikation aus der nachlaufreife NDT®-Spritze
- Weiß eingefärbt zur Sichtkontrolle
- Hervorragendes Fließverhalten durch geringe Viskosität



REF 1292 Spritze 2 x 2 g, Zubehör

REF 1293 Set Spritze 5 x 2 g, Zubehör

9%
gespart*

Pele Tim

- Schaumstoffpellets zur drucklosen Applikation flüssiger und pastöser Präparate
- Fünf praxiserrechte Größen
- Schmerzfreies Applizieren ohne Druck
- Sparsame Applikation



REF 2250 Gr. 0 3.000 x ø 3 mm

REF 2252 Gr. 1 3.000 x ø 4 mm

REF 2253 Gr. 2 1.000 x ø 5 mm

REF 2254 Gr. 3 500 x ø 8 mm

REF 2255 Gr. 4 500 x 6 x 8 mm



Perfect Bleach – natürlich weiß

Effektiv, schonend und dauerhaft: Mit unserem Home-Bleaching-System Perfect Bleach ermöglichen Sie Ihren Patienten eine bequeme und zeitgemäße Zahnaufhellung, die höchste Ästhetikansprüche erfüllt – und das zum attraktiven Preis-Leistungsverhältnis.



Perfect Bleach®

- Einfache, anwenderfreundliche Handhabung
- Schonend zu Zahnschmelz und vorhandenen Restaurationen
- Deutlicher Aufhellungserfolg bereits nach kurzer Zeit



REF 1660 Set Spritze 6 x 2,4 ml mit 10 % Carbamidperoxid, Block Out Gel LC Spritze 1,2 ml, Tiefziehschienen für 2 Trays, Aufbewahrungsbox, Kosmetiktasche, Farbskala

REF 1664 Set Spritze 6 x 2,4 ml mit 16 % Carbamidperoxid, Block Out Gel LC Spritze 1,2 ml, Tiefziehschienen für 2 Trays, Aufbewahrungsbox, Kosmetiktasche, Farbskala, Zubehör

Hält – ohne Ätzen und ohne Bonden!

Für einen sicheren Halt an Zahn und Restauration: Mit Bifix SE, dem dualhärtenden, selbstadhäsiven Befestigungssystem, lassen sich schnell und zuverlässig indirekte Restaurationen und Wurzelstifte befestigen. Das Composite-basierte Material eignet sich für Materialien wie Keramik, Zirkoniumdioxid, Composite oder auch Metall. Haftvermittler oder Konditionierungsmittel sind nicht erforderlich, da alle notwendigen Systembestandteile bereits enthalten sind.

Bifix® SE

- Schnelle Verarbeitung:
Kein Ätzen, kein Bonden
- Geruchsneutral
- Leichte Handhabung



REF 1784 Set QuickMix Spritze 3 x 5 g
(universal, transparent, weiß-opak)
Zubehör

11%
gespart*

QuickMix Spritze 5 g, Zubehör¹

¹Weitere Handelsformen und Einzelfarben finden Sie unter www.voco.dental oder im Hauptkatalog

Prothesenunterfütterung – gewusst wie!

Perfekt unterfüttert – in nur einer Sitzung. Ufi Gel hard C und Ufi Gel SC sind das ideale Dreamteam bei der täglichen prothetischen Arbeit. Das System bietet für jeden Anwendungsfall eine spezielle Unterfütterungslösung und lässt sich dabei einfach und zeitsparend chairside anwenden. Sollten später weitere Anpassungen nötig sein, sind diese Ergänzungen über Jahre möglich.

Ufi Gel® hard C

- Hartes, direktes Unterfütterungsmaterial
- Komplette, harte Unterfütterung chairside in nur einer Sitzung
- Methylmethacrylat-frei
- Geruchs- und geschmacksneutral




REF 2215 Set Kartusche 80 g, Adhäsiv
Flasche 10 ml, Zubehör

Ufi Gel® SC

- Weichbleibendes, kalthärtendes Unterfütterungsmaterial auf Silikonbasis
- Unterfütterungssilikon der Spitzenklasse
- Komplette Unterfütterung chairside in einer Sitzung
- Bleibt dauerhaft weich



REF 2041 Set Kartusche 50 ml, Adhäsiv
Flasche 10 ml, Glazing Basis
10 ml, Glazing Katalysator 10 ml,
Zubehör



CLEAN and enJOY

Mit CleanJoy wird die Zahnreinigung zum vollen Vergnügen! Die Paste entfernt schonend Zahnbeläge und Verfärbungen und schmeckt in den Geschmacksrichtungen Minze, Kirsche und Karamell richtig lecker. Xylitol und Fluorid (700 ppm) tragen zudem zur Remineralisierung und Stärkung der natürlichen Zahnhartsubstanz bei.



NEU

Kirsche und
Karamell



CleanJoy®

- Standfeste, homogene Konsistenz, spritzt nicht (2.000 - 3.000 U / Min.)
- Ohne Parabene
- In drei Abrasionsstufen erhältlich, dadurch auf die jeweilige Situation individuell abstimmbaar



Tube 3 x 100 g mixed (fein, mittel, grob)

Minze	Karamell	Kirsche
REF 2993	REF 2994	REF 2992

33%
gespart*

SingleDose 200 x 2 g (fein, mittel, grob)

Minze, Karamell, Kirsche¹

¹Weitere Handelsformen und Einzelfarben finden Sie unter www.voco.dental oder im Hauptkatalog

VOCO sagt Danke.

Liebe Kundinnen und Kunden, an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an Sie! DANKE für Ihre Treue und Ihr Vertrauen in unsere Produkte. DANKE, dass Sie uns dabei helfen, jeden Tag besser zu werden und neue wegweisende Lösungen für Sie zu entwickeln. Auch für die Zukunft ist es unser klares Ziel, Praxen und Dentallabore weltweit mit Lösungen auf höchstem Niveau zu unterstützen.



*gegenüber Einzelkauf

Ihre Bestellung

Zur Bestellung der gezeigten VOCO Highlights sprechen Sie bitte Ihr Dentaldepot oder Ihren VOCO-Außendienstmitarbeiter an. Angebote sind nur gültig bei teilnehmenden Handelspartnern. Sonderpreise Ihres Depots werden in jedem Fall berücksichtigt.

VOCO-Kundenservice

Freecall: 00 800 44 444 555

Fax: +49 (0) 4721-719-2931 · E-Mail: service@voco.de

Dieser Prospekt wurde überreicht durch:

VC-84 001220 DE 0322