

BEHANDLUNGSHILFEN
INFEKTIONSKONTROLLE

DENITAI CATALOG

WUNDVERSORGUNG, FEUCHTIGKEITS- UND INFEKTIONSKONTROLLE


Der Produktbereich Behandlungshilfen ist bei COLTENE sehr eng mit den Marken BioSonic, HYGENIC und ROEKO verbunden und erfährt international große Wertschätzung. ROEKO steht nun seit mehr als 100 Jahren für verlässliche Qualität und technisches Know-how. Unter anderem in den Bereichen Wundversorgung, Feuchtigkeits- und Infektionskontrolle.

In der Praxis ist Infektionsschutz ein wichtiges Thema und muss wie selbstverständlich funktionieren. COLTENE bietet hierzu eine Reihe bewährter wie außergewöhnlicher Hygienelösungen an, mit denen sich zuverlässig Infektionsbarrieren setzen lassen. Hierzu zählen Mundschutz mit Protecta, Patientenprotektion mit Simplex-Umhängen oder Abdeckungen aus der Steri-Familie. Zu den aktiven Maßnahmen der Hygienekette zählt die Ultraschallreinigung und Desinfektion. Die besonders leisen BioSonic Ultraschallgeräte reinigen hocheffizient und zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit aus. Passende Reinigungslösungen und effiziente Desinfektionsmittel runden dieses Programm ab.

Bei der Feuchtigkeitskontrolle kommen bekannte Artikel der Marke ROEKO, wie Luna-, Parotisroll Watterollen, Wattekügelchen oder Surgitip Absaugkanülen zum Zug. Vermeintlich

unscheinbare Praxishelfer, die in Sachen Arbeiterleichterung und Patientenkomfort aber tagtäglich funktionieren müssen. Hier garantiert COLTENE mittels vollautomatisierter Herstellverfahren höchste Qualität. Gleiches gilt für den latexfreien, reißfesten ROEKO Flexi Dam, der sich durch seine extreme, 1000%ige Dehnfähigkeit hervorhebt. Das überaus breite HYGENIC Kofferdam-Programm beinhaltet für jede Indikation die richtige Klammer.

Zur Wundversorgung stehen Mulltupfer, Tamponaden oder die Gelatamp Gelatineschwämmchen zur Blutstillung parat. Die Okklusionsprüfmittel der Marke HANEL stehen seit 50 Jahren für die punktgenaue Okklusionsdarstellung in Praxis und Labor.



Unternehmen

COLTENE ist ein international führendes Unternehmen für die Entwicklung, Herstellung und Vertrieb zahnmedizinischer Verbrauchsgüter und Kleingeräte.


Die Dentalgruppe bietet ein breites Produktprogramm an, welches sechs Segmente umfasst – Lösungen für nahezu alle zahnärztlichen Behandlungen. Das komplette Endodontie-Programm beinhaltet die Wurzelkanalaufbereitung mit Feilen und Spüllösungen, die Obturation sowie Wurzelstiftsysteme. Das nächste umfassende Sortiment steht ganz im Zeichen der restaurativen Füllungstherapie. Dazu zählen insbesondere provisorische und definitive Füllungsmaterialien sowie Adhäsivsysteme und Polymerisationslampen. Einen weiteren Hauptbereich stellt die Prothetik dar. Sie beinhaltet ein umfangreiches Spektrum an kondensations- und additionsvernetzenden Abformmassen. Zusätzlich komplettieren die Segmente Behandlungshilfen, Infektionskontrolle und rotierende Instrumente das Programm.

COLTENE entwickelt seit über 50 Jahren, ROEKO sogar seit über 100 Jahren, immer wieder wegweisende Innovationen, die dem Anwender erstklassige zahnmedizinische Lösungen bieten.

Heute verfügt die COLTENE-Gruppe über Produktionsstätten in der Schweiz, Deutschland, Brasilien und den USA. Sie unterhält ein weltweites Vertriebsnetz mit eigenen Vertretungen und Distributionspartnern in über 120 Ländern. Damit bedient COLTENE Zahnärzte, Zahntechniker, Opinionleader und Universitäten mit maßgeschneiderten Qualitätsprodukten und Services – weltweit.

www.coltene.com

Historie



Produktionsstätten

Schweiz: Coltène/Whaledent AG, Hauptsitz in Altstätten. Entwicklung und Produktion von chemisch zahnärztliche Verbrauchsmaterialien und rotierende Instrumente.


Deutschland: Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG in Langenau. Entwicklung und Produktion von Behandlungshilfen und Endodontieprodukte.

USA: Coltène/Whaledent Inc. in Cuyahoga Falls. Produktion von mechanisch-technischen Dentalprodukten und Kieferorthopädie.

Brasilien: Vigodent SA Indústria e Comércio in Rio de Janeiro. Produktion von chemisch zahnärztliche Verbrauchsmaterialien.



COLTENE Hauptsitz, Altstätten / Schweiz



BEHANDLUNGSHILFEN

1955 Luna
1964 Parotisroll
1970 Cotton Pellets
1972 Surgitip
1975 Gelatamp
1995 Dental Dam Silicone non latex
2000 Flexi Dam non latex
2012 Elasti-Dam
2013 Surgitip-endo

INFEKTIONSKONTROLLE

1988 BioSonic UC1 Cleaner
1994 Steri-Quick
1997 Protecta Quick non latex
1999 Simplex-Plus Maxi
2001 BioSonic US100 Scaler
2006 BioSonic UC125
2012 Protecta active carbon
2017 BioSonic UC150

ROTIERENDE INSTRUMENTE

1981 Diamonds
1992 Carbides
1994 Topspin
2007 Speedster
2011 SwissFlex
2015 ShapeGuard
2017 Z-Rex

BÖRSENGANG

2006 IPO der COLTENE Holding AG an der SIX Swiss Exchange, CH

**INDIKATION
PRODUKTTYP**

**EINSATZGEBIET
EIGENSCHAFTEN**

PRODUKTNAME

FEUCHTIGKEITSKONTROLLE

WATTE

Watterollen	Standard	Luna, Cotton-roll	10
	Für Kinder	Luna for kids, Parotisroll	11
	Für empfindliche Patienten	Luna Gold, Parotisroll, Parotisroll anatomic	11
Watterollenspender	Hygienische Aufbewahrung und Entnahme von Watterollen	Lunamat, Roll-o-mat, Parotimat	13
Wattekügelchen	Trocknen von Kavitäten, Applizieren von Wirkstoffen	Wattekügelchen	14
Wattekügelchenspender	Hygienische Aufbewahrung und Entnahme von Wattekügelchen	Solomat, Solomat-N, Solomat-Click	14

KOFFERDAM

Kofferdamtücher	Latex gepudert	Dental Dam Latex, geschnitten oder auf Rolle Fiesta Dam mit Fruchtgeschmack	16
	Latex puderfrei	Elasti-Dam	17
	Latexfrei	Non Latex Dental Dam, Flexi Dam, Flexi Dam gerahmt	17
Kofferdamklammern	Standard	Flügelklammern, flügellose Klammern	20
	Farbcodierte Klammern	Fiesta Kofferdamklammern	21
	Sonderformen	Brinkerklammern für Geweberetraktion, Tigerklammern für frakturierte Zähne	22
Zubehör	Markieren	Schablone, Stempel	23
	Anlegen Kofferdam	Metall- oder Kunststoffrahmen, Kunststoffrahmen klappbar	23
	Lochen	Lochzange (6er Lochzange, 8er Lochzange)	24
	Applizieren	Klammerzange	24
	Elastische Befestigungsschnüre zum Fixieren	Wedjets	24
Kofferdamset	Schützen	Servietten	24
	Alles für die Kofferdamanwendung in einem Set - ideal zum Einstieg	Standard Kits ohne Klammer- und Lochzange	26
		Komplett Kits mit Klammer- und Lochzange Simple Dam Kits	

ABSAUGKANÜLEN

Chirurgische Absaugkanülen	Für den Einsatz bei chirurgischen Eingriffen	Surgitip	30
Mikrochirurgische Absaugkanülen	Für den Einsatz bei mikrochirurgischen Eingriffen, speziell für die Arbeit unter Mikroskop oder Lupe	Surgitip-micro	30
Endodontische Absaugkanülen	Zum Trocknen des Wurzelkanals	Surgitip-endo	30
Universalabsaugkanülen	Unsteril Absaugen hoher Volumina	Absaugkanülen unsteril Concorde II	31
Zubehör	Zum Anschluss der Kanülen an verschiedene Absauganlagen	Adapter, Doppeladapter	31

**INDIKATION
PRODUKTTYP**

**EINSATZGEBIET
EIGENSCHAFTEN**

PRODUKTNAME

WUNDVERSORGUNG

Gelatineschwämmchen	Blutstillung	Gelatamp	34
Chirurgisches Nahtmaterial	Nadel-Faden Kombination	Sintraumal	35
	Chirurgische Einzelfäden	Surgi-Fil	35
Tamponade imprägniert mit Jodoform	Antiseptische Tamponade und Drainage	Jodoform Tamponade	36
Sterile Tamponade	Drainage	Gazestreifen	36
Mulltupfer	Abtupfen und Trocknen von Wunden	Roeko-Swab	36

Hochfrequenz Elektrochirurgiesystem	Blutstillung, Gewebekonturierung, Frenektomie	PerFect TCS II	37
Magnetostriktiver Ultraschallscaler	Zahnreinigung	BioSonic US 100R	38

INFEKTIONSKONTROLLE

Handschuhe	Latexfrei	Rexam non latex powderfree, Glovyl	43
Mundschutz	Geruchsadsorbierend, flüssigkeitsresistent	Protecta active carbon	43
	Mundschutz mit Ohrschlaufen	Protecta Quick non latex, Protecta Quick	43
	Mundschutz zum Binden	Protecta	43
	Mit absorbierender Zellstoffvliesauflage	Simplex-Plus Maxi, Simplex-Plus	44
Patientenumhänge	Flüssigkeitsundurchlässiger Umhang	Simplex	44
	Waschbarer Umhang	Denta	44
Kopfschutztaschen	Hygienischer Schutz der Kopfstütze am Zahnarztstuhl	Kopfschutztaschen auf Rolle, Kopfschutztaschen für KaVo, für Ritter, Filterpapier	44
Abdeckungen	Sterile Abdeckungen für Trays und Schläuche	Steri-Quick, Steri-sleeve	45
	Unsterile Schlauchüberzüge	Schlauchüberzüge	45
Ultraschallreinigungssysteme	Instrumentenreinigung	Ultraschallreinigungsgeräte (UC 50DB, UC125, UC 150, UC 300) Reinigungslösungen und Zubehör (Biosonic UC 30, UC31, UC 32, UC 34, UC 38/42, UC39)	46

OKKLUSIONSPRÜFUNG

Papier	Grobprüfung	Artikulationspapier 200µ	52
Papier und Seide	Mittelfeine Prüfung	Artikulationspapier 80µ und 40µ Artikulationsseide 80µ	52
	Folie	Feinprüfung	Okklusionsfolie 12µ Shimstock-Folie 8µ
Spender, Pinzetten und Sprays	Hygienische Aufbewahrung und Anwendungshilfen	Folienspender, Klemmpinzetten, Okclu-top Spray,	54

Watte

Kofferdamklammern

Kofferdam

Behandlungshilfen

WATTE

Die anspruchsvolle vollautomatische Fertigung am Standort Langenau in Süddeutschland gewährleistet Präzision und höchste Qualität der ROEKO Watteprodukte. Entsprechend niedrig ist der Verbrauch in der zahnmedizinischen Praxis, entsprechend werden störungsfreies Arbeiten und perfekte Ergebnisse ermöglicht. Neben der Qualität stehen immer auch die Arbeitserleichterung für den Zahnarzt und der Patientenkomfort im Fokus. ROEKO Watterollen sind daher ungewöhnlich und vielfältig und erfüllen sehr spezifische Anforderungen.

Luna Gold - hautfreundliche Watterolle

Die vliesummantelten Luna Gold lassen sich ohne vorheriges Befeuchten entfernen und vermeiden Schleimhautreaktionen.



Luna for kids - Kinderzahnwatterolle

Luna for kids sind extrakurz und dabei formstabil. Sie schaffen auch im kleinsten Kindermund viel Platz zum störungsfreien Arbeiten.



Parotisroll - mit integriertem Federstab

Parotisroll fixieren sich selbst und reduzieren bei richtiger Platzierung an der Parotisdrüse den Speichelfluss des Patienten.



KOFFERDAM

Kofferdam ermöglicht, einzelne Zähne und ganze Zahnreihen zu isolieren und so ein aseptisches, komplett trockenes Arbeitsfeld herzustellen. Die ungehinderte Sicht auf das Behandlungsfeld spart Behandlungszeit, zudem schützt Kofferdam vor Verletzungen der Schleimhaut und dem Verschlucken endodontischer Spüllösungen und Instrumente. Unter den beiden Qualitätsmarken HYGENIC und ROEKO bietet COLTENE alle Materialien, die es zur professionellen Anwendung von Kofferdam braucht. Neben Standardmaterialien erleichtern diverse Spezialprodukte die Behandlung von Kindern, Allergikern oder die Kofferdamanwendung in medizinisch besonders komplizierten Fällen.

Elasti-Dam - extra elastischer, puderfreier Latexkofferdam

Leichtes Anlegen durch hohe Elastizität. Geringe Belastung von Patient und Praxisteam mit allergieauslösenden Latexproteinen. Erhältlich in Standard- und Kindergröße.



Flexi-Dam non latex gerahmt - latexfreier Kofferdam mit integriertem Kunststoffrahmen

Bereits gerahmt verkürzt sich die Zeit, die zum Kofferdamanlegen benötigt wird.



Fiesta farbcodierte Tigerklammern

Kofferdamklammern mit Zacken bieten extra guten Halt auch wenn wenig Zahnschubstanz vorhanden ist.



Kofferdamset – alles in einem

Ein Kofferdamset ist ideal zum Einstieg, da es alles für die Kofferdamanwendung enthält.



ROEKO Luna



Wirtschaftliches Arbeiten ohne störende und zeitraubende Unterbrechungen ist ein wichtiger Aspekt bei der zahnärztlichen Behandlung. Die Luna wurde für langanhaltende Saugleistung entwickelt, damit sie nicht so schnell erschöpft und dadurch ihre Abhalte- und Polsterfunktion möglichst lange erfüllen kann.

- exzellente Polsterwirkung
- dauerhafte Formstabilität schafft Platz zum Arbeiten
- langanhaltende Saugleistung erspart störendes Wechseln der Watterolle
- durch hermetisch verschlossene PE-Beutel vor Staub und Feuchtigkeit geschützt

Größe	300 g
1	100 001
2	100 002
3	100 003
4	100 004

Größe	500 Stk.
1	105 001
2	105 002
3	105 003
Nur für den Export	

Größe	1000 Stk.
1	104 001
2	104 002
3	104 003
Nur für den Export	

ROEKO Cotton-roll



Die Cotton-roll ist eine besonders weiche und saugstarke Watterolle.

Größe	1000 Stk.
1	104 011
2	104 012
3	104 013
Nur für den Export	

ROEKO Luna for kids



Extra kurz und saugstark für kleine Mänder

Luna for kids die Watterolle speziell für Kinder. Extra kurz lässt sie sich einfach im engen Kindermund platzieren und wieder entnehmen. Anders als reguläre, lange Watterollen übt Luna for kids bei den kleinen Patienten keinen unangenehmen Druck aus. So laufen Prophylaxebehandlungen, Füllungstherapien oder Versiegelungen störungsfreier ab. Dank ihrer großen Saugkraft entfällt häufiges Wechseln der Watterolle. Luna for kids ist dauerhaft formstabil und schafft auch im kleinsten Kindermund viel Platz zum Arbeiten.

- extra kurz
- leicht zu platzieren in kleinen Mändern ohne unangenehmen Druck auszuüben
- saugstark – erspart störendes Wechseln
- formstabil – effektives Abhalten von Wangen und Lippen

Größe	200 Stk.
2	100 032



Kindergröße

ROEKO Luna Gold



Die hautfreundliche Watterolle der Extraklasse

Luna Gold ist eine einzigartige Watterolle – spürbar und sichtbar anders. Luna Gold ist mit einem hautfreundlichen Vlies umhüllt. Dieses Vlies verhindert, dass Fasern direkt mit der Schleimhaut des Patienten in Kontakt kommen. Luna Gold kann ohne vorheriges Befeuchten entfernt werden, Schleimhautreaktionen werden vermieden. Vor allem bei empfindlichen Patienten trägt dies entscheidend zum Patientenkomfort bei. Die herausragende Qualität der Luna Gold ist sofort erkennbar – der Goldstreifen macht den Unterschied zu herkömmlichen Watterollen sichtbar.

- hautfreundlich - keine Schleimhautreaktionen
- langanhaltende Saugleistung
- kein häufiges, störendes Wechseln
- dauerhaft formstabil – schafft Platz zum Arbeiten
- chlorfrei gebleicht

Größe	300 g
1	109 121
2	109 122
3	109 123

Größe	1000 Stk.
1	109 101
2	109 102
3	109 103
Nur für den Export	

ROEKO Parotisroll



Parotisroll ist eine einzigartige Watterolle aufgrund ihres integrierten Federstabes. Dieser Federstab gibt ihr Spannung durch die sich die Parotisroll selbst fixiert. Parotisroll schafft dort Platz wo er benötigt wird, um optimal und störungsfrei arbeiten zu können.

- **bukkal** übt Parotisroll einen sanften Druck auf die Parotis aus und reduziert so vorübergehend den Speichelfluss. Sie hält die Wange ab und hilft durch die Federwirkung den Mund geöffnet zu halten
- **lingual** klemmt sich die Parotisroll fest und hält dadurch die Zunge sanft nach unten ab
- **labial** hält die Parotisroll die Lippe ab. Ideal für die Verwendung in der kosmetischen Zahnheilkunde, Kieferorthopädie und bei der Behandlung von Kindern

Größe			100 Stk.	Größe			100 Stk.
1	ø 9 mm	80 mm	160 001	3	ø 10 mm	100 mm	160 003
2	ø 10 mm	80 mm	160 002	5	ø 8 mm	100 mm	160 005

**ROEKO Parotisroll anatomic
by Dr. Hannelore Oberschachtsiek**



Parotisroll anatomic ist die Parotisroll mit abgeflachten Enden. Die flachen Enden erleichtern das Einsetzen der Watterolle und reduzieren das Fremdkörpergefühl beim Patienten. Je weiter im distalen Bereich gearbeitet wird desto eher würgen die Patienten durch die veränderte Zungenposition oder versuchen die Watterolle schnell mit der Zunge nach vorne zu schieben. Parotisroll anatomic übt weniger Druck auf den Zungenrand aus als herkömmliche Watterollen. Die Behandlung von empfindlichen Patienten mit ausgeprägtem Würgereiz wird wesentlich erleichtert.

- Anatomische Form – durch abgeflachte Enden leichter zu platzieren als herkömmliche Watterollen
- Reduziertes Fremdkörpergefühl – erleichtert die Behandlung von empfindlichen Patienten mit ausgeprägtem Würgereiz
- Integrierter Federstab – Watterolle fixiert sich selbst, verrutscht nicht

50 Stk. in praktischer Spenderbox	160 013
ø 10 mm, 100 mm	

ROEKO Roll-o-mat



Das System funktioniert so einfach wie genial: ein kurzer Druck auf den Deckel genügt: nur eine Watterolle wird gespendet und bleibt zuverlässig auf der Spenderzunge liegen. Die restlichen bleiben vor Spraynebel und Staub geschützt. Der Roll-o-mat Watterollenspender ist in Kunststoff oder Chrom-Nickel-Stahl erhältlich und kann für Watterollen der Größen 1, 2 und 3 verwendet werden, vorausgesetzt sie haben Standardlänge (36–40 mm). Er eignet sich nicht zum Spenden der Luna for kids. Beide Spender können bei bis zu 134 °C autoklaviert werden.

ROEKO Roll-o-mat Plastik, weiß	120 004
Größe 134 × 100 × 48 mm	

ROEKO Roll-o-mat Chrom-Nickel-Stahl	120 005
Größe 134 × 100 × 43.5 mm	

ROEKO Lunamat



Durch Herausziehen der Schublade werden 2–3 Watterollen gespendet, die restlichen bleiben vor Spraynebel und Staub geschützt. Der Spender ist für Standard Watterollen der Größen 1, 2, 3 und 4 sowie für Luna for kids geeignet.

ROEKO Lunamat	120 000
Größe 52 × 106 × 100 mm	

ROEKO Parotimat



Zur bequemen Einzelentnahme und hygienischen Aufbewahrung von 50 Parotisroll und Parotisroll anatomic.

ROEKO Parotimat	162 100
Größe 112 × 103 × 82 mm	

ROEKO Wattekügelchen



ROEKO Wattekügelchen sind besonders weich und saugstark. Vollautomatische Produktion und Materialqualität garantieren höchste Saugkraft, einheitliche Form und Größe.

Größe			
000	ø 3.0 mm	1.5 g	210 000
00	ø 4.0 mm	4.0 g	210 100
0	ø 4.8 mm	4.0 g	210 110
1	ø 6.3 mm	10.0 g	210 111
2	ø 7.6 mm	10.0 g	210 112

ROEKO Solomat-Click



Der Spender besteht aus Entnahmerost mit Deckel, Refill und Edelstahlsockel. Diese Teile werden zusammen gedlickt – fertig! Den Solomat-Click gibt es für vier verschiedene Größen (000, 00, 0, 1). Er wird mit dem praktischen Refill-System nachgefüllt. Der Edelstahlsockel sorgt für Stabilität. Der Entnahmerost mit den runden Stäben erleichtert die Einzelentnahme der Wattekügelchen. Ein Deckel schützt den Inhalt vor Spraynebel und Staub. Das Refill bildet den Hauptteil und kann nachgekauft werden.

Größe Spender	1 Stk.
000	224 000
00	224 100
0	224 110
1	224 111
Größe 43 × 50 × 41 mm	

Größe Refills	3 Stk.
000	ø 3.0 mm 214 000
00	ø 4.0 mm 214 100
0	ø 4.8 mm 214 110
1	ø 6.3 mm 214 111
Größe 43 × 43 × 31 mm	

ROEKO Solomat-N



Zur Einzelentnahme von Wattekügelchen, Etching Pellets oder Schaumstoffpellets.

- aus Kunststoff
- mit dem praktischen Refill - System
- standsicher
- autoklavierbar bis 134 °C

Die Wattekügelchen werden manuell zur Entnahmefläche geschoben.

Größe Spender	1 Stk.
000	223 000
00	223 100
0	223 110
1	223 111
2	223 112
Größe 75 x 43 x 52 mm	

Größe Refills	6 Stk.
000	ø 3.0 mm 213 000
00	ø 4.0 mm 213 100
0	ø 4.8 mm 213 110
1	ø 6.3 mm 213 111
2	ø 7.6 mm 213 112
Größe 39 x 39 x 45 mm	

ROEKO Solomat



Der Solomat Wattekügelchenspender aus hochwertigem Edelstahl ist eine hygienische und praktische Lösung für die Aufbewahrung und Entnahme von Wattekügelchen. Die kratz- und abriebfeste Oberfläche bietet keinen Haftgrund für Bakterien und ist leicht zu reinigen und desinfizieren. Die Wattekügelchen sind im Spender vor Kontamination durch Spray- und Sprühnebel geschützt.

Eine Federkonstruktion im Innern des Solomat ermöglicht, dass die Wattekügelchen ohne zusätzlichen Handgriff zur Entnahme bereit liegen. Bedingt durch die Rundstäbe des Solomat Entahmerostes kann jedes Kügelchen einzeln entnommen werden ohne dass es zusammengedrückt wird und dabei seine Form verliert.

Größe	1 Stk.
000	60019711
00	60019712
0	60019713

Größe	1 Stk.
1	60019714
2	60019715
Größe 72 x 53 x 50 mm	

Kofferdam

Kofferdam wird in der Zahnheilkunde zur Isolierung der Zähne verwendet. Die Anwendung von Kofferdam hilft Zeit zu sparen, und führt schneller zu besseren Behandlungsergebnissen. Kofferdam bietet Schutz bei der Verwendung von Lösungen, sowie vor Aspirieren oder Verschlucken von Instrumenten. Zusätzlich schützt Kofferdam vor Infektionen. Kurz gesagt: Das Arbeiten mit Kofferdam ist effektiv und sicher.

HYGENIC Dental Dam

Hygenic Dental Dam wird aus reinem natürlichem Latex hergestellt. Er ist widerstandsfähig und reissfest. Der zugeschnittene Kofferdam wird in zwei Größen angeboten.



Standardgröße		36 Blatt
geschnitten, Größe 152 x 152 mm (6" x 6")		
hell	dünn	H00533
	mittel	H00534
	stark	H00535
	extra stark	H00536
dunkel	dünn	H00538
	mittel	H00539
	stark	H00540
grün	extra stark	H00541
	dünn	H02146
	mittel	H02147
	stark	H02148
blau	extra stark	H02149
	mittel	H03530
	stark	H07315

Kindergröße		52 Blatt
geschnitten, Größe 127 x 127 mm (5" x 5")		
hell	dünn	H00523
	mittel	H00524
	stark	H00525
	extra stark	H00526
dunkel	mittel	H00529
	stark	H00530
	extra stark	H00531
grün	dünn	H02141
	mittel	H02142
	stark	H02143
	extra stark	H02144
blau	mittel	H03529
	stark	H07314

Großpackung Standardgröße		360 Blatt
Größe 152 x 152 mm (6" x 6")		
dünn	hell	H04242
	grün	H04246
mittel	hell	H04243
	dunkel	H04245
	grün	H04247
	Fiesta	H07317

Großpackung Kindergröße		364 Blatt
Größe 127 x 127 mm (5" x 5")		
dünn	hell	H04236
	grün	H04240
mittel	hell	H04237
	dunkel	H04239
	grün	H04241
	Fiesta	H07316



Kindergröße

Dental Dam auf Rollen



Standardgröße		360 Blatt
Größe 152 mm x 5,5 m		
hell	mittel	H00514
dunkel	mittel	H00519
grün	dünn	H02174
	mittel	H02175
	extra stark	H02177

Kindergröße		364 Blatt
Größe 127 mm x 6,7 m		
hell	dünn	H00503
	mittel	H00504



Kindergröße



Dental Dam Lochzange

Lochzange aus Edelstahl nach Ainsworth mit 5 Lochgrößen für die Verwendung mit Elasti-Dam, Flexi Dam, Dental Dam Latex und Dental Dam non latex. Einfach zu handhaben und im Autoklaven oder durch Heißluft sterilisierbar.

HYGENIC Dental Dam Lochzange	H01261
------------------------------	--------



Dental Dam Lochzange

Eine hochwertige Dental Dam Klammerzange aus Edelstahl für die sichere Aufnahme und Fixierung der Klammern am Zahn.

HYGENIC Dental Dam Klammerzange	H01262
---------------------------------	--------



HYGENIC Wedjets Befestigungsschnur

Die Alternative oder Ergänzung zu den Kofferdamklammern. Mit den Wedjets, ist eine sichere und stabile Befestigung in den Zahnzwischenräumen zu erreichen. Latex sind in drei Stärken und Non Latex in zwei Stärken erhältlich.

Latex				Non-Latex			
extra dünn	blau	7 ft. (2.1 m)	H08040	dünn	grün	7 ft. (2.1 m)	H06524
dünn	gelb	7 ft. (2.1 m)	H06522	dick	blau	7 ft. (2.1 m)	H06525
dick	orange	7 ft. (2.1 m)	H06523				

HYGENIC Ora-Shield Dental Dam Servietten



Weiche Dental Dam Servietten zur Vermeidung eines direkten Kontaktes zwischen Kofferdam und empfindlicher Haut. Maximale Absorption von Speichel, Wasser und Schweiß.

HYGENIC Ora-Shield Dental Dam Servietten	50 Stk.
Für Rahmengröße 5" (127 mm) und 6" (152 mm)	H01415
Übergröße	H00841



ROEKO Lochschablone

Die Lochschablone aus widerstandsfähigem, bruchfestem Kunststoff ermöglicht einfaches Markieren der Positionen der Zähne auf dem Kofferdam.

ROEKO Lochschablone	390 042
---------------------	---------



ROEKO Metallrahmen

Der U-förmige Metallrahmen nach Young hat mehrere Stifte zum sicheren Fixieren des Dental Dam. Der Rahmen aus hochwertigem Chrom-Nickel-Stahl ist sterilisierbar.

ROEKO Metallrahmen	390 040
--------------------	---------

ROEKO Kunststoffrahmen

Der ovale, klappbare Kunststoffrahmen ist röntgendurchlässig und kann zum Röntgen und Absaugen aufgeklappt werden. Der Kunststoffrahmen ist autoklavierbar bis 134 °C.

ROEKO Kunststoffrahmen, klappbar	390 041
----------------------------------	---------



ROEKO Lochzange

Die Lochzange ist ein Präzisionsinstrument mit 8 Lochgrößen und für Flexi Dam, Dental Dam Latex sowie Dental Dam Silicone non latex gleichermaßen geeignet. Die Zange liegt gut in der Hand und ist einfach zu bedienen. Sie ist autoklavier- und heissluftsterilisierbar.

ROEKO Lochzange	390 010
-----------------	---------



ROEKO Klammerzange

Die Klammerzange ist ein Präzisionsinstrument zur sicheren Aufnahme und gezielten Fixierung der Klammern am Zahn.

- Die Zange liegt gut in der Hand und ist einfach zu bedienen.
- Sie ist autoklavier- und heissluftsterilisierbar.

ROEKO Klammerzange	390 011
--------------------	---------

HYGENIC Fiesta Dental Dam (latex)



Fiesta Dental Dam hat einen für den Patienten sehr angenehmen Fruchtgeschmack und ist in sortierten hellen Farben erhältlich.

Standardgröße		36 Blatt
Größe 152 x 152 mm (6" x 6")		
dünn		H04639
mittel		H04642
stark		H04644

Kindergröße		52 Blatt
Größe 127 x 127 mm (5" x 5")		
dünn		H04640
mittel		H04641
stark		H04643



Kindergröße

HYGENIC Elasti-Dam



Elasti-Dam ist im Vergleich mit handelsüblichen Materialien aus Naturkautschuk deutlich elastischer¹⁾ und reißfester. Dies erleichtert das Anlegen des Kofferdam. Gleichzeitig bietet Elasti-Dam die notwendige Spannkraft, die es für eine gute Abhaltefunktion braucht. Elasti-Dam ist puderfrei²⁾ und mit kontrolliert niedrigem Proteinwert. Die Belastung mit allergieauslösenden Proteinen ist dadurch deutlich verringert, damit auch die Wahrscheinlichkeit eine Latexallergie zu entwickeln.

1) Bis zu 40% elastischer. Wert basiert auf internen Tests.

2) gem. EN 455-03:2015 < 2 mg/Blatt & ISO 21171, Normen und Testmethoden für Medizinische Schutzhandschuhe

Standardgröße		36 Blatt
geschnitten, Größe 152 x 152 mm (6" x 6")		
grün	mittel	H11625
	stark	H11676
blau	mittel	H11627
	stark	H11678

Kindergröße		52 Blatt
geschnitten, Größe 127 x 127 mm (5" x 5")		
grün	mittel	H11624
	stark	H11675
blau	mittel	H11626
	stark	H11677



Kindergröße

HYGENIC Flexi Dam non latex



Mit Flexi Dam hat der Zahnarzt eine exzellente Alternative zum traditionellen Latex Dam. Flexi Dam non latex ermöglicht zeitsparendes und einfaches Arbeiten. Er schafft ein absolut trockenes, sauberes Arbeitsfeld und bietet unverzichtbare Sicherheit. Das hochelastische Material ist sehr gut dehnbar und gleichzeitig besonders reissfest. Durch das ausgezeichnete Rückstellvermögen legt sich der Kofferdam dicht an den Zahnhals und isoliert dadurch einzelne Zähne und ganze Zahngruppen gegenüber Saliva und feuchter Atemluft.

- niedriger Elastizitätskoeffizient
- extra-stark und flexibel
- latexfrei
- einzelne Blätter ohne Puder
- geruchlos

Hygenic Flexi Dam non latex		30 Stk.
Größe 152 x 152 mm (6" x 6"), mittel		
violett		H09945
grün		H09946

HYGENIC Flexi Dam non latex gerahmt



- Integrierter Kunststoffrahmen – spart Zeit
- Hochelastisches Flexi Dam Material – reißfest und kinderleicht anzulegen
- Latexfrei – keine Gefahr allergischer Reaktionen
- Geruchsneutral – angenehm für den Patienten

Hygenic Flexi Dam non latex	20 Stk.
gerahmt, Größe 100 × 105 mm, mittel	
violett	H00750

HYGENIC Dental Dam non latex



Latexfreier Kofferdam, reissfest und mit ausgezeichnetem Rückstellvermögen.

Standardgröße	15 Blatt
Größe 152 × 152 mm (6" × 6"), mittel	
grün	H09105

Kindergröße	15 Blatt
Größe 127 × 127 mm (5" × 5"), mittel	
grün	H09928

Großpackung Standardgröße	75 Blatt
Größe 152 × 152 mm (6" × 6"), mittel	
grün	H09106



Kindergröße

ROEKO Dental Dam



ROEKO Dental Dam Latex	36 Stk.
Größe 150 × 150 mm, grün	
dünn	390 020
mittel	390 021
stark	390 022

ROEKO Elasti-Dam



Elasti-Dam ist im Vergleich mit handelsüblichen Materialien aus Naturkautschuk deutlich elastischer¹⁾ und reißfester. Dies erleichtert das Anlegen des Kofferdam. Gleichzeitig bietet Elasti-Dam die notwendige Spannkraft, die es für eine gute Abhaltefunktion braucht. Elasti-Dam ist puderfrei²⁾ und mit kontrolliert niedrigem Proteinwert. Die Belastung mit allergieauslösenden Proteinen ist dadurch deutlich verringert, damit auch die Wahrscheinlichkeit eine Latexallergie zu entwickeln.

1) Bis zu 40% elastischer. Wert basiert auf internen Tests.

2) gem. EN 455-03:2015 < 2 mg/Blatt & ISO 21171, Normen und Testmethoden für Medizinische Schutzhandschuhe

Standardgröße		36 Blatt
Größe 152 x 152 mm		
mittel	grün	6001 3793
stark	grün	6001 3794

Kindergröße		36 Blatt
Größe 127 x 127 mm		
mittel	blau	6001 3795
stark	blau	6001 3796



Kindergröße


ROEKO Flexi Dam non latex



Mit Flexi Dam hat der Zahnarzt eine exzellente Alternative zum traditionellen Latex Dam. Flexi Dam non latex ermöglicht zeitsparendes und einfaches Arbeiten. Er schafft ein absolut trockenes, sauberes Arbeitsfeld und bietet unverzichtbare Sicherheit. Das hochelastische Material ist sehr gut dehnbar und gleichzeitig besonders reissfest. Durch das ausgezeichnete Rückstellvermögen legt sich der Kofferdam dicht an den Zahnhals und isoliert dadurch einzelne Zähne und ganze Zahngruppen gegenüber Saliva und feuchter Atemluft.

- latexfrei
- puderfrei
- reissfester als Latex Dam
- sehr hohe Dehnfähigkeit
- ausgezeichnetes Rückstellvermögen
- geruchsneutral

ROEKO Flexi Dam non latex	
150 x 150 mm, Stärke 0.5 mm, 30 Stk. mit Schablone	
violett	390 035
blau	390 033



HYGENIC Flügelklammern

Der Kofferdam wird außerhalb der Mundhöhle in die Flügel eingehängt und gemeinsam mit der Klammer im Mund plziert. Anschließend wird der Gummi mit einem Instrument über die zentralen Flügel unter die Klammer geschoben.

#00	Für obere und untere Prämolaren	H02762
#1	Für Eckzähne im OK	H02703
#2	Für große Prämolaren und Milch-Molaren	H02761
#2A	Für Prämolaren	H05688
#3	Für kleine Molaren	H05689
#4	Für kleine Molaren im OK	H02704
#7	Für Molaren im UK	H02758
#8	Für Molaren im OK	H02760
#8A	Abwärtsfallender Kieferkamm, für kleine, teilweise durchbrochene Molaren	H02759
#9	Für Frontzähne	H02763
#14	Für teilweise durchgebrochene oder unregelmäßig geformte Molaren	H05690
#14A	Abwärtsfallender Kieferkamm für große, teilweise durchbrochene Molaren	H02757

HYGENIC Dental Dam Klammerset

Enthält die am häufigsten benötigten Klammern für die Anwendung von Dental Dam. Folgende Klammersgrößen: 1, 2, 4, 7, 8A, 9, 12A, 13A, 14A

System-9 Flügelklammerset	H02701
---------------------------	--------



HYGENIC flügellose Klammern

Zuerst wird die Klammer im Mund plziert, dann wird der Kofferdamgummi darübergestülpt. Bei diesen Klammern steht das Erkennungszeichen «W» (Wingless) vor der Klammersnummer.

#212	Für Frontzähne	H07792
#W00	Für obere und untere Prämolaren	H02769
#W2	Für große Prämolaren und Milch-Molaren	H02768
#W2A	Für Prämolaren im UK	H02775
#W3	Für kleine Molaren	H03814
#W7	Für Molaren im UK	H02765
#W8	Für Molaren im OK	H02767
#W8A	Abwärtsfallender Kieferkamm, für kleine, teilweise durchbrochene Molaren	H02766
#W9	Für Frontzähne	H02770
#W14	Für teilweise durchgebrochene oder unregelmäßig geformte Molaren	H02774
#W14A	Abwärtsfallender Kieferkamm, für große, teilweise durchbrochene Molaren	H02764
#W56	Universal Molar-Klammer im UK und OK	H03815

HYGENIC Fiesta Klammern mit Farbcode



Jede Klammer ist individuell farblich gekennzeichnet für die einfache, fehlerfreie Anwendung. Für die praktische Aufbewahrung werden die Klammern auf die farblich passenden Halterungen des Steriständers aus rostfreiem Stahl plziert.

HYGENIC Fiesta farbcodierte Flügelklammern			
#2	●	große Prämolaren	H09957
#2A	●	Prämolaren	H09958
#4	●	Kleine Molaren OK	H09959
#7	●	Molaren UK	H09960
#8A	●	für unregelmäßig geformte, stark zerstörte oder erst teilw. durchbrochene Molaren	H09961
#9	●	Frontzähne	H09962
#12A	●	Molaren UK rechts, OK links	H09963
#13A	●	Molaren UK links, OK rechts	H09964
#14A	●	für unregelmäßig geformte, stark zerstörte oder erst teilw. durchbrochene Molaren	H09965

HYGENIC Fiesta farbcodierte flügellose Klammern			
#W2	●	große Prämolaren	H02794
#W2A	●	Prämolaren	H02795
#W3	●	Kleine Molaren UK	H02796
#W7	●	Molaren UK	H02797
#W8	●	Molaren OK	H02798
#W8A	●	für unregelmäßig geformte, stark zerstörte oder erst teilw. durchbrochene Molaren	H02799
#W9	●	Frontzähne	H02800
#W14A	●	für unregelmäßig geformte, stark zerstörte oder erst teilw. durchbrochene Molaren	H02802
#W56	●	Universal-Molarenklammer	H02803

HYGENIC Dental Dam Klammernset

Enthalten die am häufigsten benötigten Klammern für die Anwendung von Dental Dam. Mit und ohne Flügel erhältlich.

Fiesta 9 Flügelklammernset Folgende Klammergrößen: 2, 2A, 4, 7, 8A, 9, 12A, 13A, 14A	H09966	Fiesta 9W Klammernset ohne Flügel Folgende Klammergrößen: W2, W2A, W3, W7, W8, W8A, W9, W14A, W56	H02801
Fiesta Klammern-Organizer	H09956		

HYGENIC Brinker Klammern (Geweberetraktion)


Brinker Geweberetraktoren schieben das Zahnfleisch sanft nach unten. Erhältlich als Set mit jeweils einer Klammer jeden Typs, auch einzeln erhältlich.



Brinker Universal-Klammerset	H01054	B-1	untere Molaren	H01048
(jeweils B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6)		B-2	obere linke Molaren	H01049
		B-3	obere rechte Molaren	H01050
		B-4	Prämolare, Frontzähne	H01051
		B-5	Alle Prämolare & Schneidezähne	H01052
		B-6	Alle Prämolare & Schneidezähne	H01053

HYGENIC Tigerklammern

Tigerklammern sichern den Halt mit vielen kleinen Zacken.



#12A	Tigerklammern Molaren UK rechts/OK links	H02706
#13A	Tigerklammern Molaren UK links/OK rechts	H02705



ROEKO Klammern

ROEKO Flügelklammern halten den Kofferdam ab und bieten durch ihre Form bessere Sicht.

ROEKO Klammer-Set			390 050
Folgende Klammern sind im Set enthalten #00, #206, #209, #200, #201, #212			
#00	Prämolaren, hoher Bügel, schmales Becken		390 051
#206	Obere Prämolaren, ausgeprägte konkave Beckenform		390 052
#209	Untere Prämolaren, flache Backen		390 053
#200	Untere Molaren		390 054
#201	Obere Molaren, konkave Beckenform		390 055
#211	Frontzahn, konkave Beckenform		390 056
#212	Frontzahn		390 057





HYGENIC Dental Dam Schablone

Zur Markierung von Lochpositionen auf Dental Dam. Der Dental Dam wird auf die Schablone gelegt und die Zahnpositionen der zu isolierenden Zähne werden markiert.

6" x 6" (152 x 152 mm) H01441

5" x 5" (127 x 127 mm) H01440



Kindergröße



HYGENIC Dental Dam Stempel


Stempel zur Markierung der Zahnposition auf dem Dental Dam. Verwendbar mit herkömmlicher Stempelfarbe.

6" x 6" (152 x 152 mm) H01443

5" x 5" (127 x 127 mm) H01442



Kindergröße



HYGENIC Dental Dam Rahmen

3 wählbare Rahmentypen:

Ostby, Kunststoff – röntgendurchlässig	6"	(152 mm)	H00560
U-förmig, Kunststoff – röntgendurchlässig	6"	(152 mm)	H01414
U-förmig, Metall	6"	(152 mm)	H07083

Alle Rahmen sind autoklavierbar.

HYGENIC Dental Dam Rahmen

2 wählbare Rahmentypen:

U-förmig, Kunststoff – röntgendurchlässig	5"	(127 mm)	H01416
U-förmig, Metall	5"	(127 mm)	H07082

Alle Rahmen sind autoklavierbar.



Kindergröße

HYGENIC Dental Dam Kits



HYGENIC Komplett-Kits – mit Lochzange und Klammerzange

Komplett-Kit mit Flügelklammern	H02778	Komplett-Kit mit Flügelklammern in Kunststoff-Transportbox	H02782
6" × 6" (152 × 152 mm) Dam – grün mittel 36 Blatt		6" × 6" (152 × 152 mm) Dam – grün mittel 36 Blatt	
6" (152 mm) Plastikrahmen (H01414)		6" (152 mm) Plastikrahmen (H01414)	
Fiesta 9 farbcodierte Flügelklammern		Fiesta 9 farbcodierte Flügelklammern	
6" Schablone		6" Schablone	
Latex Wedjets (dünn, gelb)		Latex Wedjets (dünn, gelb)	
Dental Dam Lochzange		Dental Dam Lochzange	
Dental Dam Klammerzange		Dental Dam Klammerzange	

Komplett-Kit mit flügellosen Klammern	H02790
6" × 6" (152 × 152 mm) Dam – grün mittel 36 Blatt	
6" (152 mm) Plastikrahmen (H01414)	
Fiesta 9W farbcodierte flügellose Klammern	
6" Schablone	
Latex Wedjets (dünn, gelb)	
Dental Dam Lochzange	
Dental Dam Klammerzange	

HYGENIC Komplett-Kit mit Brinker Gewebe-Retraktoren-klammern	52 Blatt H09715
5" × 5" (127 × 127 mm) Dam – grün mittel	
5" (127 mm) Plastikrahmen (H01416)	
Brinker Universalklammernset	
5" Schablonen	
Latex Wedjets (dünn, gelb)	
Dental Dam Lochzange	
Dental Dam Klammerzange	



Kindergröße

HYGENIC Standard Kits – ohne Lochzange und Klammerzange

Kit mit Flügelklammern	H02779	Kit mit flügellosen Klammern	H02792
6" × 6" (152 × 152 mm) Dam – grün mittel 36 Blatt		6" × 6" (152 × 152 mm) Dam – grün mittel 36 Blatt	
6" (152 mm) Plastikrahmen (H01414)		6" (152 mm) Plastikrahmen (H01414)	
Fiesta 9 farbcodierte Flügelklammern		Fiesta 9W farbcodierte flügellose Klammern	
6" Schablone		6" Schablone	
Latex Wedjets (dünn, gelb)		Latex Wedjets (dünn, gelb)	

Kit mit flügellosen Klammern und Metallrahmen	H02793
6" × 6" (152 × 152 mm) Dam – grün mittel 36 Blatt	
6" (152 mm) Metallrahmen (H07083)	
Fiesta 9W farbcodierte flügellose Klammern	
6" Schablone	
Latex Wedjets (dünn, gelb)	

HYGENIC Dental Dam Kits



Simple Dam-Kit mit Elasti-Dam	H02900
6" x 6" (152 x 152 mm) Elasti-Dam – grün, mittel	
36 Blätter (H11625)	
6" (152 mm) Kunststoffrahmen (H01414)	
Fiesta flügellose, farbcodierte Klammern	
6"-Schablone	
Latex Wedjets (dünn, gelb)	
Dental Dam Lochzange	
Dental Dam Klammerzange	

Simple Dam-Kit mit Flexi-Dam	H02901
6" x 6" (152 x 152 mm) Flexi-Dam non latex – violett, 30 Blätter (H09945)	
6" (152 mm) Kunststoffrahmen (H01414)	
Fiesta flügellose, farbcodierte Klammern	
6"-Schablone	
Latex Wedjets (dünn, grün)	
Dental Dam Lochzange	
Dental Dam Klammerzange	

ROEKO Dental Dam Set



ROEKO Dental Dam Set	390 000
Lochzange Typ Ainsworth	1 Stk.
Klammerzange Typ Ivory	1 Stk.
Klammerstet	1 Stk.
Flexi Dam non latex mit Lochschablone	30 Stk.
Metallrahmen nach Young	1 Stk.

Absaugkanülen Surgitip
Behandlungshilfen

ABSAUGKANÜLEN

Durchdacht und innovativ präsentiert sich die Produktlinie der **ROEKO Surgitip-Absaugkanülen**. Die Kunststoffkanülen sind hygienisch, einfach in der Handhabung und ermöglichen durch ihre sich deutlich abhebenden grünen Spitzen äußerst präzises Absaugen in Chirurgie und Mikrochirurgie. Mit der gelenkigen, feinen Surgitip-endo ist ein Absaugen sogar im Wurzelkanal möglich.

Surgitip-endo

endodontische Absaugkanüle für den Wurzelkanal

Surgitip-endo saugt im Wurzelkanal Spüllösungen und Feuchtigkeit schnell und gründlich auf.

Surgitip Absaugkanülen

Die Kunststoffkanülen ermöglichen äußerst präzises Absaugen, denn Form und Design sind speziell für die Arbeit unter Mikroskop oder Lupe entwickelt.



Concorde II

zum Absaugen hoher Volumina

Universalabsaugkanüle, mit der sich Zunge und Wangen sanft abhalten lassen.



ROEKO Surgitip



Surgitip-Absaugkanülen sind bewährte Helfer, um das orale Behandlungsfeld bei minimalinvasiven Eingriffen zu trocknen und Partikel abzusaugen. Die Kunststoffkanülen ermöglichen äußerst präzises Absaugen, denn Form und Design sind speziell für die Arbeit unter Mikroskop oder Lupe entwickelt. Die Kanülen überzeugen zudem durch hygienische und einfache Handhabung.

- Präzises Absaugen durch sich deutlich abhebende grüne Spitze
- Keine Sichtbeeinträchtigung durch schlanke Form und konische Spitze
- Hygienisch und zeitsparend, da einzeln verpackt und sofort einsatzbereit
- Verschiedene Ansaugdurchmesser für ein breites Behandlungsspektrum

Surgitip mit grüner Spitze	
Ansaugöffnung \varnothing 2.5 mm / Anschlussöffnung \varnothing 6.5 mm	
20 Stk.*	462 025
100 Stk.**	462 026

Surgitip ohne grüne Spitze	
Ansaugöffnung \varnothing 4.8 mm / Anschlussöffnung \varnothing 6.5 mm	
20 Stk.*	462 048
100 Stk.**	462 049

* enthält 1 Doppeladapter

**enthält 5 Doppeladapter

ROEKO Surgitip-micro




Surgitip-micro wurde für das Arbeiten unter Verwendung von Lupe oder Mikroskop entwickelt. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die Endodontie. Der geringe Durchmesser von nur 1.2 mm gewährleistet ein sicheres, gezieltes Arbeiten ohne Beeinträchtigung des Sichtfeldes.

Surgitip-micro mit grüner Mikrospitze	
Ansaugöffnung \varnothing 1.2 mm / Anschlussöffnung \varnothing 6.5 mm	
20 Stk.*	462 012
100 Stk.**	462 013

* enthält 1 Doppeladapter

**enthält 5 Doppeladapter

ROEKO Surgitip-endo



Surgitip-endo ist eine Absaugkanüle entwickelt speziell zur Trocknung des Wurzelkanals. Ihr innovatives Kugeldesign verleiht ihr eine komfortable Rundumbeweglichkeit. Diese Flexibilität ermöglicht ein Einbringen auch in schwer zugängliche Wurzelkanäle ohne dass hierfür der Canal Tip verbogen werden muss. Die Saugleistung bleibt uneingeschränkt hoch und die Sicht auf das Behandlungsfeld ungestört.

Surgitip-endo	
Ansaugöffnung \varnothing 0.35 mm, ISO 60 / Anschlussöffnung \varnothing 6.5 mm	
20 Stk.*	6001 8280

* enthält 1 Doppeladapter

ROEKO Absaugkanülen



Die unsterilen Einmalkanülen aus Kunststoff mit einer Ansaugöffnung von \varnothing 4.8 mm eignen sich zum Absaugen bei nicht chirurgischen Eingriffen. Sie entsprechen in Form und Länge den Kanülen der Surgitip-Familie, das heißt gezieltes Absaugen ohne Sichtbehinderung.

Absaugkanüle ohne grüne Spitze	
Ansaugöffnung \varnothing 4.8 mm / Anschlussöffnung \varnothing 6.5 mm	
100 Stk.*	461 048

* enthält 1 Doppeladapter

ROEKO Concorde II



Die weichen Konturen der Concorde II Absaugkanülen machen sie angenehm für den Patienten und leicht zu reinigen. Concorde II besteht aus hochwertigem, langlebigem Kunststoff.

- geräuscharme Absaugung
- optimale Abhaltefunktion
- mattierte Oberfläche verhindert störende Lichtreflexe
- kann im Autoklav oder Chemiklav mit bis zu 134 °C sterilisiert werden
- die Kanülen sind mit \varnothing 11 mm und \varnothing 16 mm für alle Standardeinrichtungen erhältlich. Die 11 mm Kanülen werden mit einem autoklavierbaren Adapter geliefert.

Größe		
\varnothing 11 mm	10 Stk.	450 211
\varnothing 16 mm	10 Stk.	450 216

Adapter und Doppeladapter



Damit ROEKO Absaugkanülen mit allen Standardabsauganlagen verwendet werden können, sind Adapter erhältlich. Alle Adapter sind im Autoklav und Chemieklav bis zu 134 °C sterilisierbar.

Doppeladapter	463 000
Mit dem Doppeladapter können Surgitip, Surgitip-micro und die nicht sterilen Absaugkanülen auf allen \varnothing 11 mm und \varnothing 16 mm Anlagen verwendet werden.	

Adapter		
Mit dem Einzeladapter können Concorde II und Surgitip an 11 und 16 mm Anlagen angeschlossen werden.		
Adapter	\varnothing 6.5 > \varnothing 11 mm	463 025
Adapter	\varnothing 11 > \varnothing 16 mm	463 011

Zahnreinigung

Wundversorgung

Chirurgisches Nahtmaterial

Elektrochirurgie

Behandlungshilfen

WUNDVERSORGUNG

Die professionelle Wundversorgung nach Extraktionen und anderen chirurgischen Eingriffen unterstützt den körpereigenen Heilungsprozess und vermeidet postoperative Wundinfektionen. COLTENE Produkte der Wundversorgung sind vielfältig und finden Einsatz in der initialen Blutstillung, in der Desinfektion sowie beim Tupfen und Trocknen der Wunde bis hin zum Verschluss der Wunde durch chirurgische Naht.



ROEKO Gelatamp

antibakterielle Depotwirkung durch kolloidales Silber

Gelatineschwamm zur raschen initialen Blutstillung nach chirurgischen Eingriffen und zur Vorbeugung gegen Wundinfektionen.

ROEKO Swab

Multtupfer aus feinstem Gazegewebe

Saugfähige Multtupfer mit stabiler Faltung zur Versorgung von Wunden sowie zum Aufbeißen während der Behandlung.



PerFect® TCS II

Hochfrequenz-Elektrochirurgiesystem

Schneiden und Koagulation im Weichgewebe mit Präzision.



ROEKO Gelatamp



Mit Gelatamp steht dem Zahnarzt ein wirksames, sehr gut verträgliches Produkt zur sicheren Wundversorgung zur Verfügung. Gelatamp hat den entscheidenden Vorteil, dass es neben seinem blutstillenden Effekt auch antibakteriell wirkt.

- rasche initiale Blutstillung
- Stabilisierung des Koagulums
- gleichmäßige und vollständige Resorption
- breites antibakterielles Spektrum
- lang anhaltende Depotwirkung


Mit Gelatamp

- verläuft der Heilungsprozess unproblematischer.
- ist ein erneutes Öffnen der Wunde nicht notwendig.
- sparen Sie Zeit.

Dosen		
20 Stk.	14 × 7 × 7 mm	274 002
50 Stk.	14 × 7 × 7 mm	274 007

Blister Pack		
20 Stk.	14 × 7 × 7 mm	274 008

Chirurgisches Nahtmaterial



Mit dem chirurgischen Nahtmaterial von ROEKO steht dem Zahnarzt ideales Nahtmaterial für chirurgische Eingriffe zur Verfügung. Der kringelfreie Faden besticht durch guten Knosentz und maximale Zugkraft. Die Fäden sind anhand der Farbe leicht zu erkennen:

Seide: schwarz

Flexafil: grün

ROEKO Sintraumal

Die atraumatische Nadel-Faden-Kombination Sintraumal ist das ideale Nahtmaterial für chirurgische Eingriffe. Die öhrlose Nadel mit Präzisionsschliff schont das Gewebe. Der Ruck, der durch das Nähen mit einer Öhrnadel entsteht, wird vermieden und die Wunde nicht zusätzlich vergrößert. Sintraumal ist steril in der Doppel-Peelpackung verpackt. Das Arbeiten mit Sintraumal erspart zeitraubendes, lästiges Einfädeln und Sterilisieren. Sintraumal gibt es in 7 Kombinationen, für jeden chirurgischen Eingriff die optimale Nadel/ Faden-Kombination. Sintraumal ist nicht resorbierbar.

Nadel-Faden Kombination				Faden 45 cm	12 Stk.
HS 20	1.5 metric	USP 4/0	Eingriffe am festen Gaumengewebe	Seide, schwarz	490 301
HS 25	2.0 metric	USP 3/0	Extraktionen	Seide, schwarz	490 302
DS 20	1.5 metric	USP 4/0	Wurzelspitzenresektionen, Lappenoperation	Seide, schwarz	490 303
HS 25	2.5 metric	USP 2/0	Extraktionen	Seide, schwarz	490 305
HRT 18	2.0 metric	USP 3/0	Extraktionen, z.B. Weisheitszähne, Reihenextraktionen, Nähte im stärkeren Gewebe	Flexafil, grün	490 306
GR 20	1.5 metric	USP 4/0	Lappenoperationen, Parodontalchirurgie, Gingivektomie	Seide, schwarz	490 307

ROEKO Surgi-Fil



Chirurgischer Faden ohne Nadel. Wie Sintraumal ist der Faden steril in einer Doppel-Peelpackung verpackt. Surgi-Fil ist nicht resorbierbar.

Seide, schwarz	70 cm	12 Stk.	Flexafil, grün	70 cm	12 Stk.
4.0 metric	USP 1	490 409	2.0 metric	USP 3/0	490 421
3.5 metric	USP 0	490 410	1.5 metric	USP 4/0	490 422
2.5 metric	USP 2/0	490 411			
2.0 metric	USP 3/0	490 412			
1.5 metric	USP 4/0	490 413			

ROEKO Gazestreifen



- sterile Tamponade- und Drainagestreifen
- aus 24-fädigem Mull
- fest gewebt, mit faserfreien Kanten
- gebrauchsfertig in Spenderpackung

ROEKO Gazestreifen	
1 cm x 5 m	290 001



ROEKO Jodoform Tamponade	
Mit Jodoform imprägnierte, unsterile Tamponadebinde zur antiseptischen Tamponade und Drainage.	
1 cm x 5 m	300 001
2 cm x 5 m	300 002

Roeko-Swab steril



Roeko-Swab steril sind bei chirurgischen Eingriffen ein unentbehrliches Hilfsmittel zum Abtupfen von Blut und zur Versorgung von Wunden. Einzelne Mulltupfer können nach dem erstmaligen Öffnen des Sterilbeutels vor der Anwendung bei bis zu 134 °C autoklaviert werden. Sterile Mulltupfer stehen so für jeden Eingriff zur Verfügung.

Größe		
erbsen	250 Stk.	250 001
haselnuss	150 Stk.	250 002
walnuss	75 Stk.	250 003
pflaumen	50 Stk.	250 004
hühnerei	30 Stk.	250 005
extra	20 Stk.	250 006

Größe	500 Stk.
erbsen	251 001
haselnuss	251 002
walnuss	251 003
pflaumen	251 004

Roeko-Swab unsteril

Roeko-Swab unsteril im PE-Beutel sind ideal zum Abtupfen und Trocknen von Flüssigkeiten und Sekret in der Mundhöhle sowie zum Aufbeißen während der zahnmedizinischen Behandlung.

Größe	500 Stk.
erbsen	252 001
haselnuss	252 002
walnuss	252 003
pflaumen	252 004
hühnerei	252 005
extra	252 006

Größe	1000 Stk.
erbsen	253 001
haselnuss	253 002
walnuss	253 003

PerFect TCS II

PerFect TCS II ist ein Hochfrequenz-Elektrochirurgiesystem, mit dem Weichgewebe mit höherer Effizienz, größerer Präzision und weniger Blutungen als mit dem gewöhnlichen Zahnarztscalpell behandelt werden kann.

- entfernt bequem unerwünschtes Gewebe
- verkürzt Behandlungszeit durch Vereinfachung des Operationsverfahrens und Blutstillung
- hervorragende Schneidepräzision für überlegene klinische und ästhetische Resultate
- ermöglicht problemlose Wundheilung
- zwei Anwendungen: Schneiden und Koagulation
- autoklavierbare Elektrodenhüllen

Weitere klinische Anwendungen:

- Erweiterung des Gingivasulkus
- Kronenverlängerung
- Freilegung impakterter Zähne
- Entfernung hyperplastischer Gingiva
- Frenektomie
- Inzision von Abszessen



PerFect TCS II Kontinentaleuropa	S8230CE
PerFect TCS II Großbritannien	S8230UK

Zubehör für PerFect TCS II Gerät	
Dispersive Elektrode	S213
Fußschalter	S8FSRK
Handstückkabeleinheit	S6008CE
Handstückhalter	S7001

Elektrodenhandstücke für PerFect TCS II		
Kompletter Satz S6011 bis 6018	8 Stk.	S6010A
Satz mit den Elektroden S6011, 6012, 6015	3 Stk.	S7010A
Koagulationskugel	2 Stk.	S6011A
Gerades Messer 45°	2 Stk.	S6012A
Abgeschrägtes Messer 45°	2 Stk.	S6013A
Gerade runde Schlinge	2 Stk.	S6014A
Längliche Schlinge 45°	2 Stk.	S6015A
Gerade längliche Schlinge	2 Stk.	S6016A
Rhombusförmige Schlinge 45°	2 Stk.	S6017A
AP 1½ 90°	2 Stk.	S6018A

Besitzer eines Strobex oder PerFect TCS Gerätes müssen die Handstückkabeleinheit aufrüsten um die aktuellen Elektrodenhandstücke verwenden zu können. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst von COLTENE.

BioSonic

**BioSonic Scaler System**

- Der BioSonic magnetostriktiver Ultraschall-Scaler stellt automatisch auf die jeweilige Betriebsfrequenz der 25 kHz bzw. 30 kHz Einsätze um
- Durch den integrierten Turboschalter kann die Scalerleistung kurzfristig erhöht werden, um hartnäckigen Zahnstein schneller zu entfernen.
- Ergonomischer Griff bietet verringert Ermüdungserscheinungen bei langen Behandlungen
- Durch sein spezielles Design benötigt der Scaler wenig Standfläche
- Auswahl an den gängigsten Einsätzen in 25 kHz und 30 kHz verfügbar
- Mehr Sicherheit und längere Lebensdauer durch patentierte Herstellung der Instrumenteneinsätze

BioSonic SuperSoft Einsätze

- Höchster Anwendungskomfort für die beliebtesten Scalereinsätze
- SuperSoft rutschfester Silikongriff
- Besseres Tastgefühl und Beweglichkeit

BioSonic US100R	US100R
Japan	US100R100
USA	US100R115T
Mexiko/Lateinamerika	US100R115M
Europa	US100R230CE
Großbritannien	US100R230UK
Australien	US100R240
BioSonic US100R Gerät	1 Stk.
Handstück	1 Stk.
Fußschalter	1 Stk.
Schnellkupplung	1 Stk.
Benutzerhandbuch	1 Stk.



BioSonic Einsätze 30 kHz	
10 Straight Universal	US1030K
10 Super Soft	USG1030K
10 OptiMist	US1030KOM
10 Slim Universal	US1030KSP
10 XSlim Super Soft	USG1030KSP
10 Slim OptiMist	US1030KOS
10 Slim OptiMist SS	USG1030KOS
1000 Triple Bend	US100030K



BioSonic Einsätze 25 kHz	
10 Straight Universal	US1025K
10 Super Soft	USG1025K
10 OptiMist	US1025KOM
10 Slim Universal	US1025KSP
10 XSlim Super Soft	USG1025KSP
10 Slim OptiMist	US1025KOS
10 Slim OptiMist SS	USG1025KOS
1000 Triple Bend	US100025K

SuperSoft rutschfester Silikongriff



Zubehör	
O-Ring Ersatz-Kit	US12OR

Ultraschall Reinigungssysteme
Handschuhe


Mundschutz

Infektionskontrolle

INFEKTIONSKONTROLLE

Um auch in Sachen Hygiene risikofrei arbeiten zu können bietet COLTENE bewährte und außergewöhnliche Produktlösungen an. Jeder Patient bringt potentiell Krankheitserreger mit in die Praxis, wie auch das Praxisteam solche übertragen kann. Bei der Vielzahl an Patienten und der Bandbreite zahnärztlicher Eingriffe muss jeder Handgriff im Hygieneablauf routinemäßig sitzen. Dies geht umso schneller je sicherer und anwendungsfreundlicher die Produkte zum Infektionsschutz sind. COLTENE ist ein erfahrener Hersteller hochqualitativer Hygieneprodukte für den Zahnarzt.


Zertifiziert nach DIN EN ISO 13485 Medizinprodukte – Qualitätsmanagementsysteme verpflichten wir uns zu qualitätssichernden Maßnahmen über alle Unternehmensprozesse hinweg.



Protecta active carbon

Flüssigkeitsresistenter Mundschutz mit Aktivkohle

Schützt vor Krankheitserregern und zusätzlich vor unangenehmen Gerüchen.



BioSonic®

Ultraschallreinigungsbäder

Zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen durch verunreinigte Instrumente.



Sterile Abdeckungen

für Schlauch, Tray und andere Ablageflächen

Infektionsschutz auf der höchsten Leistungsstufe gemäß der Europäischen Norm EN 13795 für OP-Textilien.

OBERFLÄCHENDESINFektionSTÜCHER

BioSonic® WIPEOUT



Rexam non latex



Rexam non latex powderfree extra touch & feel

- puderfreier Nitrilhandschuh
- außergewöhnlich elastisch und reissfest
- angenehm weich und anschmiegsam
- texturierte Fingerkuppen
- latex-, puder- und thiuramfrei

Nur innerhalb der EU erhältlich.

blau			
XS	5-5½	100 Stk.	692 070
S	6-6½	100 Stk.	692 071
M	7-7½	100 Stk.	692 072
L	8-8½	100 Stk.	692 073
XL	9-9½	100 Stk.	692 074



Glovyl

- leicht gepuderter Vinylhandschuh
- strapazierbar und reissfest
- latexfrei

transparent			
S	6-6½	100 Stk.	693 001
M	7-7½	100 Stk.	693 002
L	8-8½	100 Stk.	693 003

ROEKO Protecta



ROEKO Protecta active carbon

- 4-lagiger chirurgischer Mundschutz mit Aktivkohle
- adsorbiert Gerüche
- Filterleistung > 99 %
- flüssigkeitsresistente Maske, Typ IIR EN 14683
- hypoallergen und latexfrei

grün		
	50 Stk.	6001 3736



ROEKO Protecta Quick non Latex

- latexfreier Mundschutz mit Ohrschlaufen
- dreilagiges, hautfreundliches Vliesmaterial
- extra weiche Ohrschlaufen und langer formbarer Nasenbügel
- Filterleistung > 99%, Typ II nach EN 14683

blau		
	50 Stk.	680 010



ROEKO Protecta Quick

- leichter Mundschutz mit Ohrschlaufen
- dreilagig
- extra weiche Ohrschlaufen und langer formbarer Nasenbügel
- Filterleistung > 98%, Typ II nach EN 14683

grün		
	50 Stk.	680 006



ROEKO Protecta

- Mundschutz zum Binden
- dreilagig
- langer, formbarer Nasenbügel
- Filterleistung > 99%, Typ II nach EN 14683

grün		
	50 Stk.	680 002

ROEKO Simplex



ROEKO Simplex-Plus Maxi

- PE-Folie mit absorbierender Zellstoffvliesauflage
- auf Rolle mit Abrissperforation
- extra breit
- zum Binden
- in praktischem Spenderkarton

ROEKO Simplex-Plus

- PE-Folie mit absorbierender Zellstoffvliesauflage
- auf Rolle mit Abrissperforation
- zum Binden

ROEKO Simplex

- PE-Folie
- auf Rolle mit Abrissperforation
- zum Binden

60 × 60 cm		
weiß	80 Stk.	647 101
blau	80 Stk.	647 102
mint	80 Stk.	647 104

59 × 54 cm		
weiß	80 Stk.	647 001
blau	80 Stk.	647 002

77 × 56 cm		
weiß	200 Stk.	645 001
blau	200 Stk.	645 002
grün	200 Stk.	645 003

ROEKO Denta



- waschbarer Patientenumhang aus Kunststoff
- mit verstellbarem Klettverschluss am Kragen
- mit Auffangtasche am Saum

70 × 60 cm		
blau	1 Stk.	634 024



ROEKO Kopfschutztaschen auf Rolle

- PE-Folie mit absorbierender Zellstoffvliesauflage
- paßt in den Simplimat
- in 3 Größen für fast alle Gerätetypen

Höhe × Breite, weiß		
27 × 28 cm	100 Stk.	670 007
27 × 31 cm	100 Stk.	670 008
27 × 34 cm	100 Stk.	670 009

Höhe × Breite, blau		
27 × 28 cm	100 Stk.	670 027
27 × 31 cm	100 Stk.	670 028
27 × 34 cm	100 Stk.	670 029



ROEKO Filterpapier

Einzelne Kopfschutztaschen gestapelt im Karton

25 x 32 cm	500 Stk.	670 002
------------	----------	---------



ROEKO Kopfschutztaschen für KaVo

passend zu 1058/1042/1060/1062 E50/E70/80		
26 x 22 cm	100 Stk.	670 004

passend zu 1058/1063/1065/1066 E30/E50		
27 x 22 cm	50 Stk.	670 006

ROEKO Kopfschutztaschen für Ritter

Modell: Analog		
26 x 22cm	50 Stk.	670 005



ROEKO Steri-Quick

- sterile Tücher zum Abdecken von Flächen und Instrumenten
- Verbund aus saugfähigem Vlies und keimundurchlässiger Folie
- ausgezeichnete Drapierfähigkeit und angenehme Haptik
- einzeln und steril verpackt und sofort einsatzbereit
- entspricht höchster Leistungsstufe gemäß EN 13795 1-3

steril		
35 x 50 cm	80 Stk.	671 100
50 x 70 cm	50 Stk.	671 101
70 x 100 cm	25 Stk.	671 102



ROEKO Steri-sleeve

- sterile Schlauchüberzüge zum Schutz vor Kreuzkontaminationen zwischen chirurgischen Eingriffen
- Verbund aus saugfähigem Vlies und keimundurchlässiger Folie
- mit Klebeband zum Befestigen
- einzeln und steril verpackt und sofort einsatzbereit
- entspricht höchster Leistungsstufe gemäß EN 13795 1-3

steril		
Breite 7,5 cm Schlauchlänge 100 cm	25 Stk.	670 101



ROEKO Schlauchüberzüge

- PE-Folie mit absorbierender Zellstoffvliesauflage
- auf Rolle mit Klettverschluss

unsteril		
Breite 7,5 cm	100 m	670 100

ROEKO Klettverschluss für Schlauchüberzüge

unsteril		
	5 Stk.	670 102

BioSonic Ultraschall-Reinigungsgerät



Optimale Sicherheit für den Benutzer:

- Das spezielle Design des FingerGuard Instrumentenkorb verhindert wirksam Verletzungen durch vorstehende Instrumente.
- Die zwei erhöhten Leisten am Boden des Korbes vereinfachen die Entnahme der Instrumente.
- Das Abflussventil ermöglicht ein bequemes Entleeren des Tankinhaltes, ohne dass die verschmutzte Flüssigkeit berührt werden muss. Das Gerät muss zum Entleeren nicht angehoben werden, sodass auch keine Flüssigkeit verschüttet werden kann.
- Die Abdeckhauben für Gerät und Bechergläser verhindern ein Austreten von kontaminierten Aerosolen.

Stabiles Kunststoffgehäuse

- Kratz-, stoß- und chemikalienresistent.
- Behält sein attraktives Aussehen über viele Jahre hinweg.

Extrem leises Arbeitsgeräusch

- Die Abdeckhaube deckt Instrumentenkorb und Bechergläser völlig ab und reduziert damit den Geräuschpegel in Ihrer Praxis.
- Die präzis eingestellte Betriebsfrequenz garantiert optimale Reinigungsleistung bei leisem Arbeitsgeräusch.
- Der Gummischutz an den Auflageflächen der Körbe vermeidet laute Geräusche.

Synchron-Zeitschalter

- Zuverlässig einstellbare Reinigungsdauer
- Reinigungszyklen bis zu 30 min (UC50DB)
- Reinigungszyklen bis zu 60 min (UC300 + UC125)



BioSonic UC150



IHRE PATIENTEN
VERTRAUEN IHNEN,
UND SIE KÖNNEN
BioSonic®
VERTRAUEN!

Das neue Ultraschallreinigungsgesetz BioSonic® UC150 von COLTENE bietet die hohe Qualität, die bereits von anderen BioSonic® Produkten bekannt ist. Es ist wegweisend auf dem Gebiet der Ultraschallreinigung. Das schlanke Schweizer Design des BioSonic® UC150 wurde –

Entwickelt für EFFIZIENZ

- **Datenprotokollfunktion** und Download von Nutzungsdaten über USB
- **Heizfunktion** – Optimal integrierte, kontrollierte Heizung, die den Reinigungsprozess unterstützt und Zeit spart - Funktion kann über Code separat aktiviert werden
- **Entgasungsfunktion** – Zur Entfernung von Lufteinschlüssen und einfachen Vorbereitung Ihrer Lösung für eine höchst wirksame Reinigung
- Bietet Platz für **mehrere Kassetten** gleichzeitig

Entwickelt für VIELSEITIGKEIT

- **Individuell anpassbarer Betrieb** mit mehreren Reinigungsmodi und vom Anwender wählbarer Zyklusdauer und Temperatur
- Verwendung als **Tisch- oder Einbaugerät**

Entwickelt für KOMFORT

- **Leiser Betrieb** für eine sichere und angenehme Arbeitsumgebung
- Mit Handschuhen bedienbarer, mehrsprachiger **Touchscreen** für eine reibungslose Benutzererfahrung
- **Schnelle und einfache Entleerung** mit extern zugänglichem Ablasshahn

Der 5,7-l-Edelstahltank bietet viel Kapazität bei kleinem Platzbedarf

Außenmaße: 34,5 × 27,6 × 35,5 cm
Tankmaße: 28,7 × 16,0 × 17,8 cm
Tankkapazität: 6,6 l
Nutzbares Volumen: 5,7 l



UC150 Geräte	60021988	UC150 Reinigungsgerät Euro Steckertyp F	1
	60021989	UC150 Reinigungsgerät UK Steckertyp G	1
Zubehörkit	60022042	Korb, Bechergläser (2), Deckel (2), Positionsringe (2), Positionsrahmen (2)	1
Zubehör	60022040	Kassettenkorb (26,8 × 15,8 × 11,5 cm)	1
	60022041	Positionsrahmen	1
	UC53	600-ml-Becherglas mit Deckel und Positionsring	1
	60022043	UC150 Ersatz-Abflussfilter	3
	60022044	UC150 Ersatz-Abflussschlauch	1
	60022046	UC150 Dichtung	1
	60022045	UC150 Ersatzdeckel	1



BioSonic UC300



- Tankkapazität 14.4 l
- Nutzkapazität 11.4 l
- Außenmaße: L 48.2 × B 30.5 × H 31.1 cm
- Innenmaße: L 35.6 × B 22.9 × H 17.1 cm

BioSonic UC300	
BioSonic Ultraschall Reinigungsgerät	UC300230CE
BioSonic Ultraschall Reinigungsgerät mit UK-Stecker	UC300230UK
BioSonic UC300	1 Stk.
Tankabdeckhaube	1 Stk.
Enzymatische Reinigungslösung (UC32)	1 Stk.
Benutzerhandbuch	1 Stk.

Zubehör UC300	
Großer FingerGuard Instrumentenkorb mit 5 Teileinsätzen	UC310
Twin FingerGuard Instrumentenkorb mit 2 Teileinsätzen	UC311
Ersatzdeckel	UC340
3 Ersatzablauffilter	UC350
Halterung für 2 Becher	UC330
Korbteiler	UC335
Ersatzablaufschauch	UC355
Korb für Kassetten	UC325

BioSonic UC125



- individuell einstellbarem LCD Display
- Erweiterte Produktlinie - Gerät ist auch mit Heizung erhältlich
- Tankkapazität 4.8 l
- Nutzkapazität 3.8 l
- Außenmaße: L 41.9 × B 24.9 × H 35 cm
- Innenmaße: L 28.6 × B 14.3 × H 12.7 cm

BioSonic UC125	
Ultraschall Reinigungsgerät ohne Heizung	UC125230CE
Ultraschall Reinigungsgerät mit Heizung	UC125H230CE
BioSonic UC125	1 Stk.
Tankabdeckhaube	1 Stk.
Universalreiniger mit Korrosionsschutz (UC31)	1 Stk.
Benutzerhandbuch	1 Stk.

Zubehör-Set	UC155XD
¾ FingerGuard Instrumentenkorb (UC152XD)	1 Stk.
Borsilikat-Becherglas (UC53)	2 Stk.
Halterung für 1 Becher (UC153)	2 Stk.

Zubehör	
FingerGuard Instrumentenkorb	UC151XD
¾ FingerGuard Instrumentenkorb	UC152XD
Halterung für 1 Becher	UC153

BioSonic UC50DB



- mit digitaler Zeitschaltuhr
- Tankkapazität 3.2 l
- Nutzkapazität 2.0 l
- Außenmaße: L 27.3 × B 21.9 × H 20.3 cm
- Innenmaße: L 19.7 × B 14.6 × H 10.5 cm

BioSonic UC50DB	
BioSonic Ultraschall Reinigungsgesetz	UC50DB 230CE
BioSonic Ultraschall Reinigungsgesetz m. UK-Stecker	UC50DB 230UK
Tankabdeckhaube	1 Stk.
FingerGuardTM Instrumentenkorb	1 Stk.
Benutzerhandbuch	1 Stk.

Zubehör Set	UC59
FingerGuard Instrumentenkorb (UC58)	1 Stk.
Borsilikat-Becherglas (UC53)	1 Stk.
Halterung für 1 Becher (UC153)	1 Stk.

Zubehör	
FingerGuard Instrumentenkorb aus Kunststoff mit Metallboden	UC58
Halterung für 1 Becher	UC153

BioSonic Zubehör



ST-16

Borsilikat-Becherglas, 600 ml	UC53
Korb für Kleinteile	UCB2
Einweichbehälter Inhalt 0.5 l 6.4 × 22.9 × 12.7 cm	ST16

Reinigungskonzentrat



**BioSonic General Purpose Ultrasonic Cleaning Solution
Universalreiniger Hochkonzentrat**

Ultrasonic Reinigungslösung für Verunreinigungen wie Blut, Ablagerungen, Speichel und zur allgemeinen Reinigung. Zur Reinigung von Instrumenten, Kronen, Brücken, Prothesen und Ultraschallzahnreinigungseinsätzen.

473 ml MeterDose ergibt 30 l fertige Lösung	UC30
--	------

**BioSonic General Purpose Cleaner plus Super Rust Inhibitor
Universalreiniger mit Korrosionsschutz**

Die neue BioSonic Reinigungslösung UC31 kombiniert die bewährte BioSonic Reinigungskraft mit zuverlässigem Korrosionsschutz. UC31 kommt in Unit Dose Einheiten, die die Dosierung unkompliziert machen: jede Packung mit 15 ml Inhalt ergibt etwa 2-4 l Reinigungslösung. Das Konzentrat vermischt sich ohne einrühren mit kaltem und warmen Wasser. Je 20 Beutel sind in der praktischen Spenderbox.

20 × 15 ml ergibt ca. 76 l Reinigungslösung	UC31
--	------



BioSonic Enzymatic Ultrasonic Cleaner
Enzymatische Reinigungslösung

Für starke Verschmutzungen mit getrocknetem Blut, Gewebe, Speichel und zur allgemeinen Reinigung. Reinigt effektiv von Ablagerungen auf Instrumenten. Zur Reinigung von Instrumenten, Kronen, Brücken, Prothesen und Ultraschallzahnreinigungseinsätzen.

236 ml MeterDose ergibt 30 l fertige Lösung	UC32
--	------



BioSonic Plaster and Stone Remover
Gips- und Einbettmassenentferner

Pulverkonzentrat für Verschmutzung mit Gips und Einbettmassen. Zur Reinigung von Prothesen, Teilprothesen, Modellguss, Protheseneinbettung, Mischbecher und Artikulatoren, mit Ausnahme von solchen aus Aluminium.

840 g Dose ergibt 11.4 l fertige Lösung	UC34
--	------



BioSonic Germicidal Ultrasonic Cleaner
Desinfektionsreiniger

Reinigungskonzentrat für Verschmutzungen mit Blut, Ablagerungen, Speichel und zur allgemeinen Desinfektion. Zur Reinigung und Desinfektion von Instrumenten, Kronen und Brücken.

236 ml MeterDose ergibt 30 l fertige Lösung	UC38
473 ml MeterDose ergibt 60 l fertige Lösung	UC42



BioSonic Cement Remover
Ultraschonic Zemententferner Reinigungskonzentrat

473 ml MeterDose für ca. 32 Anwendungen	UC39
--	------

BioSonic UC40
Universal Ultrasonic Cleaner



Die neue universelle Ultraschalllösung bietet eine einzigartige, wirksame Formel zur Vorreinigung und Dekontamination zahnmedizinischer Instrumente. Die 3-in-1-Reinigungslösung enthält Enzyme, die selbst eingetrocknete Verunreinigungen sowie Eiweissrückstände, wie Blut, Speichel oder Gewebe, kraftvoll auflösen und reinigen und schützt außerdem Instrumente vor Erosion.

- Entspricht den Anforderungen von HTM 01-05
- Aldehydfrei
- Phosphatfrei
- Nicht ammoniakhaltig
- Biologisch abbaubar

Menge	
1-l-Dosierflasche entspricht 50 l	60021960
5-l-Refill kann 250 l entsprechen	60021961

OKKLUSIONSPRÜFUNG

Okklusionsprüfung und -korrektur gehört zu den anspruchsvollsten Bereichen der modernen Zahnmedizin.

HANEL bietet ein komplettes Programm für die Okklusionsprüfung in Labor und Praxis, sowie optimale Instrumente und anderes Zubehör für die leichte Handhabung.

Die Prüfmittel haben die erforderlichen Stärken, Anschmiegsamkeit, Reißfestigkeit und Farbabgabe, sodass punktförmige, flächige oder strichförmige Kontakte und Mikrokontakte sicher aufgezeigt werden.



Für die Grobprüfung

Stärkere Kontakte werden flächig eingefärbt



Für die mittelfeine Prüfung

Das universell einsetzbare Prüfmittel



Für die Feinprüfung

Punktförmige, feine Zeichnung der Kontakte

Artikulationspapier



HANEL Artikulationspapier 200 µ

Artikulationspapier für die Grobprüfung zur differenzierten Darstellung der Kontaktsituation.


300 Blätter (18 x 50 mm)	rot	200 µ	480 392
300 Blätter (18 x 50 mm)	blau	200 µ	480 397



HANEL Artikulationspapier 80 µ & 40 µ

Artikulationspapier für die mittelfeine Prüfung.

U-förmig, 72 Blatt	blau	80 µ	480 367	I-förmig, 144 Blatt	blau	80 µ	480 387
U-förmig, 72 Blatt	blau	40 µ	480 337	I-förmig, 144 Blatt	blau/rot	80 µ	480 384
U-förmig, 72 Blatt	blau/rot	80 µ	480 364	Streifen, 120 Blatt	rot	40 µ	480 352
U-förmig, 72 Blatt	rot	40 µ	480 332	Streifen, 120 Blatt	blau	40 µ	480 357
C-förmig, 144 Blatt	blau	80 µ	480 377	Streifen, 120 Blatt	blau/rot	40 µ	480 354
C-förmig, 144 Blatt	blau/rot	80 µ	480 374	Rolle, 15 m	rot	40 µ	480 322
				Rolle, 15 m	blau	40 µ	480 327



HANEL Okklusionsfolie 12 µ

Die HANEL Folie erfüllt alle Ansprüche der modernen Gnathologie. In der Längsrichtung ist die Folie äußerst reissfest, in Querrichtung stark dehnbar, was die Anschließbarkeit verbessert und damit Pseudokontakte minimiert.

22 mm × 25 m, einseitig	
schwarz	480 021
rot	480 022
grün	480 023
blau	480 027

22 mm × 25 m, doppelseitig	
schwarz	480 041
rot	480 042
grün	480 043
blau	480 047
schwarz/rot	480 165

80 mm × 25 m, einseitig	
schwarz	480 031
rot	480 032
grün	480 033
blau	480 037

80 mm × 25 m, doppelseitig	
schwarz	480 051
rot	480 052
grün	480 053
blau	480 057



HANEL Shimstock-Folie

Shimstock-Folie zur Überprüfung der Kontaktpunkte für die präzise Endkontrolle.

8 µ (8 mm × 5 m)	480 180
------------------	---------



HANEL Folien Dispenser	480 620
------------------------	---------



HANEL Klemmpinzetten

Die hochwertigen, sterilisierbaren Präzisionspinzetten erleichtern die effiziente Anwendung von dünnen Materialien.

Miller Pinzette gerade	480 610
Miller Pinzette gebogen	480 612
Doppelgabel Labor	480 613
Doppelgabel Praxis	480 614
Klemmen, 5 Stk.	480 640

HANEL Okklu-top



Okklu-top mit der verbesserten Rezeptur und leicht entfernbarer Farbe zum Auffinden von Störkontakten und approximalen Kontaktpunkten auf dem Modell.

Aerosol	75 ml	rot	480 410
Aerosol	75 ml	grün	480 411



Standorte

CH Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland
T +41 71 757 53 00
F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

DE Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau / Germany
T +49 7345 805 0
F +49 7345 805 201
info.de@coltene.com

US Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / USA
T +1 330 916 8800
F +1 330 916 7077
info.us@coltene.com

ES Coltène Iberia S.L.U.
PT c/Doctor Fleming, 3 - Bajo A
28220 Majadahonda, Madrid / Spain
T +34 91 63 86 492
F +34 91 63 86 279
info.ib@coltene.com

CN Coltène/Whaledent China Trading Co. Ltd.
Rm. 1103/1104, Bldg. B2, Wu Dong Plaza
#9 Chegongzhuang Street, West District
Beijing 100044 / P.R. China
T +86 10 6212 3251
F +86 10 6212 3252
info.cn@coltene.com

FR Coltène/Whaledent S.a.r.l.
Synergie Park
3 avenue Louis Néel
59260 Lezennes / France
T +33 320 64 64 00
F +33 320 64 64 03
info.fr@coltene.com






IN Coltène/Whaledent Private Ltd.
106/107, Hallmark, Vasant Oscar
L.B.S Marg, Mulund West
Mumbai 400080, Maharashtra / India
T +91 22 25923626
F +91 22 25623165
info.in@coltene.com

JP Coltène Japan LLC
2-2-28 2nd Floor, Nishikicho
190-0022 Tachikawa Tokyo / Japan
T +81 42 595 6945
F +81 42 595 6946
info.jp@coltene.com


IT Coltène Italia S.r.l.
c/o Polo Tecnologico della Brianza
Via Alessandro Volta, 94 - Cond. Bianchi
20832 Desio (MB) / Italy
T +39 0362 62 67 32
F +39 0362 63 25 80
info.it@coltene.com

UK Coltène/Whaledent Ltd.
The President Suite
Kendal House, Burgess Hill
Victoria Way
West Sussex, RH15 9NF / UK
T +44 1444 235486
F +44 1444 870640
info.uk@coltene.com

BR Vigodent SA Indústria e Comércio
Rua Pesqueira 26 Bonsucesso
Rio de Janeiro CEP 21041-150 / Brazil
T +5521 3865 5600
F +5521 2280 8411
sac@vigodent.com.br



© 2017 Coltène/Whaledent AG – www.coltene.com



 **COLTENE**

