

PROTHETIK



# DENITAI CATALOG



WIE NENNEN SIE DIE ÜBERZEUGUNG,  
DASS ALLES IMMER EIN BISSCHEN  
BESSER, EINFACHER UND ZUVERLÄS-  
SIGER SEIN KANN?

WIR NENNEN ES  
**Upgrade** Dentistry

Mit Expertise und Begeisterung hat COLTENE diesen Anspruch Wirklichkeit werden lassen. Wir kennen die Bedürfnisse und Ansprüche unserer Endkunden genau und arbeiten unermüdlich an weiteren innovativen und smarten Lösungen.

Das ist kein leeres Versprechen, es ist unsere Mission. Upgrade Dentistry macht Behandlungen effektiver, sicherer und ökonomischer für Dentalfachleute und Patienten.

**Better Quality. Better Reliability. Better Practise.**



[www.coltene.com](http://www.coltene.com)

## 1 RETRAKTION

ROEKO Comprecap / Comprecap anatomic	10
ROEKO Stay-put	10
ROEKO Retracto	11
Retraction Zubehör	11

## 2 BISSREGISTRIERUNG

JET BLUE BITE	14
JET BITE	14

## 3 ABFORMUNG A-SILIKON

<b>AFFINIS</b>	<b>18</b>
AFFINIS Light Body / Fast	19
AFFINIS Regular Body / Fast	19
AFFINIS PRECIOUS	19
AFFINIS Heavy Body / Fast	20
AFFINIS MonoBody	20
AFFINIS BLACK EDITION	21
AFFINIS System 360 Putty	21
AFFINIS Putties	21
<b>PRESIDENT The Original</b>	<b>22</b>
PRESIDENT The Original Xtra Light Body	23
PRESIDENT The Original Light Body	23
PRESIDENT The Original Regular Body	23
PRESIDENT The Original System 360 MonoBody	23
PRESIDENT The Original Heavy Body	24
PRESIDENT The Original Putties	24

## 4 ABFORMUNG C-SILIKON

<b>Speedex</b>	<b>28</b>
Speedex Light Body	29
Speedex Medium	29

Speedex Putty	29
Speedex Putty Soft	29
Speedex Activator	30
Pressure Spot Indicator	30

## 5 PROTHETIK ZUBEHÖR

COLTENE Adhesive	34
Abformlöffel	35
Abformlöffel Sets	35
Abformlöffel Quadrant & Frontzähne	36
Mischgeräte	36
Mixing Tips	36
Weiteres Zubehör	37

## 6 LABOR

GI-MASK	40
GI-MASK Automix New Formula	40
GI-Mask 3D	41
GI-MASK Zubehör	41
<b>Lab Putty</b>	<b>42</b>
Lab Putty / Lab Putty Hard	43
<b>ACCU-TRAC</b>	<b>44</b>
ACCU-TRAC	45
<b>PINDEX</b>	<b>46</b>
PINDEX Laser System	46
Bohrer	47
Pins & Accessories	47
Sägeblätter	47
<b>HYGENIC Wachse</b>	<b>48</b>
HYGENIC Biss-Schablone	48
HYGENIC U-förmige Wachs-Bisswälle	49
HYGENIC gelbe Biss-Platten	49
HYGENIC Boxing Wachs	49
HYGENIC mittelweiches Wachs	49
HYGENIC orthodontisches Löffel Wachs	50
HYGENIC Eckige Wachsstreifen	50
HYGENIC Plastik Wachsstäbchen	50

HYGENIC extra hartes Wachs	50
<b>Labor Zubehör</b>	<b>51</b>
Laboratory Accessories	52





# SPOTLIGHT



## ROEKO Comprecap

10

ROEKO Comprecap sind Kompressionshütchen, die durch Kompression auf natürliche Weise Blutungen stillen und Zahnstümpfe trocknen.

## ROEKO Comprecap / Comprecap anatomic



530000



530000

ROEKO Comprecap Kompressionshütchen sind ein einfaches aber intelligentes Hilfsmittel zur Abdruckvorbereitung. Sie stillen Blutungen auf natürliche Weise durch Kompression und trocknen Zahnstümpfe. Die Anwendung ist denkbar einfach und unterstützt die Abdruckvorbereitung unabhängig von dem verwendeten Retraktionsmaterial. ROEKO Comprecap anatomic sind anatomisch geformte Kompressionshütchen, die durch die halbkreisförmigen Ausstanzungen an zwei gegenüberliegenden Seiten optimal an die Anatomie der Zahnreihe angepasst sind.

REF	Artikel
530000	Set, 150 Stk.
530008	Grösse 1, 120 Stk.
530010	Grösse 3, 120 Stk.
530014	Grösse 5, 60 Stk.
531008	Grösse 1, 600 Stk.
531010	Grösse 3, 600 Stk.
531014	Grösse 5, 400 Stk.
531201	Anatomic Grösse 1, 120 Stk.
531203	Anatomic Grösse 3, 120 Stk.
531205	Anatomic Grösse 5, 60 Stk.
531299	Anatomic Set, 120 Stk.

## ROEKO Stay-put



521000

Stay-put kombiniert auf geniale Weise die Qualität eines geflochtenen Retraktionsfadens mit der Formbarkeit eines hauchdünnen Drahtes. Die formbare Seele stabilisiert den Faden und bewirkt, dass er seine gewünschte Form behält. Stay-put lässt sich leicht in den Sulkus einbringen und bleibt in der gewünschten Position.

REF	Artikel
521000	Nicht imprägniert, extra fein, 1 Stk.
521001	Nicht imprägniert, fein, 1 Stk.
521002	Nicht imprägniert, mittel, 1 Stk.
521003	Nicht imprägniert, dick, 1 Stk.

## ROEKO Retracto

Retracto ist ohne Blutstiller als nicht imprägniert verfügbar. Der Retraktionsfaden führt durch die mechanische Anwendung zu einer Kompression. Diese Kompression adstringiert das behandelte Gewebe und führt zu einer Blutstillung.

Artikel				REF	
				Geflochten	Gedreht
ROEKO Retracto	Nicht Imprägniert	extra fein	1 Stk.	511000	523000
ROEKO Retracto	Nicht Imprägniert	fein	1 Stk.	511001	523001
ROEKO Retracto	Nicht Imprägniert	mittel	1 Stk.	511002	523002
ROEKO Retracto	Nicht Imprägniert	dick	1 Stk.	511003	-



511000



523000

## Retraction Zubehör

Doppelendige Handinstrumente aus Edelstahl zum leichten Legen von Retraktionsfäden.



520000

- Gezahnte oder glatte Ausführung
- Geriffelter Rundgriff
- Ergonomische Arbeitsenden
- Seitliche Einkerbungen verhindern ein Wegrutschen des Fadens
- Sterilisierbar

REF	Artikel
520000	Retraktionsfadenstopfer, glatt, 1 Stk.
520001	Retraktionsfadenstopfer, gezahnt, 1 Stk.

The background is a solid orange color with several large, overlapping, curved shapes in a lighter shade of orange, creating a modern, abstract design.

2

Bissregistrierung

# SPOTLIGHT



## JET BLUE BITE

14

Jet Blue Bite ist ein Bissregistrierungsmaterial. Das Material hat eine kurze Mundverweildauer und eine hohe Endhärte zur einfachen Erfassung der Okklusion. Dennoch ist das ausgehärtete Material flexibel für eine leichte Bearbeitung.

## JET BITE

14

Jet Bite ist ein Bissregistrierungsmaterial. Das einfache Handling sowie die ideale Standfestigkeit des Materials erleichtern die Bissregistrierung.

## JET BLUE BITE



6491



6495

Mit der mousseartigen, homogenen Konsistenz von JET BLUE BITE okkludiert der Patient völlig natürlich, ohne einen Bisswiderstand zu verspüren. Das Material wird mit einem speziellen Spreader Tip direkt aus der Kartusche appliziert. Die sehr kurze, patientenfreundliche Mundverweildauer fixiert die Bissituation schnellstens. Nachdem das Registrat ausgehärtet ist, hat JET BLUE BITE eine hohe Endhärte von 89 Shore A. Eine winzige Restelastizität bleibt, damit keine Details vom Registrat wegbrechen können und es beschleif- oder beschneidbar ist.

- Bleibt genau da, wo Sie es haben wollen
- Kein Bisswiderstand, kein Zurückfedern!
- Hohe Endhärte und dennoch flexibel für eine leichte Bearbeitung

REF	Artikel
6491	<b>Fast Nachfüllpackung</b> 1 × 50 ml Kartusche 1 × 6 Stk. Universal Mixing Tip 1 × 6 Stk. Spreader Tips
6493	<b>Superfast Nachfüllpackung</b> 1 × 50 ml Kartusche 1 × 6 Stk. Universal Mixing Tip 1 × 6 Stk. Spreader Tips
6495	<b>Fast Nachfüllpackung</b> 4 × 50 ml Kartusche 1 × 12 Stk. Universal Mixing Tip 1 × 12 Stk. Spreader Tips
6497	<b>Superfast Nachfüllpackung</b> 4 × 50 ml Kartusche 1 × 12 Stk. Universal Mixing Tip 1 × 12 Stk. Spreader Tips

## JET BITE



6400

Jet Bite bietet eine optimale okklusale Bissregistrierung schon beim ersten Versuch. Der Patient beißt dank Jet Bite's lockerer und moussartigen Konsistenz auf natürliche Weise zu. Dadurch können zeitraubende Anpassungen verhindert werden.

- Moussartige Konsistenz - Kein Widerstand, kein Zurückfedern
- Hohe Dimensionsstabilität - keine Formänderung
- Leicht beschleif- und beschneidbar - kein Materialbruch

REF	Artikel
6400	<b>Nachfüllpackung</b> 2 × 50 ml Kartusche 1 × 12 Stk. Universal Mixing Tip 1 × 12 Stk. Spreader Tips
6410	<b>Nachfüllpackung, 20 × 50 ml</b>

# NOTIZEN

A large grid of small dots for taking notes, consisting of 20 columns and 30 rows.

3

Abformung A-Silikon

# SPOTLIGHT



## AFFINIS

18

AFFINIS ist COLTENEs Premium A-Silikon für Dentalabformungen. Neben der idealen Verarbeitungszeit und Mundverweildauer überzeugt AFFINIS mit einer hohen Dimensionsstabilität und höchster Präzision. Das aussergewöhnliche Tensidsystem führt zu einem hervorragenden Anfließverhalten im feuchten Millieu.

## PRESIDENT The Original

22

Die Einführung von PRESIDENT, dem ersten A-Silikon auf dem Markt gilt als Meilenstein für dentale Abformaterialien. Dank der ansprechenden Portfoliobreite bietet PRESIDENT The Original eine perfekte Auswahl an Konsistenzen mit ausgezeichneten Flieseigenschaften in feuchtem Milieu.

# AFFINIS

### Perfect Impressions - Die Krönung der Detailgenauigkeit

Die perfekte AFFINIS-Abformung ist der Schlüssel zu passgenauen zahntechnischen Restaurationen. Sie bildet die Grundlage für das erfolgreiche Teamwork zwischen Zahnarzt und Zahntechniker.

Eines der schnellsten A-Silikone

AFFINIS fast mit einer Gesamt-Abbindezeit von maximal 2:10 min bietet verkürzbare Verarbeitungszeiten und somit höchste Effizienz und Zeitersparnis.

Präzise Detailabformung auch unter schwersten Bedingungen

Das hochaktive Tensidsystem zeichnet sich durch hervorragende Oberflächenaffinität in feuchtem Milieu aus.

Für Sicherheit während der Abformung

Selbstkonturierende Konsistenz verhindert Blasen und Pressfahnen.

Einfache Erfolgskontrolle

AFFINIS PRECIOUS Korrekturmateriale mit eindrucksvoller Gold- und Silberpigmentierung für ausgezeichnete Lesbarkeit und Detailwiedergabe.

Erstmalig autoklavierbare Abformungen

Alle AFFINIS und AFFINIS PRECIOUS Abformungen sind bei 134 °C autoklavierbar, ohne ihre spezifischen Eigenschaften zu verlieren.



### AFFINIS Light Body / Fast



6501

AFFINIS Light Body ist ein äußerst leichtfließendes Korrekturmateriale, welches kleinste Details einfach erfassen kann.

REF	Artikel
6501	<b>Nachfüllpackung Light Body</b> 2 × 50 ml Kartusche 12 Stk. Universal Mixing Tip
6580	<b>Nachfüllpackung Light Body, 20 × 50 ml</b>
6601	<b>Nachfüllpackung Fast Light Body</b> 2 × 50 ml Kartusche 1 × 12 Stk. Universal Mixing Tip
6680	<b>Nachfüllpackung Fast Light Body, 20 × 50 ml</b>

### AFFINIS Regular Body / Fast



6511

AFFINIS Regular Body ist ein mittelfließendes Korrekturmateriale mit guter Standfestigkeit.

REF	Artikel
6511	<b>Nachfüllpackung Regular Body</b> 2 × 50 ml Kartusche 1 × 12 Stk. Universal Mixing Tip
6582	<b>Nachfüllpackung Regular Body, 20 × 50 ml</b>
6611	<b>Nachfüllpackung Fast Regular Body</b> 2 × 50 ml Kartusche 1 × 12 Stk. Universal Mixing Tip
6682	<b>Nachfüllpackung Fast Regular Body, 20 × 50 ml</b>

### AFFINIS PRECIOUS



6775

Das AFFINIS PRECIOUS Light und Regular Body überzeugt mit seiner abgestimmten Fließfähigkeit und weist einen sehr geringen Kontaktwinkel auf. Die einzigartigen Silber- sowie Goldpigmentierung reduzieren die Lichtstreuung erheblich und verbessern die visuelle Wahrnehmung von Details.

REF	Artikel
6775	<b>Light Body</b> 2 × 50 ml Kartusche 1 × 12 Stk. Universal Mixing Tip
6776	<b>Regular Body</b> 2 × 50 ml Kartusche 1 × 12 Stk. Universal Mixing Tip

## AFFINIS Heavy Body / Fast



6590

AFFINIS heavy body ist ein zähfließendes Löffelmaterial, erhältlich in 50ml und 75ml Kartuschen sowie in 5:1 Kartuschen zur Verwendung im Automix System. Mit seiner Oberflächenaffinität und der optimalen Standfestigkeit bei schnellem Druckaufbau ist es das perfekte Löffelmaterial.

REF	Artikel
6590	<b>Nachfüllpackung Heavy Body</b> 2 × 50 ml Kartusche 1 × 6 Stk. Mixing Tips
6595	<b>Nachfüllpackung Heavy Body, 20 × 50 ml</b>
6520	<b>Nachfüllpackung Heavy Body</b> 2 × 75 ml Kartusche 1 × 8 Stk. Mixing Tips
6585	<b>Nachfüllpackung Heavy Body, 20 × 75 ml</b>
6485	<b>System 360 Starter Kit</b> 1 × 380 ml Kartusche 1 × 10 Stk. Dynamic Mixing Tips
6487	<b>System 360 Nachfüllpackung, 2 × 380 ml</b>
6620	<b>Nachfüllpackung Fast Heavy Body</b> 2 × 75 ml Kartusche 1 × 8 Stk. Mixing Tips
6650	<b>Nachfüllpackung Fast Heavy Body</b> 2 × 50 ml Kartusche 1 × 6 Stk. Mixing Tips
6652	<b>Nachfüllpackung Fast Heavy Body, 20 × 50 ml</b>
6685	<b>Nachfüllpackung Fast Heavy Body, 20 × 75 ml</b>

## AFFINIS MonoBody



6480

AFFINIS MonoBody zeichnet sich durch eine hohe Standfestigkeit und Thixotropie aus. Dank seiner angepassten Flieseigenschaften eignet es sich ideal für Implantat- und/oder einphasige Abformungen.

REF	Artikel
6480	<b>System 360 Starter Kit</b> 1 × 380 ml Kartusche 1 × 10 Stk. Dynamic Mixing Tips
6482	<b>System 360 Nachfüllpackung, 2 × 380 ml</b>
6547	<b>Nachfüllpackung</b> 2 × 75 ml Kartusche 1 × 8 Stk. Mixing Tips
6587	<b>Nachfüllpackung, 20 × 75 ml</b>

### AFFINIS BLACK EDITION



60019554

Das schwarze Löffelmaterial AFFINIS Heavy Body BLACK EDITION kontrastiert die gold- oder silberfarbenen AFFINIS PRECIOUS und sorgt für eine ausgezeichnete Lesbarkeit der Abformung.

REF	Artikel
60019554	<b>Nachfüllpackung</b> 2 × 75 ml Kartusche 1 × 8 Stk. Mixing Tips
60019774	<b>System 360 Starter Kit</b> 1 × 380 ml Kartusche 1 × 10 Stk. Dynamic Mixing Tips
60019776	<b>System 360 Nachfüllpackung, 2 × 380 ml</b>

### AFFINIS System 360 Putty



6471

AFFINIS System 360 Putty hat einen starken „festen Körper“, der nach dem Ausbringen aus dem Mischgerät sofort spürbar ist - und von Klebrigkeit keine Spur. Damit erhält der Zahnarzt ein zuverlässiges, automatisch mischbares Knetmaterial für die erfolgreiche Präzisionsabformung.

REF	Artikel
6471	<b>Putty System 360 Starter Kit</b> 1 × 380 ml Kartusche 1 × 10 Stk. Dynamic Mixing Tips
6472	<b>System 360 Nachfüllpackung, 2 × 380 ml</b>

### AFFINIS Putties



6530

Die AFFINIS Putties sind hochviskose, knetbare Löffelmaterialien. Die bemerkenswerte Rückstellfähigkeit von Putty Soft und Putty super soft führt zu äußerst präzisen Abformungen auch in Bereichen mit starken Hinterschneidungen. Die aufeinander abgestimmten Konsistenzen von Basis und Katalysator lassen sich schnell und einfach zu einem homogenen Material verarbeiten.

REF	Artikel
6530	<b>Putty Soft</b> 1 × 300 ml Base 1 × 300 ml Catalyst 2 × Dossierlöffel
6531	<b>Fast Putty Soft</b> 1 × 300 ml Base 1 × 300 ml Catalyst 2 × Dossierlöffel
6535	<b>Putty Super Soft</b> 1 × 300 ml Base 1 × 300 ml Catalyst 2 × Dossierlöffel

# PRESIDENT The Original

### A small step for dentists. A great step for dentistry.

Mit der Markteinführung von PRESIDENT im Jahr 1975 - dem ersten A-Silikon auf dem Markt - wurde ein Meilenstein der Entwicklung hochpräziser dentaler Abformmaterialien geschaffen. Die Marke PRESIDENT The Original überzeugt durch stetige Weiterentwicklung auch heute noch mit ihrer bemerkenswerten Qualität.

Die hochpigmentierten Farben der Korrekturmaterialien sorgen für eine bessere Kontrastfähigkeit und zeigen jedes noch so kleine Detail, auch schon vor dem Ausgießen der Abformung. PRESIDENT The Original bietet eine perfekte Auswahl an Konsistenzen mit ausgezeichneten Fließseigenschaften in feuchtem Milieu.

- Hohe Reißfestigkeit und Elastizität für mehr Sicherheit beim Abformen
- Hervorragende Fließseigenschaften und Thixotropie zur Abformung jeden kleinsten Details
- kontrastreichere Farben für optimale Lesbarkeit



### PRESIDENT The Original Xtra Light Body

PRESIDENT the Original Xtra Light Body ist ein äußerst leichtfließendes Korrekturmateriale, welches jedes noch so kleine marginale Detail einfach erfassen kann.



60019937

REF	Artikel
60019937	<b>Nachfüllpackung</b> 2 x 50 ml Kartusche 1 x 12 Stk. Universal Mixing Tip

### PRESIDENT The Original Light Body

PRESIDENT the Original Light Body zeichnet sich durch seine hervorragenden Fließigenschaften und Viskosität aus. Als echter Allrounder eignet es sich für jede Abformtechnik.



60019938

REF	Artikel
60019938	<b>Nachfüllpackung</b> 2 x 50 ml Kartusche 1 x 12 Stk. Universal Mixing Tip
60019949	<b>Tube Nachfüllpackung</b> 1 x 53 ml Tube Base 1 x 53 ml Tube Catalyst

### PRESIDENT The Original Regular Body

PRESIDENT the Original Regular Body ist ein mittelfließendes Material welches sich aufgrund seiner Standfestigkeit besonders gut für die Doppelmischtechnik eignet.



60019939

REF	Artikel
60019939	<b>Nachfüllpackung</b> 2 x 50 ml Kartusche 1 x 12 Stk. Universal Mixing Tip
60019950	<b>Tube Nachfüllpackung</b> 1 x 53 ml Tube Base 1 x 53 ml Tube Catalyst

### PRESIDENT The Original System 360 MonoBody

PRESIDENT the Original MonoBody eignet sich aufgrund seiner angepassten Fließigenschaften ideal für Implantat- und/oder Einphasige Abformungen. Es ist erhältlich in 5:1 Kartuschen zur Verwendung im Automix System.



60019945

REF	Artikel
60019945	<b>System 360 Starter Kit</b> 1 x 380 ml Kartusche 1 x 10 Stk. Dynamic Mixing Tips
60019946	<b>System 360 Nachfüllpackung, 2 x 380 ml</b>

## PRESIDENT The Original Heavy Body



60019940

PRESIDENT the Original Heavy Body ist ein zähfließendes Löffelmaterial, erhältlich in 75ml Kartuschen zur Verwendung mittels Dispenser sowie in 5:1 Kartuschen zur Verwendung im Automix System.

REF	Artikel
60019940	<b>Nachfüllpackung</b> 2 × 50 ml Kartusche 1 × 6 Stk. Mixing Tips
60019941	<b>Nachfüllpackung</b> 2 × 75 ml Kartusche 1 × 8 Stk. Mixing Tips
60019947	<b>System 360 Starter Kit</b> 1 × 380 ml Kartusche 1 × 10 Stk. Dynamic Mixing Tips
60019948	<b>System 360 Nachfüllpackung, 2 × 380 ml</b>

## PRESIDENT The Original Putties



60019942

PRESIDENT the Original Putties sind knetbare, hochviskose Löffelmaterialien für die Präzisionsabformung. Das bemerkenswerte Rückstellvermögen von Putty Soft und Putty Super Soft führt selbst bei stark untersichgehenden Bereichen zu höchst präzisen Abformungen.



60019943

REF	Artikel
60019942	<b>Putty</b> 1 × 300 ml Base 1 × 300 ml Catalyst 2 × Dossierlöffel
60019943	<b>Putty Soft</b> 1 × 300 ml Base 1 × 300 ml Catalyst 2 × Dossierlöffel
60022166	<b>Fast Putty Soft</b> 1 × 300 ml Base 1 × 300 ml Catalyst 2 × Dossierlöffel
60019944	<b>Putty Super Soft</b> 1 × 300 ml Base 1 × 300 ml Catalyst 2 × Dossierlöffel

# NOTIZEN

A large grid of small dots for taking notes, consisting of 20 columns and 30 rows.

4

Abformung C-Silikon

# SPOTLIGHT



## Speedex

28

Speedex ist ein Premium C-Silikon mit einer A-Silikon Qualität. Dank der geringen Schrumpfung bleiben die Abformungen dimensionsstabil und können bis zu 7 Tage lang problemlos ausgegossen werden.

# Speedex

### Bites of passion

Speedex bietet physikalische Eigenschaften, die additionsvernetzenden Silikonen - Polyvinylsiloxanen - sehr ähnlich sind. Das Abformmaterial verfügt über ein elastisches Rückstellvermögen und eine Zeichnungsschärfe, welche sonst nur von A-Silikonen erreicht werden. Durch die geringe Schrumpfung bleiben die Abformungen dimensionsstabil und können bis zu 7 Tage lang problemlos ausgegossen werden. Des Weiteren verfügt das Premium C-Silikon über eine hervorragende Benetzbarkeit und ein ausgezeichnetes Fließverhalten.

Das Speedex-System hat zudem den Vorteil, dass für vier Konsistenzen mit nur einem Aktivator gearbeitet werden kann.

- 7 Tage Dimensionsstabilität
- Steuerbare Verarbeitungszeiten
- Oberflächenaktivierung
- Fechtigkeitskontrolle
- Optimale Präzision



## Speedex Light Body



4980

Das Speedex Light Body zeichnet sich durch sein gutes Fließverhalten aus und formt jedes Detail genau ab. Die dünnfließende Konsistenz wird vor allem als Korrekturmasse für die Korrekturabformtechnik und als Spritzmasse in der Zweiphasenabformtechnik verwendet.

REF	Artikel
4980	Light Body, 1 × 140 ml

## Speedex Medium



4986

Speedex Medium ist ein mittelfließendes Material, welches sich aufgrund seines Fließverhalten ideal für die Einphasenabformung sowie als Unterfütterungsabformmasse eignet.

REF	Artikel
4986	Medium, 1 × 140 ml

## Speedex Putty



4970

Das Speedex Putty ist ein knetbares Löffelmaterial, welche sich für Abformtechniken aller Art eignet.

REF	Artikel
4970	Putty, 1 × 910 ml

## Speedex Putty Soft



60023572

Speedex Putty Soft ist geschmeidig und lässt sich leicht zu einer homogenen Konsistenz kneten.

REF	Artikel
60023572	Putty soft, 1 × 910 ml

## Speedex Activator

Universal Activator für Speedex Putty, Speedex Putty Soft, Speedex Light Body und Speedex Medium.



4990

REF	Artikel
4990	Universal Activator, 1 × 60 ml

## Pressure Spot Indicator

Das ideale Material auf Polysiloxan-Basis zum Erkennen von Druckstellen bei Zahnersatz.



4440

- Erkennung von Druckstellen bei neuem oder vorhandenem
- Teil- und Vollzahnersatz
- Bestimmung der Notwendigkeit von Unterfütterungen
- Prüfung der Passgenauigkeit von Inlays, Kronen, Brücken und gegossenen Brackets

REF	Artikel
4440	PSI (Base & Catalyst) 1 × 55 ml    Tube Base 1 × 20 ml    Tube Catalyst
4445	PSI Activator, 1 × 20 ml


# NOTIZEN

A large grid of small dots for taking notes, covering the majority of the page.

5

Prothetik Zubehör

# SPOTLIGHT



## Abformlöffel

35

PRESIDENT Trays sind Einwegabformlöffel aus Kunststoff. Ein patentiertes System von sich kreuzenden Rippen und Schienen sorgt für die beispiellose Stabilität der Abformlöffel. Die PRESIDENT Trays AC sind zudem autoklavierbar.

## Mixing Tips

36

Universal Mixing Tip - ein Universal Mischer extra entwickelt für alle light und regular body sowie sämtliche Bissregistrier- und Zahnfleischmaskenmaterialien von COLTENE. Die reduzierte Auspresskraft ermöglicht ein angenehmes und präzises Applizieren.

## COLTENE Adhesive



4405

Eine dünne Schicht von COLTENE Adhesive gibt dem Löffelmaterial zusätzlichen Halt an den Löffelwänden.

### COLTENE Adhesive

COLTENE Adhesive ist ein Universal-Adhäsiv für Dentalabformmassen auf Silikonbasis und dient zur Haftvermittlung zwischen Abformmaterial und Abformlöffel. Ein Ablösen des Abformmaterials bei der Entnahme aus der Mundhöhle kann dadurch verhindert werden.

### COLTENE Adhesive AC

COLTENE Adhesive ist ein autoklavierbares Adhäsiv für alle AFFINIS Abformmaterialien und dient zur Haftvermittlung zwischen diesen und den PRESIDENT Einwegabformlöffeln AC. Ein Ablösen des Abformmaterials bei der Entnahme aus der Mundhöhle kann dadurch verhindert werden. Der spezielle Sprühkopf ermöglicht das Auftragen einer gleichmässig dünnen Schicht ohne dabei zu verkleben. COLTENE Adhesive AC wurde speziell für das autoklavierbare System (AFFINIS Abformmaterialien, PRESIDENT Einwegabformlöffeln AC) entwickelt.

REF	Artikel
4405	Adhesive autoklavierbar, 1 × 10 ml
4410	Adhesive, 1 × 10 ml

## Abformlöffel

Das patentierte System von Verstrebungen ermöglicht eine noch nie erreichte Steifheit des Kunststofflöffels. Dank der anatomischen Formgebung wird die Einprobe erleichtert und sichert so eine verzerrungsfreie Abformung. Auch als autoklavierbare Löffel erhältlich.

- Anatomische Form: Erleichtert die Einprobe beim Patienten und sichert eine verzerrungsfreie Abformung.
- Integrierte Retention: Fixiert sicher jede Art von Abformungsmaterialien im Löffel.
- Transparent: Einfaches, präzises Positionieren des Abformlöffels.
- Modifizierbare Form: Der Löffel kann durch einfaches Erwärmen individuell angepasst werden.
- Einmalgebrauch: Keine Kontaminationsgefahr, kein Zeitverlust durch Reinigung.

Artikel	REF							
			Oberkiefer	Oberkiefer	Oberkiefer	Unterkiefer	Unterkiefer	Unterkiefer
			S	M	L	S	M	L
Abformlöffel	12 Stk.	Autoklavierbar	C6954	C6952	C6950	C6955	C6953	C6951
		Nicht autoklavierbar	C6905	C6903	C6901	C6906	C6904	C6902



C6950



C6901

## Abformlöffel Sets



C6955

REF	Artikel
C6910	<b>Assortment Einwegabformlöffel</b> 1 × 12 Stk. Oberkiefer gross 1 × 12 Stk. Unterkiefer gross 1 × 12 Stk. Oberkiefer mittel 1 × 12 Stk. Unterkiefer mittel 1 × 12 Stk. Oberkiefer klein 1 × 12 Stk. Unterkiefer klein 1 × Quadrant OK li. / UK re. 1 × Quadrant OK re. / UK li. 1 × Frontzähne OK / UK
C6959	<b>Assortment Einwegabformlöffel, autoklavierbar</b> 1 × 12 Stk. Oberkiefer gross, autoklavierbar 1 × 12 Stk. Unterkiefer gross, autoklavierbar 1 × 12 Stk. Oberkiefer mittel, autoklavierbar 1 × 12 Stk. Unterkiefer mittel, autoklavierbar 1 × 12 Stk. Oberkiefer klein, autoklavierbar 1 × 12 Stk. Unterkiefer klein, autoklavierbar 1 × Quadrant OK li. / UK re., autoklavierbar 1 × Quadrant OK re. / UK li., autoklavierbar 1 × Frontzähne OK / UK, autoklavierbar

## Abformlöffel Quadrant & Frontzähne



C6956

REF	Artikel
C6907	Quadrant OK li. / UK re., 12 Stk.
C6908	Quadrant OK re. / UK li., 12 Stk.
C6909	Frontzähne OK / UK, 12 Stk.
C6956	Quadrant OK li. / UK re., autoklavierbar, 12 Stk.
C6957	Quadrant OK re. / UK li., autoklavierbar, 12 Stk.
C6958	Frontzähne OK / UK, autoklavierbar, 12 Stk.

## Mischgeräte



6985

Dispenser und andere Mischgeräte für verschiedene Kartuschen

REF	Artikel
6985	Plunger 50/75 ml, 1 Stk.
60011147	Sympress II Europe, 1 Stk.
60011150	Sympress II UK, 1 Stk.

REF	Zubehör
6900	Dispenser 50/75 ml, 1 Stk.

## Mixing Tips



6552

COLTENE Mixing Tips und Oral Tips für unterschiedliche Korrektur - und Löffelmaterialien, die eine gleichmässige Durchmischung der zwei Komponenten Catalyst und Base garantieren.

REF	Artikel
6162	Dynamic Mixing Tip Yellow, 40 Stk.
6163	System 360 Fixation Ring gelb, 1 Stk.
6210	Oral Tip weiss, 100 Stk.
6223	Spreader Tip, 100 Stk.
6552	Mixing Tip türkis, 40 Stk.
6555	Oral Tip gelb, 100 Stk.
60019663	Universal Mixing Tip Nachfüllpackung, 40 Stk.
60019694	Universal Mixing Tip Nachfüllpackung, 100 Stk.

## Weiteres Zubehör



65002689

REF	Artikel
4420	Ausschneidmesser, 1 Stk.
4412	Mixing Pad, 1 Stk.
4414	Mixing Pad, 10 Stk.
65002689	Coltopress, 1 Stk.

6

Labor

# SPOTLIGHT



## GI-MASK

41

GI-MASK ist eine Zahnfleischmaske auf Silikonbasis mit der im Präparationsbereich der genaue Verlauf der Gingiva erfasst wird und bis zur Fertigstellung des Zahnersatzes gesichert bleibt. Die ästhetische Farbgebung der Materialien hilft Ihnen die klinische Situation besser nachzustellen.

## Lab Putty

42

Lab Putty ist, mit einer Endhärte von 62 – 67 Shore A, die ideale Silikonnetzmasse für die Herstellung von Schlüssel, Stempeln und Ausblockungen im zahntechnischen Labor.

## GI-MASK



8030



8036

GI-MASK ist eine Zahnfleischmaske auf C-Silikonbasis für die präzise und schnelle Reproduktion der Gingivakonturen. Das ausgehärtete Material ist über mehrere Tage hinweg dimensionsstabil. Ein weiterer Vorteil der GI-MASK ist das exklusive Applikations-System, welches für die sichere Dosierung, sauberes Mischen per Hand und einfaches Applizieren steht.

REF	Artikel
8030	<b>Starter Kit</b> 1 × 150 ml Base 1 × 18 ml Activator 1 × 50 ml Universal Separator
8036	<b>Activator, 1 × 18 ml</b>
8037	<b>Nachfüllpackung</b> 1 × 150 ml Base 1 × 18 ml Activator

## GI-MASK Automix New Formula



8060

GI-MASK Automix New Formula ist eine Zahnfleischmaske auf A-Silikonbasis, welche für die präzise Erfassung des Zahnfleischverlaufes verwendet wird. Dank dem praktischen Kartuschen-Format lässt sich zeitsparend und sauber arbeiten.

REF	Artikel
8060	<b>Starter Kit</b> 2 × 50 ml Kartusche 1 × 50 ml Universal Separator 1 × Trimmer for Silicones 1 × 12 Stk. Universal Mixing Tip 1 × 12 Stk. Oral Tips
8065	<b>Nachfüllpackung</b> 2 × 50 ml Kartusche 1 × 12 Stk. Universal Mixing Tip 1 × 12 Stk. Oral Tips

## GI-Mask 3D



6002251

Mit dem scanbaren Zahnfleischmaskenmaterial GI-MASK 3D können reproduzierte Gingivaverläufe im Präparationsbereich ohne Scanspray digitalisiert werden. Besonders bei der Herstellung von implantatgetragenen Suprakonstruktionen ist die Verwendung einer Zahnfleischmaske wichtig, um einen möglichst passgenauen Zahnersatz zu erhalten.

REF	Artikel
60022250	<b>STARTER KIT</b> 2 × 50 ml Kartusche 1 × 50 ml Universal Separator 1 × Trimmer for Silicones 1 × 12 Stk. Universal Mixing Tip 1 × 12 Stk. Oral Tips
60022251	<b>Nachfüllpackung</b> 2 × 50 ml Kartusche 1 × 12 Stk. Universal Mixing Tip 1 × 12 Stk. Oral Tips

## GI-MASK Zubehör



8000

Zubehör für GI-MASK

Universal Separator, Trennmittel für additions- und kondensationsvernetzende Silikone im Dentallabor.

REF	Artikel
8000	Universal Separator, 1 × 50 ml

## Lab Putty

COLTENE entwickelte das Lab-Putty speziell für den Einsatz im zahntechnischen Labor. Es ist ideal für die Herstellung von Schlüsseln, Stempeln und Ausblockungen. Lab-Putty hard überzeugt durch eine hohe Hitzebeständigkeit (300°C) und Endhärte (90 Shore A).



## Lab Putty / Lab Putty Hard



8805



8840

Lab-Putty ist die ideale Silikon-Knetmasse mit einer Endhärte von 63 – 70 Shore A für die Herstellung von Schlüsseln, Stempeln und Ausblockungen im zahntechnischen Labor. Die optimale Festigkeit und die ideale Elastizität bieten perfekte Eigenschaften.

Bei der Anwendung von Lab-Putty hard (Endhärte von 90 Shore A) bei Unterfütterungen, Schlüsseln und Reparaturmodellen erübrigt sich die Modellisolierung. Eine glatte Kunststoffoberfläche ist garantiert. Die hohe Hitzebeständigkeit (300 °C) und das ausgezeichnete Dimensionsverhalten ermöglicht das Erstellen von Lötmodellen.

REF	Artikel
8805	<b>Lab Putty</b> 1 × 900 ml Base 1 × 40 ml Activator 1 × Dossierlöffel
8815	<b>Lab Putty</b> 1 × 5000 ml Base 5 × Dossierlöffel
8880	<b>Lab Putty Hard</b> 1 × 2600 ml Base 5 × Dossierlöffel
8882	<b>Lab Putty Hard</b> 1 × 900 ml Base 1 × 40 ml Activator 1 × Dossierlöffel
8840	<b>Activator, 1 × 40 ml</b>

## ACCU-TRAC

Das ACCU-TRAC System erleichtert die Herstellung perfekter Sägemodelle. Es schafft eine präzise Basis für Ihre prothetische Arbeit. Modell und Basis werden in einem Stück gegossen, wodurch die bei der Verwendung von Pins und Hülsen anfallende zusätzliche Arbeit entfällt. Zeit und Material können ohne Präzisionseinbußen gespart werden.



## ACCU-TRAC



ATK25



ATA20

Das ACCU-TRAC System macht das Herstellen von Sägemodellen wesentlich einfacher: Die Abformung und die Basis werden mit Gips ausgegossen und zusammengefügt. Dies eliminiert den zusätzlichen Aufwand, welcher durch das Anbringen von Pins und Hülsen entsteht. Sie sparen wertvolle Zeit und Material, ohne dass die Präzision beeinflusst wird.

- Eine universelle Löffelgröße, die für alle Unter- und Oberkiefergrößen passt, auch für Quadranten
- Aufgrund der geringen Höhe der Basis passt das Modell in jeden Artikulator
- Die einfache Technik spart Zeit und Material
- Ökonomisch und ökologisch, alle Komponenten sind wiederverwertbar
- Numerische Stumpfposition, sofortige Stumpferkennung, einfache Neupositionierung des Stumpfes

REF	Artikel
AT6	<b>Einführungsset</b> 1 × 6 Stk. Acrylglasrahmen braun 1 × 6 Stk. Basisplatten weiss 1 × 6 Stk. Artikulations Spacer grün 1 × 25 Stk. Artikulatorplatten für Magnete
AT72	<b>Economy-Packung, 72 Stk.</b>
ATR12	<b>Acrylglasrahmen Nachfüllpackung</b> 1 × 12 Stk. Acrylglasrahmen braun 1 × 50 Stk. Artikulatorplatten für Magnete
ATR144	<b>Economy-Packung, 144 Stk.</b>
ATA20	<b>Verriegelungsarme Nachfüllpackung, 20 Stk.</b>
ATE12	<b>Basisplatten Nachfüllpackung, 12 Stk.</b>
ATK25	<b>Artikulatorplatten für Magnete Nachfüllpackung, 25 Stk.</b>
ATK300	<b>Artikulatorplatten für Magnete Nachfüllpackung, 300 Stk.</b>
ATS20	<b>Artikulations Spacer grün, 20 Stk.</b>
ATT12	<b>Acrylglasrahmen Nachfüllpackung, 12 Stk.</b>
ATT576	<b>Acrylglasrahmen Nachfüllpackung, 576 Stk.</b>
ATN50	<b>Transportsystem</b> 1 × 50 Stk. Transport- und Auslieferungsbehälter 1 × 50 Stk. Kunststoff-Retainer

## PINDEX

Die kompromisslose Präzision des Modells und der Matrizen gewährleistet parallele Kanäle für eine schnelle, einfache und zuverlässige Stiftplatzierung. Die Laserbohrmaschine bietet eine genauere Bohrerpositionierung für eine bessere Matrizenregistrierung.



### PINDEX Laser System



PX113L

REF	Artikel
P113LCE	<b>Laser System 230V Europe</b> 1 x Handbohrer 1 x Flexible Sockelformer Set 2 x Werkzeug für Bohrerwechsel 1 x Steckschlüssel 1 x Pin Einführungsset
P113LUK	<b>Laser System 230V UK</b> 1 x Handbohrer 1 x Flexible Sockelformer Set 2 x Werkzeug für Bohrerwechsel 1 x Steckschlüssel 1 x Pin Einführungsset
PX113L	<b>Laser System 115 V</b> 1 x Handbohrer 1 x Flexible Sockelformer Set 2 x Werkzeug für Bohrerwechsel 1 x Steckschlüssel 1 x Pin Einführungsset
PX125	<b>Laser Retro-Fit Kit, 1 Stk.</b>

## Bohrer



PX119

REF	Artikel
PX119	Karbid-Bohrer, 3 Stk.
PX120	Handbohrer, 1 Stk.

## Pins &amp; Accessories



PX1125



PX146

REF	Artikel
PX112S	Pin medium (16mm) mit Split Sleeves, 1000 Stk.
PX112T	Medium Pins/Sleeve Brn, 1 Stk.
PX114S	Pin lang (20mm), 1000 Stk.
PX115	Kurze Pins mit Kunststoffhülse, 1000 Stk.
PX116	Pin lang (20mm) Kit, 100 Stk.
PX117	Pin kurz (10mm) mit Kunststoffhülse, 100 Stk.
PX144	Selbstartikulierende Pins mit Kunststoffhülse, 1000 Stk.
PX145	Selbstartikulierende Pins mit Kunststoffhülse, 100 Stk.
PX145S	Kunststoffhülse für selbstartikulierender Pin, Bulkpackung, 1000 Stk.
PX146	Flexibler Sockelformer (ganzer Kiefer, rechter, linker Quadrant), 3 Stk.
PX147	Flexibler Sockelformer (ganzer Kiefer), 1 Stk.
PX148	Flexibler Sockelformer (rechter, linker Quadrant), 2 Stk.

## Sägeblätter




PX200

REF	Artikel
PX200	Handsäge-Kit 1 × Handsäge 1 × 12 Stk. Sägeblätter 0.18 mm 1 × 12 Stk. Sägeblätter 0.25 mm
PX301	Sägeblätter, .007" (.18mm), 100 Stk.
PX302	Sägeblätter, .010" (.25mm), 100 Stk.
PX201	Sägeblätter, .007" (.18mm), 12 Stk.
PX202	Sägeblätter, .010" (.25mm), 12 Stk.
P38	PROXIMA Sägeblätter-12, 12 Stk.

## HYGENIC Wachse

### Kleine Details, große Wirkung

Das HYGENIC Wachs Sortiment bietet unterschiedliche Formen und Größen für verschiedene Indikationen. Anwender können zwischen Biss-Schablonen, U-förmigen Wachs Bisswällen, eckigen Wachssteifen, Wachsstäbchen und vielem mehr wählen. Diese können z.B. für Ausblockungen individueller Löffel und Bissregistrierungen genutzt werden.



### HYGENIC Biss-Schablone



H00825

Diese Bisschablone besitzt eine integrierte Aluminiumfolie. Laminiert, Blau. U-förmige Wachsplatten, für ein schnelles und präzises Festhalten der Situation.

REF	Artikel
H00825	HYGENIC Biss-Schablone, doppelt, 24 Stk.
H00839	HYGENIC Biss-Schablone, gelb, weich, 50 Stk.
H03365	HYGENIC Biss-Schablone, grün, extra hart, 36 Stk.

## HYGENIC U-förmige Wachs-Bisswälle



H04030

An die Basisplatte adaptierbare vorgefertigte Bisswälle. Kann bei Raumtemperatur individuell verformt werden.

REF	Artikel
H00822	HYGENIC U-Förmige Wachs-Bisswälle, Standard Packung, 100 Stk.
H04030	HYGENIC U-Förmige Wachs-Bisswälle, Labor Packung, 21 Stk.

## HYGENIC gelbe Biss-Platten



H00807

Preisgünstige Alternative zu Bienenwachs, jedoch mit vielen gleichwertigen Eigenschaften.

REF	Artikel
H00807	HYGENIC gelbe Biss-Platten, 1 × 450 g
H00813	HYGENIC gelbe Biss-Platten, 1 × 2,25 kg

## HYGENIC Boxing Wachs



H00815

Breite Wachsstreifen zur individuellen Begrenzung des Abdrucks bei der Modellsockelherstellung. Widerstandsfähig gegen die Abbinde-temperatur des Gipses.

REF	Artikel
H00815	HYGENIC Boxing Wachs, regulär, 1 × 450 g
H00816	HYGENIC Boxing Wachs, extra fein, 1 × 450 g
H00837	HYGENIC Boxing Wachs, regulär, 1 × 2,25 kg
H00838	HYGENIC Boxing Wachs, extra fein, 1 × 2,25 kg

## HYGENIC mittelweiches Wachs



H00805

Mittelweiches Modellierwachs. Wird in warmem Wasser erweicht und anschliessend gekühlt, um die Schrumpfung gering zu halten.

REF	Artikel
H00806	HYGENIC mittelweiches, # 3 rosa Wachs, 1 × 450 g
H00812	HYGENIC mittelweiches, # 3 rosa Wachs, 1 × 2,25 kg
H00805	HYGENIC rote Wachsplatten, 1 × 450 g
H00811	HYGENIC rote Wachsplatten, 1 × 2,25 kg

## HYGENIC orthodontisches Löffel Wachs

Weiche, klebende und schmale Wachsstreifen.



H00827

REF	Artikel
H00827	HYGENIC Orthodontie Löffel Wachs, weiss, 48 Stk.

## HYGENIC Eckige Wachsstreifen

Klebende, weiche und schmale Wachsstreifen



H00819

REF	Artikel
H00819	HYGENIC eckige Wachsstreifen, rot, 1 Stk.
H00817	HYGENIC runde Wachsstreifen, rot, 80 Stk.
H00820	HYGENIC eckige Wachsstreifen, weiss, 1 Stk.
H00818	HYGENIC runde Wachsstreifen, weiss, 80 Stk.

## HYGENIC Plastik Wachsstäbchen

Vorgeformte Wachsstreifen, etwas weicher als die „runden Wachsstreifen“ zur Sicherung des Funktionsrandes sowie zur Erweiterung des Abformlöffels. Weichere Konsistenz verringert Gewebeverpressungen.



H00826

REF	Artikel
H00826	HYGENIC Plastik Wachsstäbchen, aromatisiert, 48 Stk.

## HYGENIC extra hartes Wachs

Dauerhaftes Modellierwachs für die Teil- und Totalprothetik. Hart aber biegsam und hinreichend haftend, um Prothesenzähne zu verankern.



H00803

REF	Artikel
H00803	HYGENIC extra hartes Wachs, 1 × 450 g
H00809	HYGENIC extra hartes Wachs, 1 × 2,25 kg

## Labor Zubehör

COLTENE hat speziell für den Laborbedarf Zubehör entwickelt. Die HYGENIC Flexibole Anmischbecher, sowie der Nylon Spatel sind so konzipiert, dass die zumischende Masse nicht daran haften bleibt.



Laboratory Accessories



H00563


Die HYGENIC Flexibole Anmischbecher sind elastische Anmischbecher zum Anmischen von Gips, Einbettmassen und Alginate. Dazu eignet sich auch der Anmischspatel aus gegossenem Nylon hervorragend. Der qualitativ hochwertige Silikontrimmer ist ideal, um überschüssiges Zahnfleischmaskenmaterial während des Restaurierungsprozesses zu entfernen.

REF	Artikel
H00563	Anmischbecher klein, 1 Stk.
H00564	Anmischbecher mittel, 1 Stk.
H00565	Anmischbecher gross, 1 Stk.
H00566	Anmischbecher extra gross, 1 Stk.
H00567	Anmischbecher jumbo, 1 Stk.
H00676	3/16 x 3/32 x 50 Ft Amber Tube, 1 Stk.
H00682	1/4 x 1/16 x 50 Ft Amber Tube, 1 Stk.
H00684	1/4 x 1/16 x 50 Ft Black Tube, 1 Stk.
H00685	1/4 x 3/32 Amber, 1 Stk.
H00688	1/4 x 1/8 x 50 Ft Amber Tube, 1 Stk.
H00697	5/16 X 3/32 X 50 Ft Amber Tube, 1 Stk.
H00757	Saliva Eject Basketscreen A238, 1 Stk.
H06012	Spatel, 3 Stk.
H06541	100' Clean-Flex 1/2Hve Tubing, 1 Stk.
8075	Fräser für Silikone, 1 Stk.

# NOTIZEN

A large grid of small dots for taking notes, consisting of 20 columns and 30 rows.







# NOTIZEN





# STANDORTE

- CA** **SciCan Ltd.**  
1440 Don Mills Road  
Toronto, Ontario, M3B 3P9 / Canada  
T +1 416 445 1600  
F +1 416 445 2727
- CH** **Coltene/Whaledent AG**  
Feldwiesenstrasse 20  
9450 Altstätten / Switzerland  
T +41 71 757 53 00  
F +41 71 757 53 01  
info.ch@coltene.com
- CN** **Coltene/Whaledent China Trading CO. Ltd.**  
B4046, Area B, 4th Floor, Building A  
No.9 Dongran North Street  
Beijing 100044 / P.R. China  
T +86 10 6212 3251  
F +86 10 6212 3252  
info.cn@coltene.com
- DE** **Coltene/Whaledent GmbH & Co. KG**  
Raiffeisenstraße 30  
89129 Langenau / Germany  
T +49 7345 805 0  
F +49 7345 805 201  
info.de@coltene.com
- ES** **Coltene Iberia S.L.U.**  
c/Doctor Fleming, 3 - Bajo A  
28220 Majadahonda, Madrid / Spain  
T +34 91 63 86 492  
F +34 91 63 86 279  
info.ib@coltene.com
- FR** **Coltene/Whaledent S.a.r.l.**  
Synergie Park  
3 avenue Louis Néel  
59260 Lezennes / Frankreich  
T +33 320 64 64 00  
F +33 320 64 64 03  
info.fr@coltene.com
- FR** **Micro-Mega SA**  
12 rue du Tunnel  
25000 Besancon / Frankreich  
T +33 381 54 42 42  
F +33 381 54 42 39
- IN** **Coltene/Whaledent Private Ltd.**  
Plot No. A2, MIDC, Pendhar Road,  
Taloja, Panvel  
Dist. Raigad. PIN-410208, Maharashtra / India  
T +91 22 2740 1841  
info.in@coltene.com
- IT** **Coltene Italia S.r.l**  
c/o Polo Tecnologico della Brianza  
Via Alessandro Volta, 94 - Cond. Bianchi  
20832 Desio (MB) / Italy  
T +39 0362 62 67 32  
F +39 0362 63 25 80  
info.it@coltene.com
- JP** **Coltene Japan LLC**  
2-2-28 2nd Floor, Nishikicho  
190-0022 Tachikawa Tokyo / Japan  
T +81 42 595 6945  
F +81 42 595 6946  
info.jp@coltene.com
- UK** **Coltene/Whaledent Ltd.**  
The President Suite  
Kendal House, Burgess Hill  
Victoria Way  
West Sussex, RH15 9NF / UK  
T +44 1444 235486  
F +44 1444 870640  
info.uk@coltene.com
- US** **Coltene/Whaledent Inc.**  
235 Ascot Parkway  
Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / USA  
T +1 330 916 8800  
F +1 330 916 7077  
info.us@coltene.com



© COLTENE - [www.coltene.com](http://www.coltene.com)

