

# Produkt-Navigation

## Zahnärztliche Behandlungsschritte



[www.r-dental.com](http://www.r-dental.com)

Informationen



Biß zur Perfektion

# Produkt-Navigation für zahnärztliche Behandlungsschritte

## Legende

Zwischen diesen Strichen sind Einzelprodukte oder Produkte identischer

(I-V), (I, II), (III-V) = Kavitäten-Klassen nach Greene Vardiman Black (\* 03.08.1836 in Winchester, Illinois; † 31.08.1915 in Chicago) Professor der Zahnheilkunde an der Universität von Chicago

Weiter, nächster Behandlungsschritt



### 1 Okklusale Fissuren-Versiegelung optional mit einem lichthärtbaren Adhäsiv und erweiterte Fissuren-Versiegelung

1  
Zahnhartsubstanz

**FANTESTIC® ETCH**  
Thixotrope Phosphorsäure, 37 %-ig
   
**FANTESTIC® FLOWSIVE**  
Lichthärtbares Adhäsiv auf wässriger Basis
   
 oder
   
**FANTESTIC® FLOWSIVE 2**  
Lichthärtbares Adhäsiv auf ethanolischer Basis
   
 oder
   
**FANTESTIC® UniversalBond**  
Selbststärzendes, lichthärtbares Adhäsiv
   
**FANTESTIC® SEAL**  
Lichthärtbare Fissuren-Versiegler
   
 oder
   
**FANTESTIC® FLOWFILL**  
Fließfähige, lichthärtbare Composite, (III-V)
   
 oder
   
**ApaLife® FLOW**  
Fließfähige, lichthärtbare Composite, mit Nano-Fluorapatit, (III-V)
   
 oder
   
**ApaLife® FLOW**  
Fließfähige, lichthärtbare Composite, mit Nano-Fluorapatit, (III-V)
   
 oder
   
**FANTESTIC® FlowPaste**  
Pastöse, lichthärtbare Composite, (III-V)
   
**FANTESTIC® FILL**  
Universelle, lichthärtbare Composite, (I-V)
   
 oder
   
**FANTESTIC® FILL Ceram**  
Modellierbare, lichthärtbare Composite, (I-V)
   
 oder
   
**tZeen®**  
Ästhetische, lichthärtbare Composite mit Nano-Füllstoff-Technologie, (I-V)
   
 oder
   
**FANTESTIC® ContactPoint**  
Stopfbare, lichthärtbare Composite, (I, II)
   
 oder
   
**FANTESTIC® ContactPoint Ceram**  
Stopfbare, lichthärtende C., (I, II)

### Desensibilisierung

Dentin
   
**FANTESTIC® DESI NT**  
Lichthärtbarer Desensitizer

### 2 Optionale Pulpenüberkappung (Cp, P) und Füllungslegung mit der Etch & Rinse-Technik, mit einem lichthärtbaren Adhäsiv und mit lichthärtbaren Compositen

2  
Zahnhartsubstanz, pulpennahes Gewebe und Pulpa

**Cal de Luxe®**  
Calciumhydroxid-Paste in Blistern zur indirekten und direkten Überkappung (Cp, P)
   
 oder
   
**ReViCal**  
Bioaktives, lichthärtbares Pulpenüberkappungsmaterial mit MTA-Füllstoffen (Cp, P)
   
**FANTESTIC® ETCH**  
Thixotrope Phosphorsäure, 37 %-ig
   
**FANTESTIC® FLOWSIVE**  
Lichthärtbares Adhäsiv auf wässriger Basis
   
 oder
   
**FANTESTIC® FLOWSIVE 2**  
Lichthärtbares Adhäsiv auf ethanolischer Basis
   
**FANTESTIC® FLOWFILL**  
Fließfähige, lichthärtbare Composite, (III-V)
   
 oder
   
**ApaLife® FLOW**  
Fließfähige, lichthärtbare Composite, mit Nano-Fluorapatit, (III-V)
   
 oder
   
**FANTESTIC® FlowPaste**  
Pastöse, lichthärtbare Composite, (III-V)
   
**FANTESTIC® FILL**  
Universelle, lichthärtbare Composite, (I-V)
   
 oder
   
**FANTESTIC® FILL Ceram**  
Modellierbare, lichthärtbare Composite, (I-V)
   
 oder
   
**tZeen®**  
Ästhetische, lichthärtbare Composite mit Nano-Füllstoff-Technologie, (I-V)
   
 oder
   
**FANTESTIC® ContactPoint**  
Stopfbare, lichthärtbare Composite, (I, II)
   
 oder
   
**FANTESTIC® ContactPoint Ceram**  
Stopfbare, lichthärtende C., (I, II)

### 3 Optionale Pulpenüberkappung (Cp, P) und Füllungslegung mit einem lichthärtbaren, selbststärkenden Adhäsiv und mit lichthärtbaren Compositen

3  
Zahnhartsubstanz, pulpennahes Gewebe und Pulpa

**Cal de Luxe®**  
Calciumhydroxid-Paste in Blistern zur indirekten und direkten Überkappung (Cp, P)
   
 oder
   
**ReViCal**  
Bioaktives, lichthärtbares Pulpenüberkappungsmaterial mit MTA-Füllstoffen (Cp, P)
   
**FANTESTIC® UniversalBond**  
Selbststärzendes, lichthärtbares Adhäsiv
   
**FANTESTIC® FLOWFILL**  
Fließfähige, lichthärtbare Composite, (III-V)
   
 oder
   
**ApaLife® FLOW**  
Fließfähige, lichthärtbare Composite, mit Nano-Fluorapatit, (III-V)
   
 oder
   
**FANTESTIC® FlowPaste**  
Pastöse, lichthärtbare Composite, (III-V)
   
**FANTESTIC® FILL**  
Universelle, lichthärtbare Composite, (I-V)
   
 oder
   
**FANTESTIC® FILL Ceram**  
Modellierbare, lichthärtbare Composite, (I-V)
   
 oder
   
**tZeen®**  
Ästhetische, lichthärtbare Composite mit Nano-Füllstoff-Technologie, (I-V)
   
 oder
   
**FANTESTIC® ContactPoint**  
Stopfbare, lichthärtbare Composite, (I, II)
   
 oder
   
**FANTESTIC® ContactPoint Ceram**  
Stopfbare, lichthärtende C., (I, II)

### 4 Adhäsive Befestigung mit der Etch & Rinse-Technik, mit einem lichthärtbaren Adhäsiv jeweils plus dem Aktivator für eine Dualhärtung und mit einem dualhärtenden Befestigungs-Composit (dualhärtend = selbsthärtend + lichthärtbar)

4  
Zahnhartsubstanz

**FANTESTIC® ETCH**  
Thixotrope Phosphorsäure, 37 %-ig
   
**FANTESTIC® FLOWSIVE**  
Lichthärtbares Adhäsiv auf wässriger Basis
   
 oder
   
**FANTESTIC® FLOWSIVE 2**  
Lichthärtbares Adhäsiv auf ethanolischer Basis
   
 jeweils plus
   
**FANTESTIC® FLOWSIVE ACTIVATOR**  
zur Dualhärtung von FLOWSIVE, FLOW. 2
   
**FANTESTIC® FLOWFILLCEM DC**  
Dualhärtende Befestigungs-Composite
   
  
**FANTESTIC® CerBond**  
Primer (Silan) für Restaurationen aus Silikatkeramiken
   
 oder
   
**ZM-Bond®**  
Primer mit MDP für Restaurationen aus ZrO<sub>2</sub>, Metall

### Empfehlungen

**prிடidenta®**  
Restaurationen aus priti® ZrO<sub>2</sub> multicolor
   
 oder
   
**GOLDQUADRAT**  
Restaurationen aus 4D MultiLayer-Zirkonoxid

### Optional - Exklusivvertrieb R-dental D.

**REOX® ArtOral ZR**  
für ZrO<sub>2</sub>, Lithiumdisilikat, Titan WAK 10,2-10,6 µm/m-K
   
 oder
   
**REOX® ArtOral KM**  
für Legierungen WAK 13,6-15,2 µm/m-K

### 5 Adhäsive Befestigung mit einem selbststärkenden, dualhärtenden Adhäsiv (Self-Etch, SE) und mit einem dualhärtenden Befestigungs-Composit (dualhärtend = selbsthärtend + lichthärtbar)

5  
Zahnhartsubstanz

**FANTESTIC® FLOWSIVE SE**  
Selbststärzendes, dualhärtendes Adhäsiv
   
**FANTESTIC® FLOWFILLCEM DC**  
Dualhärtende Befestigungs-Composite
   
  
**FANTESTIC® CerBond**  
Primer (Silan) für Restaurationen aus Silikatkeramiken
   
 oder
   
**ZM-Bond®**  
Primer mit MDP für Restaurationen aus ZrO<sub>2</sub>, Metall

### Empfehlungen

**prிடidenta®**  
Restaurationen aus priti® ZrO<sub>2</sub> multicolor
   
 oder
   
**GOLDQUADRAT**  
Restaurationen aus 4D MultiLayer-Zirkonoxid

### Optional - Exklusivvertrieb R-dental D.

**REOX® ArtOral ZR**  
für ZrO<sub>2</sub>, Lithiumdisilikat, Titan WAK 10,2-10,6 µm/m-K
   
 oder
   
**REOX® ArtOral KM**  
für Legierungen WAK 13,6-15,2 µm/m-K

### 6 Adhäsiver Stumpfaufbau mit der Etch & Rinse-Technik, mit einem lichthärtbaren Adhäsiv jeweils plus dem Aktivator für eine Dualhärtung und mit einem dualhärtenden Stumpfaufbau-Composit mit Nano-Zirkoniumdioxid-Füllstoffen

6  
Zahnhartsubstanz

**FANTESTIC® ETCH**  
Thixotrope Phosphorsäure, 37 %-ig
   
**FANTESTIC® FLOWSIVE**  
Lichthärtbares Adhäsiv auf wässriger Basis
   
 oder
   
**FANTESTIC® FLOWSIVE 2**  
Lichthärtbares Adhäsiv auf ethanolischer Basis
   
 jeweils plus
   
**FANTESTIC® FLOWSIVE ACTIVATOR**  
zur Dualhärtung von FLOWSIVE, FLOW. 2
   
**FANTESTIC® Z CORE DC KwikkMix**  
Dualhärtende Stumpfaufbau-Composite
   
 oder
   
**FANTESTIC® Z CORE DC AutoMix**  
Dualhärtende Stumpfaufbau-Composite
   
  
**FANTESTIC® CerBond**  
Primer (Silan) für Restaurationen aus Silikatkeramiken
   
 oder
   
**ZM-Bond®**  
Primer mit MDP für Restaurationen aus ZrO<sub>2</sub>, Metall

### Empfehlungen

**prிடidenta®**  
Restaurationen aus priti® ZrO<sub>2</sub> multicolor
   
 oder
   
**GOLDQUADRAT**  
Restaurationen aus 4D MultiLayer-Zirkonoxid

### Optional - Exklusivvertrieb R-dental D.

**REOX® ArtOral ZR**  
für ZrO<sub>2</sub>, Lithiumdisilikat, Titan WAK 10,2-10,6 µm/m-K
   
 oder
   
**REOX® ArtOral KM**  
für Legierungen WAK 13,6-15,2 µm/m-K

### 7 Adhäsiver Stumpfaufbau mit einem selbststärkenden, dualhärtenden Adhäsiv (Self-Etch, SE) und mit einem dualhärtenden Stumpfaufbau-Composit mit Nano-Zirkoniumdioxid-Füllstoffen

7  
Zahnhartsubstanz

**FANTESTIC® FLOWSIVE SE**  
Selbststärzendes, dualhärtendes Adhäsiv
   
**FANTESTIC® Z CORE DC KwikkMix**  
Dualhärtende Stumpfaufbau-Composite
   
 oder
   
**FANTESTIC® Z CORE DC AutoMix**  
Dualhärtende Stumpfaufbau-Composite
   
  
**FANTESTIC® CerBond**  
Primer (Silan) für Restaurationen aus Silikatkeramiken
   
 oder
   
**ZM-Bond®**  
Primer mit MDP für Restaurationen aus ZrO<sub>2</sub>, Metall

### Empfehlungen

**prிடidenta®**  
Restaurationen aus priti® ZrO<sub>2</sub> multicolor
   
 oder
   
**GOLDQUADRAT**  
Restaurationen aus 4D MultiLayer-Zirkonoxid

### Optional - Exklusivvertrieb R-dental D.

**REOX® ArtOral ZR**  
für ZrO<sub>2</sub>, Lithiumdisilikat, Titan WAK 10,2-10,6 µm/m-K
   
 oder
   
**REOX® ArtOral KM**  
für Legierungen WAK 13,6-15,2 µm/m-K

### 8 Selbstadhäsive Befestigung mit einem dualhärtenden Befestigungszement (optional zur Erhöhung der Adhäsion an Dentin zusätzlich mit einem lichthärtbaren Adhäsiv)

8  
Zahnhartsubstanz

**FANTESTIC® FLOWSIVE 2**  
Selbstadhäsives Adhäsiv auf ethanolischer Basis
   
 optional
   
**FANTESTIC® DirectCem® DC**  
Selbstadhäsiver, dualhärtender Befestigungszement
   
  
**FANTESTIC® CerBond**  
Primer (Silan) für Restaurationen aus Silikatkeramiken
   
 oder
   
**ZM-Bond®**  
Primer mit MDP für Restaurationen aus ZrO<sub>2</sub>, Metall

### Empfehlungen

**prிடidenta®**  
Restaurationen aus priti® ZrO<sub>2</sub> multicolor
   
 oder
   
**GOLDQUADRAT**  
Restaurationen aus 4D MultiLayer-Zirkonoxid

### Optional - Exklusivvertrieb R-dental D.

**REOX® ArtOral ZR**  
für ZrO<sub>2</sub>, Lithiumdisilikat, Titan WAK 10,2-10,6 µm/m-K
   
 oder
   
**REOX® ArtOral KM**  
für Legierungen WAK 13,6-15,2 µm/m-K

## Bestellinformationen R-dental-Produkte:

REF

Bestell-Nr.:

Bezeichnung:	Inhalt:	REF
<b>Lichthärtbarer Desensitizer</b> FANTESTIC® DESI NT	1 Flasche à 3 ml + 25 Mikropinsel	FDF3301
<b>Klassisches Calciumhydroxid und bioaktives, lichthärtbares Pulpenüberkappungsmaterial</b> Cal de Luxe® ReViCal	25 Blister à 0,3 g 2 Spritzen à 1 g + 24 Appl.-Kanülen	CDL2503 RVC1002
<b>Ätzel</b> FANTESTIC® ETCH	2 Spritzen à 2 ml + 6 Appl.-Kanülen	EGS3000
<b>Lichthärtbare Adhäsive</b> FANTESTIC® FLOWSIVE FANTESTIC® FLOWSIVE 2	1 Flasche à 3 ml + 25 Mikropinsel 1 Flasche à 3 ml + 25 Mikropinsel	FFF3100 FFF3105
<b>Aktivator für lichthärtbare Adhäsive FLOWSIVE/FLOWSIVE 2 zur Dualhärtung</b> FANTESTIC® FLOWSIVE AKTIVATOR	1 Flasche à 3 ml + 25 Mikropinsel	FAF3150
<b>Selbstätzendes, lichthärtbares Adhäsiv</b> FANTESTIC® UniversalBond	1 Flasche à 5 ml + 25 Mikropinsel	FUB6000
<b>Selbstätzendes, dualhärtendes Adhäsiv</b> FANTESTIC® FLOWSIVE SE	2 Flaschen à 3 ml + Zubehör	FFF5155
<b>Lichthärtbare Composite, Farben (X, XX) siehe Katalog paper-app®, homepage oder auf Anfrage</b> FANTESTIC® FLOWFILL ApaLife® FLOW ApaLife® FLOW TIPS FANTESTIC® FlowPaste FANTESTIC® FILL FANTESTIC® FILL TIPS FANTESTIC® FILL Ceram FANTESTIC® FILL Ceram TIPS tZeen® tZeen® FANTESTIC® ContactPoint FANTESTIC® ContactPoint Ceram TIPS	2 Spritzen à 2 ml + 6 Appl.-Kanülen 2 Spritzen à 2 ml + 6 Appl.-Kanülen 10 Tips à 0,2 g 10 Tips à 0,3 g 1 Spritze à 4,5 g 10 Tips à 0,3 g 1 Spritze à 4 g 10 Tips à 0,3 g 1 Spritze à 3,5 g 10 Tips à 0,3 g 1 Spritze à 3 g 10 Tips à 0,3 g	FFS32XX APS37XX APT370X FST320X FFS33XX FFT34XX FCS38XX FCT38XX TZS10XX TZT10XX FFS35XX FFT350X
<b>Dualhärtende Befestigungs-Composite</b> FANTESTIC® FLOWFILLCEM DC A3 Universal FANTESTIC® FLOWFILLCEM DC Weiß-opak	1 DKSpritze à 5 ml (9 g) + 10 MIK/IOT 1 DKSpritze à 5 ml (9 g) + 10 MIK/IOT	FFS3266 FFS3267
<b>Dualhärtende Stumpfaufbau-Composite</b> FANTESTIC® CORE DC KwikkMix® A3 Universal FANTESTIC® CORE DC KwikkMix® Weiß-opak FANTESTIC® CORE DC AutoMix A3 Universal FANTESTIC® CORE DC AutoMix Weiß-opak	1 DKSpritze à 5 ml (9 g) + 10 MIK/IOT 1 DKSpritze à 5 ml (9 g) + 10 MIK/IOT 1 DKartusche à 25 ml (48 g) + 10 MIK/IOT 1 DKartusche à 25 ml (48 g) + 10 MIK/IOT	FCS3566 FCS3567 FCK3766 FCK3767
FANTESTIC® Z CORE DC KwikkMix® A2 Universal FANTESTIC® Z CORE DC KwikkMix® Weiß-opak FANTESTIC® Z CORE DC AutoMix A2 Universal FANTESTIC® Z CORE DC AutoMix Weiß-opak	1 DKSpritze à 5 ml (9 g) + 10 MIK/IOT 1 DKSpritze à 5 ml (9 g) + 10 MIK/IOT 1 DKartusche à 25 ml (48 g) + 10 MIK/IOT 1 DKartusche à 25 ml (48 g) + 10 MIK/IOT	FCS4065 FCS4067 FCK4065 FCK4067
<b>Dualhärtende Befestigungs-Zemente</b> FANTESTIC® DirectCem® DC Transparent FANTESTIC® DirectCem® DC A2 Universal	1 DKSpritze à 5 ml (9 g) + Zubehör 1 DKSpritze à 5 ml (9 g) + Zubehör	FDS4262 FDS4265
<b>Primer</b> FANTESTIC® CerBond ZM-Bond®	1 Flasche à 3 ml + 25 Mikropinsel 1 Flasche à 6 ml + 25 Mikropinsel	FCF4100 ZMF4200

Produkte der Firmen Pritidenta®, Goldquadrat®, REOX®  
siehe [paper-app®](#), homepage und auf Anfrage.

\* DirectCem, FANTESTIC, tZeen und ZM-Bond sind eingetragene Warenzeichen der R-dental Dentalerzeugnisse GmbH. Produktänderungen sowie Irrtümer vorbehalten.  
© R-dental Dentalerzeugnisse GmbH 2020. Alle Rechte vorbehalten. V 09/2020.

Weitere R-dental-Produkte, Informationen und R-dental-Hersteller-Katalog mit Preisen ([paper-app®](#)):  
R-dental Dentalerzeugnisse GmbH • Winterhuder Weg 88 • 22085 Hamburg • Deutschland  
T +49 (0)40-30707073-0 • F +49 (0)40-30707073-73 • E [info@r-dental.com](mailto:info@r-dental.com) • I [www.r-dental.com](http://www.r-dental.com)



Katalog paper-app®

Kontakt

